

ROHO® DRY FLOATATION® 座墊充氣與調整指南


為新使用者充氣及調整 ROHO 座墊

每日透過徒手檢查確認氣量水平

僅在有需求時 (通常每 3-4 個月)
重新調整氣量水平

ROHO® 座墊充氣


1. 將 ROHO® 座墊放在輪椅上，氣囊朝上，座墊套的防滑面朝下。
2. 將打氣筒的橡膠氣嘴套在充氣閥上。捏住氣嘴，轉動以打開充氣閥，並將氣囊充氣至過飽。
3. 當所有氣囊都充飽且座墊略微拱起時，捏住打氣筒的橡膠氣嘴，並轉動以完全關閉充氣閥。
4. 拆下打氣筒。



ROHO® 座墊調整


過度充氣座墊後，請進行徒手檢查以調整至正確氣量設定：

1. 使用者應以平常姿勢坐在座椅上，座墊應置於使用者臀部下方中央。




2. 進行徒手檢查：

- a. 將手伸入座墊與使用者之間。輕輕抬起腿部，觸摸骨盆最低骨突處，然後將腿放回坐姿。




- b. 打開充氣閥以放氣，保持手在使用者骨盆最低骨突處下方。



- c. 放氣直到您可以輕微移動指尖觸碰到座面底部，關閉充氣閥。

½" - 1"
正確充氣設定：
0.5 - 1 吋 (1.5 - 2.5 公分)



徒手檢查結果

- 如果您可以輕微移動指尖：座墊充氣設定正確 (最低骨突處與座椅表面之間保留有 0.5 - 1 吋的空氣量，約一隻手掌的厚度)，無需進一步調整。
- 如果您可以輕鬆移動指尖：最低骨突處與座面之間的空氣過多。打開充氣閥，慢慢放氣，直到您僅能輕微移動指尖，然後關閉充氣閥。
- 如果您完全無法移動指尖：最低骨突處與座面之間的空氣太少或沒有空氣。打開充氣閥，慢慢充氣，直到您可以輕微移動指尖，然後關閉充氣閥。



請參閱操作手冊以獲取有關 ROHO 座墊的其他安全、充氣及調整資訊。

ROHO® QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊充氣與調整指南

QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊有四個氣囊區。當 ISOFLO® 記憶控制開啟時，空氣可在各區自由流動。當 ISOFLO 關閉時，空氣被「鎖定」在各自區域。每個區域的充氣水平可單獨調整，能夠調整或適應骨盆及大腿的左右或前後不對稱。注意：在調整座墊以適應不對稱前，必須先按照下方說明將氣囊充氣至正確氣量設定。


為新使用者充氣及調整
ROHO QUADTRO SELECT® 座墊

每日透過徒手檢查確認氣量水平

僅在有需求時(通常每 3-4 個月)
重新調整氣量水平

QUADTRO SELECT® 四邊可調設定

- 將 QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊放在輪椅上，氣囊朝上，座墊套的防滑面朝下。
- 充氣前，必須打開 ISOFLO 記憶控制，讓所有氣囊充氣。打開方法：將綠色旋鈕推向解鎖位置。
- 將打氣筒的橡膠氣嘴套在充氣閥上。捏住氣嘴，轉動以打開充氣閥，並將氣囊充氣至過飽，直到座墊略微拱起。







4. 拆下打氣筒。

QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊調整

過度充氣後，請進行徒手檢查以調整至正確充氣設定：

- 使用者應以平常姿勢坐在座椅上，座墊應置於使用者臀部下方中央。
- 進行徒手檢查：
 - 將手伸入座墊與使用者之間。輕輕抬起腿部，觸摸骨盆最低骨突處，然後將腿放回坐姿。
 - 打開充氣閥以放氣，保持手在使用者骨盆最低骨突處下方。
 - 放氣直到您可以輕微移動指尖觸碰到座面底部，關閉充氣閥。



正確充氣設定：
0.5 - 1 吋 (1.5 - 2.5 公分)

徒手檢查結果

- 如果您可以輕微移動指尖：座墊充氣設定正確(最低骨突處與座椅表面之間保留有 0.5 - 1 吋的空氣量，約一隻手掌的厚度)，無需進一步調整。
- 如果您可以輕鬆移動指尖：最低骨突處與座面之間的空氣過多。打開充氣閥，慢慢放氣，直到您僅能輕微移動指尖，然後關閉充氣閥。
- 如果您完全無法移動指尖：最低骨突處與座面之間的空氣太少或沒有空氣。打開充氣閥，慢慢充氣，直到您可以輕微移動指尖，然後關閉充氣閥。

請參閱下頁瞭解如何調整 QUADTRO SELECT®
四邊可調座墊以因應異常姿勢。

請參閱操作手冊以獲取有關 QUADTRO SELECT®
座墊的其他安全、充氣及調整資訊。

ROHO® QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊充氣與調整指南

注意：在調整座墊以適應不對稱前，您必須先進行徒手檢查，將氣囊充氣至正確設定，如本文件上頁所述

矯正可還原 (具調整性) 之骨盆後傾 (前後不對稱)

1. 確認 ISO FLO 記憶控制已開啟 (按下綠色旋鈕)。圖1
2. 確保骨盆確實坐入座墊後方，保持正中且直立姿勢。圖2
3. 用雙手向下壓骨盆兩側，將空氣推向前方區域，在座墊後側形成前高後低的輪廓，有助於防止骨盆前移；關閉 ISO FLO 記憶控制 (按下紅色旋鈕)，然後釋放雙手施加在骨盆的力量。圖3
4. 進行徒手檢查，確保坐骨結節與座面之間至少有 0.5 - 1 英吋的空氣 (約一個手掌的厚度)。圖4

圖1



圖2




圖3





圖4



矯正可還原 (具調整性) 之骨盆歪斜 (側向不對稱)

1. 確認 ISO FLO 記憶控制已開啟 (按下綠色旋鈕)。圖1
2. 確保骨盆確實坐入座墊後方。圖2
3. 將骨盆高側下壓，直到骨盆左右高度回歸水平，以使骨盆處於正中且直立的位置。圖5與圖6。這會將更多空氣推向較低一側的區域，有助於防止骨盆向該側傾斜。圖7
4. 關閉 ISO FLO 記憶控制 (按下紅色旋鈕)，釋放骨盆壓力。圖3
5. 進行徒手檢查，確保坐骨結節與座面之間至少有 0.5 - 1 英吋的空氣。圖8

圖5




圖6




圖7





圖8



適應不可還原 (固定性) 姿勢不對稱

1. 確認 ISO FLO 記憶控制已開啟 (按下綠色旋鈕)。圖1
2. 讓使用者以其能達到的最接近直立且居中的姿勢坐在座墊上。圖9
3. 關閉 ISO FLO 記憶控制 (按下紅色旋鈕)。這有助於保持使用者能達到的最佳姿勢，並防止不對稱進一步惡化。圖3
4. 進行徒手檢查，確保最低處坐骨結節與座面之間至少有 0.5 - 1 英吋的空氣。圖8與圖10

圖9





圖10



請參閱操作手冊以獲取有關 QUADTRO SELECT® 四邊可調座墊的其他安全、充氣及調整資訊。

GD-RSIG-TC-001.0