



LISTA DE PREPARACIÓN PARA VIAJAR



AVISO LEGAL: Los siguientes consejos de viaje se facilitan a título meramente informativo. Permobil no realiza ninguna recomendación clínica, operativa o de garantía sobre ningún producto, característica o servicio mencionado a continuación.

ANTES DE SALIR DE VIAJE



- Cargue completamente las baterías.
- Lleve consigo el cargador. Si viaja al extranjero, compruebe que su cargador sea compatible.
- Asegúrese de que su silla ha recibido las reparaciones adecuadas recientemente.
- Busque un distribuidor autorizado de Permobil en el lugar donde vaya a viajar.
- Anote su número de serie y guárdelo con usted.
- Considere la posibilidad de adquirir ganchos para bolsas, bolsillos para reposabrazos o un soporte esencial de Permobil para almacenamiento adicional.

VIAJAR EN COCHE



- Si viaja con la silla fuera del vehículo, asegúrese de que la silla esté protegida con una funda impermeable.
- Asegúrese de que la silla esté bien fijada al vehículo.
- Considere el uso de un bloqueo de seguridad si planea dejar su silla desatendida con su vehículo.

SI LE SUCEDE ALGO A SU SILLA



- Presente una reclamación a la aerolínea u otro proveedor de viajes antes de salir del aeropuerto.
- Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Permobil en su zona o con el representante local de Permobil. Harán todo lo posible para ayudarle a volver a ponerse en marcha.

VIAJAR EN AVIÓN



- Póngase en contacto con su aerolínea con antelación para planificar el transporte de su silla. Asegúrese de describir el tipo de silla que utiliza y considere el tamaño del avión para asegurarse de que se adapta a sus necesidades.
- Tenga en cuenta que algunas aerolíneas pueden pedirle que firme una declaración de responsabilidad respecto a su silla durante el transporte.
- Anote el tipo de baterías instaladas en su silla y cuánto pesan, algunas aerolíneas pueden solicitar esta información.
- Haga fotos del estado de su silla antes de facturar en el aeropuerto.
- Póngase en contacto con los servicios de asistencia a discapacitados cuando esté a 5 o 10 minutos de distancia para que puedan quedar con usted a su llegada.
- Asegúrese de informar al asistente de facturación de cualquier equipo médico que tenga que pueda llegar a ser frágil.
- Solicite que la silla se desplace en posición vertical en una posición estable.
- Retire la parte superior de la carcasa del respaldo y colóquela en el asiento para reducir la altura de la silla y permitir que se cargue/descargue más fácilmente.
- Coloque el joystick en el interior del reposabrazos para protegerlo aún más durante el transporte.
- Ponga los motores de accionamiento de la silla en modo de rueda libre y apague el disyuntor de la silla para permitir que el personal de la aerolínea mueva la silla sin accionarla.
- Asegúrese de que el sistema de asiento de su silla esté envuelto en plástico retráctil antes de la carga para mantener el respaldo y otros componentes de la silla juntos durante el transporte.
- Use plástico de burbujas cuando sea necesario para mayor protección, como reposacabezas, pantallas u otros accesorios.
- Coloque una etiqueta en su silla y cualquier pieza extraíble con su información de contacto.
- Cuando llegue a la puerta de embarque, pregunte al encargado de la puerta si puede hablar con el supervisor de la rampa. Puede darles la lista de comprobación y explicarles cómo cuidar de su silla.
- Lleve consigo el cojín en el avión para una mayor comodidad mientras viaja.
- Recuerde, asegúrese de defender sus derechos. Porque lo que funciona para otros puede no funcionar para usted.

Consulte el manual de usuario si necesita más consejos de seguridad y pautas de transporte.