


電動車いす


MyPermobil アプリ



permobil

知ることが、力になる。


MyPermobilアプリは、電動車いすのリアルタイムな情報をスマートフォンに直接お届けし、あなたの「もっと」を後押しします。いつでも状況を把握でき、Permobilの電動車いすを安心して使いこなせます。



バッテリー残量と走行可能距離の目安で、どこまで行けるかがわかります。



電動シート機能の使用状況を把握して、除圧を無理なく習慣に。



走行履歴をふり返って、これまでの移動距離を確認できます。

アプリのダッシュボードで
重要な情報をひと目で確認


位置情報の設定は
ワンタップでオン／オフ

内蔵マップで日々の移動と
これまでの走行を可視化

走行距離

直近24時間

GPSトラッキング：オン



直近24時間の走行距離
1日あたりの平均は0.6



×

直近7日間

11:05

08:00

距離は 16 km です
0.67 km です

➤

安心して、どこまでも。

これまで走ってきた道も、これから向かう場所も。MyPermobilアプリが電動車いすでの移動をサポートします。アプリのバッテリー走行可能距離の目安と内蔵マップを組み合わせれば、もっと遠くへ、安心して出かけられます。

あなたの世界を、 光で彩る。

自由にカスタマイズできるLEDライティングで、Permobilの電動車いすをあなたらしく。RGBスペクトルから好きな色を選び、明るさや発色の強さもMyPermobilアプリから細かく調整できます。

Power Platform電子制御システムを搭載した車いすでご利用いただけます。

ライトをご使用の際は、周囲の歩行者や自転車、自動車などに誤解を与えないよう、安全に配慮してご使用ください。特に前方を赤色に設定する場合はご注意ください。





「つながる」を、次のレベルへ。

ユーザーと販売店を、ひとつの使いやすいプラットフォームでつなぐことで、コミュニケーションがスムーズになります。

電動車いす (Power Platform) と +Connect (Quick Config, MyPermobil, Fleet) *は、これらの電動車いすを支える中核となるシステムです。高度なアシスティブテクノロジーとスマートな通信機能を組み合わせています。

対象の車いすは工場出荷時から接続機能を備えております。これにより、遠隔での状態確認、効率的なサポートが可能になります。

すべての接続対応車いすには、長く安心して使っていただくための、Permobil の「信頼性」「透明性」「安心」へのこだわりが込められています。

*現在準備中です

MyPermobil
(ユーザー側)

フリート管理
(販売店側)



Connect対応デバイス



MyPermobil の接続機能は、PowerPlatform搭載の電動車いすに標準搭載されています。

ご利用を開始するには、MyPermobil アプリをダウンロードしてください。



詳しくはこちら

permobil

ペルモビル株式会社 | 03-6659-9500 | info.jp@permobil.com | www.permobil.com/ja-jp

BR-JP-MYPA-001.0