

Soutien dorsal

Matrice de comparaison

permobil



Série Unite

						
	Comfort Unite 1	Comfort Unite 2	Comfort Unite 3	Comfort Unite 1 Wing	Comfort Unite 1 LTS	Comfort Sur mesure Unite
Type de code	Positionnement dorsal, postérieur	Positionnement dorsal, postérieur latéral	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux	Coussin de dossier fabriqué sur mesure
Largeur	12 à 26 po (par échelon de 2 po)	12 à 24 po (par échelon de 2 po)	15 à 25 po (par échelon de 2 po)	12 à 24 po (par échelon de 2 po)	12 à 24 po (par échelon de 2 po)	sur la base de mesures individuelles
Longueur/hauteur	12 à 22 po (par échelon de 2 po)	12 à 22 po (par échelon de 2 po)	15 à 22 po (par échelon de 2 po)	12 à 22 po (par échelon de 2 po)	12 à 22 po (par échelon de 2 po)	sur la base de mesures individuelles
Contours	2,25 po	4 po	6,5 po	2,25 po avec aile 5 ou 7 po	2,25 po	Comfort Unite 1, 2, 3 ou 1 avec aile Personnalisez les hauteurs de cellule ROHO : 1,25 po, 2,25 po, 3,25 po, 5,25 po
Coque	Aluminium moulable	Aluminium moulable	Aluminium moulable	Aluminium moulable	Aluminium moulable	Aluminium moulable
Matériel	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Power mount Montage direct
Matériau de l'insertion	Mousse 2 couches	Mousse 2 couches Insertion pneumatique ROHO® en option	Mousse 2 couches Insertion pneumatique ROHO en option	Mousse 2 couches	Mousse 2 couches	Mousse Insertions pneumatiques de ROHO Coussin de dossier ROHO air
Options de housses	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear™ Comfort-Tek®	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear Comfort-Tek	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear Comfort-Tek	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear Comfort-Tek	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear Comfort-Tek	Entretoise diamantée Entretoise diamantée avec GlideWear Comfort-Tek
Capacité de charge	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb 26 à 28 po de largeur : 450 lb	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb	≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb 26 à 28 po de largeur : 450 lb
Appui-tête en option	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Options latérales	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Garantie	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans
Suppléments	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité	Rail UniTrak Couleurs d'accentuation Broderie Rabat de confidentialité

Série Comfort

		
Comfort Embrace	Comfort Relief	Comfort Relief LTS
Positionnement dorsal, postérieur	Positionnement dorsal, postérieur latéral	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux
10 à 25 po (par échelon de 2 po)	10 à 25 po (par échelon de 2 po)	14 à 20 po (par échelon de 2 po)
10 à 22 po (par échelon de 2 po)	10 à 22 po (par échelon de 2 po)	12 à 22 po (par échelon de 2 po)
—	—	3 L x 4 P (po) 4 L x 5 P (po) 4 L x 6 P (po) 5 L x 6 P (po)
Aluminium	Aluminium	Aluminium
Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Montage électrique	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Montage électrique	Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Montage électrique
Mousse 2 couches	BOA® Fit System, mousse	BOA Fit System, mousse
Comfort-Tek Stretch-Air	Comfort-Tek Stretch-Air	Comfort-Tek Stretch-Air
10 à 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 500 lb	14 à 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb	14 à 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans
Couleurs d'accentuation, broderie, rabat de confidentialité	Couleurs d'accentuation, broderie, rabat de confidentialité	Couleurs d'accentuation, broderie, rabat de confidentialité



Série Comfort

Série ROHO®

			
Comfort Embrace LTS	Comfort TruShape	ROHO Contour minimum et moyen AGILITY® Active Aluminum	ROHO Contour minimum et moyen Agility Active Carbon
Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux	Coussin de dossier fabriqué sur mesure	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux	Positionnement dorsal, assise plane avec supports latéraux
10 à 24 po (par échelon de 2 po)	sur la base de mesures individuelles	15 à 18 po (par échelon de 1 po)	15 à 18 po (par échelon de 1 po)
10 à 22 po (par échelon de 2 po)	sur la base de mesures individuelles	8, 10 po	10, 13, 16 po
3 L x 4 P (po) 4 L x 5 P (po) 4 L x 6 P (po) 5 L x 6 P (po)	sur la base de mesures individuelles	3 po 4 po	3 po 4 po
Aluminium	Les matériaux varient	Aluminium	Carbone
Libération rapide 2 pt et 4 pt Fixe 2 pt et 5 pt Montage électrique	Fixe Montage électrique	Fixe réglable	Fixe réglable
Mousse 2 couches	Mousse personnalisée	Mousse	Mousse avec insertion pneumatique
Comfort-Tek Stretch-Air	Néoprène, tissu d'espacement Breathe 5, Comfort-Tek Stretch-Air	Tissu d'espacement	Tissu d'espacement
≤ 18 po de largeur : 250 lb 20 po de largeur : 300 lb 22 po de largeur : 350 lb 24 po de largeur : 400 lb	Aucune limite de poids si la taille est appropriée	265 lb	265 lb
Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Non	Non
Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Housse : 6 mois Coque arrière, matériel et mousse : 5 ans	Coque arrière et matériel : 5 ans Mousse, housse : 18 mois	Coque arrière et matériel : 5 ans Mousse, housse et insertion pneumatique : 18 mois
Couleurs d'accentuation, broderie, rabat de confidentialité	Double renfort, points d'appui, recouvrement des points d'appui, trous d'aération, housse supplémentaire	—	—

Une technologie innovante

BOA®

Le système d'enrouleur et de câble BOA® offre des réglages de positionnement fluides et uniformes. Disponible sur le dossier Comfort Relief, chaque clic offre un ajustement de précision d'un millimètre pour l'individu.

Insertions pneumatiques de ROHO®

Coussins d'air vertébraux et latéraux réglables indépendamment conçus pour le positionnement et la protection de la peau, disponibles sur les dossiers Unite.

Supports en aluminium

Comfort offre des renforts en aluminium moulés brevetés dans les dossiers Embrace et Unite qui s'adaptent et soutiennent la posture de l'individu.



Matériel et positionnement

Le matériel **Compass® Power Mount** simplifie l'installation sur la plupart des fauteuils roulants électriques grâce à un réglage en hauteur de 8 po, tout en s'intégrant facilement aux dossiers Relief, Embrace et Unite.

Le matériel **Compass 4** offre un système à dégagement rapide et un ajustement complet de la hauteur, de la profondeur et de l'angle d'inclinaison — le tout pendant que l'utilisateur est assis. Le dossier peut être retiré en quelques secondes pour plus de commodité.

Le matériel **Direct Mount** est conçu pour les fauteuils roulants électriques Permobil avec système d'assise Corpus® de 3e génération, assurant une installation facile avec une perte de profondeur d'assise inférieure à 1/5 po.

Le matériel de la série **Agility® Active** utilise des disques Zytel® durables pour une fixation sécuritaire et fiable, avec des réglages intégrés.

