

Assise et positionnement

Catalogue de produits



permobil

Table des matières

Soutiens dorsaux

Technologie de housse	3
Technologie de matériel	4 – 5
Technologie de soutien dorsal.....	6
Positionnement des soutiens dorsaux	7 - 14
Positionnement des soutiens dorsaux avec parties latérales	15 – 16

Coussins

Caractéristiques du coussin.....	19
Utilisation générale.....	20 – 21
Protection de la peau	21
Positionnement.....	22
Protection de la peau et positionnement.....	22
Protection de la peau réglable.....	23 – 26
Protection de la peau réglable et positionnement	27 - 31
Personnalisé et Coussins non codés	32 – 34
Guide de dimensionnement des coussins ROHO®	34

Soutiens et accessoires

BodiLink®	37 - 43
Extrémité inférieure	44 – 48
Extrémité supérieure	49 – 52
Base d'assise rigide.....	52 – 53
Housses de rechange.....	53 – 54
Accessoires supplémentaires.....	55 – 58

Références





Soutiens dorsaux

Les systèmes de soutien dorsal Permobil sont à la pointe de l'innovation en matière de soutiens dorsaux personnalisables pour fauteuils roulants. Notre gamme complète de produits garantit une adaptation idéale à chaque utilisateur. De l'usage général au système entièrement personnalisé, nos soutiens dorsaux offrent des solutions d'assise aussi uniques que les personnes qui les utilisent.

Technologie de housse

ROHO

Tissu d'espacement

Fabriqu  en polyester durable et perm able   la vapeur pour une meilleure respirabilit .

Housse standard

Tissu    lasticit  multidirectionnelle, con u pour offrir du confort et une immersion optimale.

Housse haute r sistance

Tissu    lasticit  multidirectionnelle et r sistant aux liquides pour la protection contre l'incontinence.

Confort

Diamond Spacer

Le tissu d'espacement Diamond Spacer en polyester 100 % de 3 mm d' paisseur est con u pour  tre respirant et permettre une immersion optimale.

Stretch-Air

Notre Stretch-Air est con u pour  tre respirant et extensible dans plusieurs directions afin d'offrir une immersion optimale.

Comfort-Tek

Allie r sistance et douceur gr ce   son extensibilit  multidirectionnelle pour un ajustement personnalis , tout en offrant une barri re facile   nettoyer, anti-infectieuse et anti-incontinence.

Passepoil r fl chissant

Les soutiens dorsaux et coussins Comfort sont dot s d'un passepoil r fl chissant qui renvoie la lumi re vers sa source, am liorant ainsi la visibilit  et favorisant la s curit .

GlideWear™

La technologie GlideWear, une mise   niveau optionnelle des coussins Comfort, des dossiers Comfort Unite et des accessoires BodiLink, r duit le risque d'escarres tout en am liorant le confort.

Technologie de matériel

Support Compass® 4

Le support rigide breveté Compass® 4 est robuste, léger et permet un réglage indépendant de la profondeur et de l'angle d'inclinaison.

Caractéristiques




Ajustement

Pince pour canne

S'adapte à une large gamme de tailles de tubes de $3/4"$, $7/8"$, $1"$ et $1 1/8"$ de diamètre. La pince ne nécessite que $1 1/2"$ d'espace sur chaque canne pour le montage.

La meilleure résistance à la rotation du marché

Compass 4 = 250 livres




Réglage

Plage de réglage de profondeur

- Configuration standard (à la livraison)
- Pince pour canne inversée
- Pince pour canne inversée et support d'angle/profondeur
- Support 90° inversé et pince pour canne
- Support 90° inversé
- Ligne centrale du tube de canne


Chaque configuration offre un réglage en profondeur de 2"

Plage de profondeur du centre de la pince pour canne à la surface de support (1,5" d'épaisseur)



Réglage

Capacité de réglage de la largeur




Réglage de l'angle



Réglage de la profondeur



Réglage indépendant de la profondeur et de l'inclinaison



Le boulon de réglage de profondeur réversible permet un accès facile, même dans les configurations de fixation de canne inversées.

Options de matériel

- Compass 4 Dégagement rapide à 2 points
- Compass 4 2 points fixes
- Compass 4 Dégagement rapide à 4 points
- Compass 4 4 points fixes

Support de montage Compass Power

- Installation facile avec réglage en hauteur de 8"
- Intègre les soutiens dorsaux Comfort Unite, Embrasse et Relief en cas d'utilisation avec des systèmes de fauteuils électriques :


- Permobil Corpus® 3G
(PMB-PERMOBIL)
- Quantum TRU-Balance 3 or 4
(PMB-QUANTUM)
- Quickie 3.7
(PMB-QUICKIE)
- ROVI avec Motion Concepts
(PMB-ROVI)
- AVID Rehab
(PMB-AVID)



Support de montage
Compass Power

Matériel Direct Mount de Permobil

- Parfaitement compatible avec le système d'assise Permobil Corpus 3G
- Installation facile avec moins de 1/4" de perte de profondeur d'assise
- Référence (BS-PDMXXW)



Matériel Direct
Mount de Permobil

Technologie de soutien dorsal



Le système BOA® Fit

Micro-réglable

Chaque clic du sélecteur BOA® permet un réglage précis de l'ajustement au millimètre près.

Sécurisé

Le sélecteur BOA® reste en place une fois verrouillé.

Ajustement personnalisable

La technologie BOA® offre un réglage fluide et uniforme, sans points de pression, pour un confort optimal.

Pratique

Le système BOA® Fit offre une solution de réglage dépourvue de sangles, de cliquets et d'attaches.

Le sélecteur BOA®



Tirer pour relâcher la tension




Appuyer pour enclencher le système

Tourner sur la droite pour serrer


Lamelles en aluminium

En tant qu'équipement standard sur tous les soutiens dorsaux Unite et Embrace, les renforts en aluminium sont situés à l'intérieur de la housse à fermeture éclair, derrière la surface du coussin en mousse, et sont accessibles pour effectuer des réglages lorsque la personne est assise.



Inserts à air ROHO®

Disponibles sur les soutiens dorsaux Unite 1 Wing, Unite 2 et Unite 3, ces inserts à cellules d'air réglables sont situés le long de la colonne vertébrale et/ou sur les parties latérales pour une protection supplémentaire de la peau et un meilleur positionnement.



Soutiens dorsaux personnalisés

Configurations personnalisées disponibles sur les modèles Comfort Unite, Relief et Embrace. Choisissez parmi les mousses, les mousses en place, les cellules d'air ROHO et d'autres options de taille.

E2617
Dossier de fauteuil roulant
fabriqué sur mesure

Comfort Unite 1



Caractéristiques

- Contour de la coque de 2,25".
- Renforts ajustables et moulables pour épouser la forme et soutenir le dos.
- Fixations par trou de serrure (dans la coque) et sangle à œillet (sur la housse) pour un ajustement sécurisé.
- Coque en aluminium légère et résistante offrant un soulagement au niveau du bassin et des omoplates.
- Installation rapide du matériel : réglage facile de la profondeur, de la hauteur et de l'angle sans que l'utilisateur ait à se lever de son fauteuil.
- Compatible avec le matériel Comfort Compass, le matériel Power Mount et le matériel Direct Mount.
- Options de housse : Comfort-Tek ou Diamond Spacer ; mise à niveau GlideWear disponible sur Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Dimensions

Largeur	12" à 26", (par incrément de 2")
Longueur	12" à 22", (par incrément de 2")
Contours	2,25"

Capacité de charge

≤ 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres
26" à 28" de largeur	450 livres

Référence Comfort Unite 1

U1-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Tailles standard

	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W	26" W
22" L			16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22	
20" L		14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20	26 x 20
18" L	12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18	26 x 18
16" L	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16		
14" L	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14			
12" L	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12				

Comfort Unite 2



Dimensions

Largeur	12" à 24", (par incrément de 2")
Longueur	12" à 22", (par incrément de 2")
Contours	4"

Capacité de charge

≤ 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Tailles standard

	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L			16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L		14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12			

Tailles standard avec insert ROHO

	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L		16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		

Caractéristiques

- Contour de la coque de 4".
- Renforts ajustables et moulables pour épouser la forme et soutenir le dos.
- Fixations par trou de serrure (dans la coque) et sangle à œillet (sur la housse) pour un ajustement sécurisé.
- Coque en aluminium légère et résistante offrant un soulagement au niveau du bassin et des omoplates.
- Installation rapide du matériel : réglage facile de la profondeur, de la hauteur et de l'angle sans que l'utilisateur ait à se lever de son fauteuil.
- Option d'insert ROHO le long de la zone vertébrale.
- Compatible avec le matériel Comfort Compass, le matériel Power Mount et le matériel Direct Mount
- Options de housse : Comfort-Tek ou Diamond Spacer ; mise à niveau GlideWear disponible sur Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Référence Comfort Unite 2

U2-BSXXWYYL

U2R-BSXXWYYL Avec insert ROHO

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Comfort Unite 3



Dimensions

Largeur	14" à 24", (par incrément de 2")
Longueur	14" à 22", (par incrément de 2")
Contours	6,5"

Capacité de charge

≤ 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Tailles standard

	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L		16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		

Tailles standard avec insert ROHO

	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L	16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	

Caractéristiques

- Contour de la coque de 6,5".
- Renforts ajustables et moulables pour épouser la forme et soutenir le dos.
- Fixations par trou de serrure (dans la coque) et sangle à œillet (sur la housse) pour un ajustement sécurisé.
- Coque en aluminium légère et résistante offrant un soulagement au niveau du bassin et des omoplates.
- Option d'insert ROHO le long de la colonne vertébrale et sur les parties latérales.
- Installation rapide du matériel : réglage facile de la profondeur, de la hauteur et de l'angle sans que l'utilisateur ait à se lever de son fauteuil.
- Compatible avec le matériel Comfort Compass, le matériel Power Mount et le matériel Direct Mount.
- Options de housse : Comfort-Tek ou Diamond Spacer ; mise à niveau GlideWear disponible sur Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Référence Comfort Unite 3

U3-BSXXWYYL

U3R-BSXXWYYL Avec insert ROHO

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Comfort Unite 1 Wing



Dimensions

Largeur	12" à 24", (par incrément de 2")
Longueur	12" à 22", (par incrément de 2")
Contours	2,25" avec une aile de 5" ou 7"

Capacité de charge

≤ 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Tailles standard Unite 1 Wing 5"

	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L			16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L		14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12			

Tailles standard Unite 1 Wing 7"

	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L			16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L		14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L			16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L			16 x 12	18 x 12			

Caractéristiques

- Contour de coque de 2,25", disponible avec aile de 5" ou 7" de profondeur.
- Renforts ajustables et moulables pour épouser la forme et soutenir le dos.
- Fixations par trou de serrure (dans la coque) et sangle à œillet (sur la housse) pour un ajustement sécurisé.
- Coque en aluminium légère et résistante offrant un soulagement au niveau du bassin et des omoplates.
- Option d'insert ROHO le long de la zone vertébrale.
- Installation rapide du matériel : réglage facile de la profondeur, de la hauteur et de l'angle sans que l'utilisateur ait à se lever de son fauteuil.
- Compatible avec le matériel Comfort Compass, le matériel Power Mount et le matériel Direct Mount.
- Options de housse : Comfort-Tek ou Diamond Spacer ; mise à niveau GlideWear disponible sur Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Référence Comfort Unite 1 Wing

U1W5-BSXXWYYL (AILE 5")

U1W7-BSXXWYYL (AILE 7")

U1W5R-BSXXWYYL (AILE 5") Avec insert ROHO

U1W7R-BSXXWYYL (AILE 7") Avec insert ROHO

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Unite 1 Wing 5" Tailles standard avec insert ROHO

	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L		16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		

Unite 1 Wing 7" Tailles standard avec insert ROHO

	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L		16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L		16 x 14	18 x 14	20 x 14		

Comfort Relief



Dimensions

Largeur	14" à 20", (par incrément de 2")
Longueur	10" à 22", (par incrément de 2")

Capacité de charge

14" à 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres


Le sélecteur BOA®

Voir page 6 pour plus de détails.


Propriétés de répartition de la pression

Soutien dorsal traditionnel

Soutien dorsal Comfort Relief



Zones de pression maximale



Desserrer le système de fermeture BOA® pour compenser les déformations et permettre l'immersion à travers la coque

Créer une pression uniforme sur l'ensemble du dos

Serrer le système de fermeture BOA® pour un soutien supplémentaire

Caractéristiques

- La conception à dossier ouvert permet de soulager la pression généralement exercée sur les déformations de la colonne vertébrale grâce à l'ouverture de la coque arrière.
- Le système BOA® Fit permet une répartition uniforme et stable de la pression dans un design de dossier « prêt à l'emploi ».
- Design de housse mis à jour et construction en mousse à 3 couches.
- BodiLink® et le matériel sont disponibles en option.
- Options de housse : Comfort-Tek et Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Référence Comfort Relief

R-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Support de soutien de tête Comfort Relief

Largeur du soutien dorsal	Référence
14W	BL-HS-AR14W
16W	BL-HS-AR16W
18W	BL-HS-AR18W
20W	BL-HS-AR20W

Tailles standard

	14" W	16" W	18" W	20" W
22" L	14 x 22	16 x 22	18 x 22	20 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16
14" L	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14
12" L	14 x 12	16 x 12	18 x 12	20 x 12
10" L	14 x 10	16 x 10	18 x 10	20 x 10

Comfort Embrace



Caractéristiques

- Les ailes intégrées se fixent à une coque de soutien dorsal plane en aluminium et sont réglables en angle, en hauteur et jusqu'à 3" de largeur pour les ailes standard et 1,5" pour les ailes pédiatriques.
- Renforts moulables inclus pour le positionnement, le soutien et la redistribution de la pression pour une variété de courbures vertébrales et de changements de conditions.
- Conception de housse mise à jour et construction en mousse à 2 couches.
- Livré avec des guides de sangles intégrés au harnais thoracique.
- La coque en aluminium durable est dotée d'un modèle de trous prépercés de 2" x 1" pour le soutien de tête Bodilink.
- Compatible avec le matériel de soutien latéral du tronc. Réglage de la largeur du coussin de 11 pouces (5,5 pouces de chaque côté) et réglage de la hauteur de plus de 5 pouces.
- Options de housse : Comfort-Tek et Diamond Spacer
- Disponible en tant que dossier personnalisé grâce à Comfort Designs.
- Garantie : 5 ans pour le dossier et le matériel, 6 mois pour la housse

Dimensions

Largeur	10" à 24", (par incrément de 2")
Longueur	10" à 22", (par incrément de 2")

Capacité de charge

10" à 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Référence Comfort Embrace

E-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX & YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Tailles standard

	10" W	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L				16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L			14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L		12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L		12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	10 x 14	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L	10 x 12	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12			
10" L	10 x 10	12 x 10	14 x 10	16 x 10				

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du support du bord inférieur au bord supérieur.

*Les soutiens dorsaux de 24 pouces de large nécessitent un matériel à 4 points ou un matériel Power Mount.

*Matériel Power Mount non disponible pour les supports dorsaux 10"W ou 10"L.

*Matériel 4 points non disponible sur 10" L en cas d'utilisation d'un soutien de tête.

ROHO Agility Active Aluminum



Caractéristiques

- Le matériel réglable comprend des disques Zytel® robustes et durables qui s'enclenchent et se verrouillent dans la coque en aluminium.
- Les disques réglables tournent indépendamment, permettant un réglage de l'angle de 15 ° vers l'avant et vers l'arrière par incréments de 5 °.
- La coque peut être retournée pour s'adapter à chaque morphologie.
- Garantie : 5 ans de garantie sur la coque arrière et le matériel, 6 mois de garantie sur la housse

Dimensions

Largeur	14" à 18" (par incrément de 1")
Longueur	8", 10"
Contours	Min : 3" ; moyen : 4"

Capacité de charge

Toutes tailles	265 livres
----------------	------------

Tailles standard

	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W
10" L	10x14	10x15	10x16	10x17	10x18
8" L	8x14	8x15	8x16	8x17	8x18

Référence ROHO Agility Active Aluminum

AG2-**WWLLF**-2A Contour minimum

AG3-**WWLLF**-2A Contour moyen

**La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur*

WW & **LL** à remplacer | **WW** = largeur et **LL** = longueur en pouces

ROHO Agility Active Carbon



Dimensions

Largeur	14" à 18"" (par incrément de 1")
Longueur	10", 13", 16"
Contours	Min : 3" ; moyen : 4"

Capacité de charge

Toutes tailles	265 livres
----------------	------------

Tailles standard

	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W
16" L	16x14	16x15	16x16	16x17	16x18
13" L	13x14	13x15	13x16	13x17	13x18
10" L	10x14	10x15	10x16	10x17	10x18

Caractéristiques

- La composition en fibre de carbone à tissage plat est plus dense afin d'augmenter sa résistance tout en conservant sa légèreté.
- Le matériel réglable comprend des disques Zytel robustes et durables qui s'enclenchent et se verrouillent dans le boîtier en aluminium.
- Les disques réglables tournent indépendamment, permettant un réglage de l'angle de 15 ° vers l'avant et vers l'arrière par incréments de 5 °.
- Comprend un insert à air réglable le long de la colonne vertébrale.
- La coque peut être retournée pour s'adapter à chaque morphologie.
- Garantie : 5 ans de garantie sur la coque arrière et le matériel, 6 mois de garantie sur la housse

Référence ROHO Agility Active Carbon

AG2-**WWLLA**-2CB Contour minimum

AG3-**WWLLA**-2CB Contour moyen

**La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur*

WW et **LL** à remplacer | **WW** = largeur et **LL** = longueur en pouces

Soutiens dorsaux avec soutiens du tronc inclus

- Les soutiens latéraux du tronc (LTS) sont fabriqués en acier inoxydable moulable et en mousse de protection.
- La distance maximale entre deux soutiens latéraux est égale à la largeur du fauteuil roulant. La distance minimale entre deux soutiens latéraux est de 8" inférieure à la largeur du fauteuil roulant.
- Les soutiens latéraux du tronc peuvent être réglés jusqu'à 8" en largeur (4" par coussin) et 1,5" en profondeur chacun.
- Les soutiens latéraux du tronc sont disponibles en quatre tailles différentes : extra petit, petit, moyen et grand.
- Le matériel latéral fixe est fourni en standard.
- Liaisons pour le matériel latéral supplémentaires disponibles pour assurer un contact optimal avec l'utilisateur.

Options de soutien latéral du tronc

4" P x 3" L ([LAT-4D3L-COMFORT-TEK](#) ou [LAT-4D3L-STRETCH-AIR](#))

5" P x 4" L ([LAT-5D4L-COMFORT-TEK](#) ou [LAT-5D4L-STRETCH-AIR](#))

6" P x 4" L ([LAT-6D4L-COMFORT-TEK](#) ou [LAT-6D4L-STRETCH-AIR](#))

7" P x 5" L ([LAT-7D5L-COMFORT-TEK](#) ou [LAT-7D5L-STRETCH-AIR](#))

L'option de soutien latéral du tronc peut être sélectionnée en ajoutant la (référence) à la référence Comfort Unite 1 LTS, Comfort Relief LTS ou Comfort Embrace LTS.

Comfort Unite 1 LTS



Référence Comfort Unite LTS

U1LTS-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Tailles standard

	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L			16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L		14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L		14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L		14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12			

Capacité de charge

10" à 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Comfort Relief LTS



Capacité de charge

14" à 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres

Référence Comfort Relief LTS

RLTS-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Support de soutien de tête Comfort Relief

Largeur du soutien dorsal	Référence
14W	BL-HS-AR14W
16W	BL-HS-AR16W
18W	BL-HS-AR18W
20W	BL-HS-AR20W

Tailles standard

	14" W	16" W	18" W	20" W
22" L	14 x 22	16 x 22	18 x 22	20 x 22
20" L	14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20
18" L	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18
16" L	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16
14" L	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14
12" L	14 x 12	16 x 12	18 x 12	20 x 12

Comfort Embrace LTS



Capacité de charge

10" à 18" de largeur	250 livres
20" de largeur	300 livres
22" de largeur	350 livres
24" de largeur	400 livres

Référence Comfort Embrace LTS

ELTS-BSXXWYYL

*La longueur (L) fait référence à la dimension réelle du bord inférieur au bord supérieur

XX et YY à remplacer | XX = largeur et YY = longueur en pouces

*Voir page 3 pour les options de matériel et de housse.

Tailles standard

	10" W	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
22" L				16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
20" L			14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
18" L		12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
16" L		12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	
14" L	10 x 14	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14	20 x 14		
12" L	10 x 12	12 x 12	14 x 12	16 x 12	18 x 12			
10" L	10 x 10	12 x 10	14 x 10	16 x 10				



Coussins

Les coussins Permobil sont spécialement conçus pour offrir un soulagement de pression optimal et un positionnement adapté à un large éventail de besoins en matière d'assise. L'utilisation de plusieurs technologies brevetées permet aux utilisateurs de bénéficier d'un niveau inégalé de confort et d'indépendance conçu pour améliorer leur vie quotidienne.



Caractéristiques GlideWear

Dual-layer Shear Reduction Zone™

Réduit considérablement les effets des forces de cisaillement, un facteur connu pour contribuer à la dégradation des tissus.

Contrôle du microclimat

GlideWear est léger, respirant et réduit l'accumulation d'humidité pour un contrôle optimal du microclimat.

Stabilité

Situé sous les protubérances osseuses, il permet des micro-mouvements sans déformation des tissus dans les zones les plus à risque.


Fonctionne en combinaison avec les zones à friction plus élevée de la surface d'assise qui l'entoure, assurant ainsi la stabilité de l'individu.



Dimensions de l'assise


A - Épaisseur d'assise
B - Épaisseur du soutien inférieur des cuisses
C - Hauteur du soutien médial des cuisses

D - Hauteur du soutien latéral des cuisses
E - Hauteur du contour pelvien



QuadraGel®

Le QuadraGel pack qui soulage la pression, réduit l'accumulation de chaleur. Quatre compartiments répartissent uniformément le gel sous la surface d'assise.



Adjustable Technology Insert (ATI)

Fabriqué en aluminium robuste, conçu pour être moulé afin d'offrir un soutien supplémentaire là où cela est nécessaire. Permet d'effectuer des ajustements sur place afin de répondre efficacement aux besoins de chaque individu.

L'insert peut être remodelé pour répondre aux changements des besoins physiques et fonctionnels de l'individu.



**Voir le manuel d'instructions pour une utilisation correcte*

ROHO Mosaic

E2601
Usage général



Caractéristiques

- Grandes cellules d'air interconnectées.
- Disponible en six tailles.
- Options de housse : Standard ou haute résistance.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 1 an

Références Mosaic

Style de housse	Housse standard	Housse haute résistance
	MOS WWDD CA	MOS WWDD DHD

WWDD à remplacer | **WW** = largeur ET **DD** = profondeur en pouces

Dimensions

Hauteur de cellule | 2,5 à 3"

Capacité de charge

Toutes tailles | 315 livres

Tailles standard

	16" W	17" W	18" W	19" W	20" W
16" D	16x16		18x16		
17" D		17x17			
18" D	16x18		18x18		20x18

Série Comfort Support Pro 7



Caractéristiques

- Surface en mousse moulée non profilée facilitant les transferts.
- Soulagement du coccyx pour aider à soulager les protubérances osseuses.
- La sangle Kwik s'enroule autour des barres de poignées de poussée du fauteuil roulant pour fixer solidement le coussin pendant les transferts.
- Garantie : Housse de 6 mois / coussin 5 ans

Référence série Support Pro 7

53- WWDD -B	Sans QuadraGel
53G- WWDD -B	Avec QuadraGel

WW et **DD** à remplacer | **WW** = largeur et **DD** = profondeur en pouces

Dimensions

Épaisseur d'assise | 3,5"

Capacité de charge

Toutes tailles | 750 livres

Tailles standard

	22" W	24" W	26" W	28" W	30" W
18" D	22 x 18	24 x 18	26 x 18	28 x 18	30 x 18
20" D	22 x 18	24 x 20	26 x 20	28 x 20	30 x 20

Curve®



Caractéristiques

- Une tablette anti-glissement modérée favorise la stabilité posturale et contribue à prévenir le déplacement vers l'avant.
- Le séparateur médial de cuisse favorise l'alignement postural.
- La mousse moulée haute densité augmente la surface, réduisant ainsi les zones de pression maximale potentielle.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 5 ans

Dimensions

Épaisseur d'assise	3"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	2,25"
Épaisseur du soutien médial des cuisses	1"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1"
Hauteur du contour pelvien	1"

Capacité de charge

12" de largeur et inférieur	100 livres
14" de largeur	150 livres
16" de largeur	250 livres
18" de largeur	300 livres
20" de largeur	350 livres
22" de large et plus large	400 livres

Tailles standard

	8" W	10" W	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
8" D	8 x 8								
10" D	10 x 8	10 x 10	12 x 10	14 x 10					
12" D	12 x 8	10 x 12	12 x 12	14 x 12					
14" D		10 x 14	12 x 14	14 x 14	16 x 14				
16" D			12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	24 x 16
18" D				14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
20" D					16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20

*Tailles impaires disponibles par incréments de 1 pouce.

Références Curve

Style de housse	Stretch-Air	Comfort-Tek
Standard	CU-SV- WWDD	CU-FV- WWDD

WWDD à remplacer | **WW** = largeur ET **DD** = profondeur en pouces

Comfort Ascent



Dimensions

Épaisseur d'assise	4"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	3"
Épaisseur du soutien de cuisses médial	1"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1"
Hauteur du contour pelvien	.5"

Capacité de charge

16" de largeur	250 livres
18" de largeur	300 livres
20" de largeur	350 livres
22" de large et plus large	400 livres

Caractéristiques

- Les adducteurs de jambe coniques augmentent en largeur près de l'arrière du coussin afin d'apporter un soutien aux grands trochanters.
- Des couches de mousse haute résilience, avec une couche inférieure en mousse EVA, créent une surface d'assise souple et durable.
- Garantie : Housse de 6 mois / coussin 5 ans

Références Ascent

Style de housse	Stretch-Air	Comfort-Tek
	AC-GS- WWDD	AC-GF- WWDD

WWDD à remplacer | **WW** = largeur ET **DD** = profondeur en pouces

Tailles standard

	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
16" D	16 x 16	18 x 16	20 x 16		
18" D	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
20" D	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20

*Tailles impaires disponibles par incréments de 1 pouce.

ROHO AirLite®



Référence AirLite

AL**WWDD**H

WW et **DD** à remplacer | **WW** = largeur et **DD** = profondeur en pouces

Dimensions

Hauteur de cellule	2" à 3,75"
Mousse profilée	Oui

Capacité de charge

Toutes tailles	300 livres
----------------	------------

Caractéristiques

- La housse est résistante aux liquides, lavable en machine et peut être désinfectée.
- Hauteur antérieure réduite pour faciliter les transferts.
- Insert à air ROHO Air Floatation non réglable intégré au coussin.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Tailles standard

	13" W	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W	19" W	20" W
13" D	13 x 13							
14" D		14 x 14						
15" D	13 x 15		15 x 15					
16" D		14 x 16		16 x 16		18 x 16		
17" D			15 x 17		17 x 17		19 x 17	20 x 17
18" D				16 x 18	17 x 18	18 x 18		20 x 18
19" D							19 x 19	
20" D					17 x 20	18 x 20		

Série Comfort Saddle 7



Dimensions

Épaisseur d'assise	4,5"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	3,5"
Abducteur	5"

Capacité de charge

Toutes tailles	750 livres
----------------	------------

Tailles standard

	22" W	24" W	26" W	28" W	30" W
18" D	22 x 18	24 x 18	26 x 18	28 x 18	30 x 18
20" D	22 x 18	24 x 20	26 x 20	28 x 20	30 x 20

Caractéristiques

- Les contours latéraux et médiaux favorisent l'alignement postural et la stabilité.
- QuadraGel Pack en option pour redistribuer la pression et protéger la peau.
- Soulagement du coccyx pour aider à soulager les protubérances osseuses.
- La sangle Kwik s'enroule autour des barres de poignées de poussée du fauteuil roulant pour fixer solidement le coussin pendant les transferts.
- Garantie : Housse de 6 mois / coussin 5 ans

Référence série Saddle 7

53S-**WWDD**-B Sans QuadraGel

53SG-**WWDD**-B Avec QuadraGel

WW et **DD** à remplacer | **WW** = largeur et **DD** = longueur en pouces

ROHO Hybrid Elite SR® Single Compartment



Caractéristiques

- La zone de charge pelvienne est ajustable en fonction de la morphologie, du poids et des changements de position de l'individu au fil du temps.
- L'insert de coussin rempli d'air peut être facilement nettoyé et désinfecté.
- Équipée pour accueillir un capteur pour la compatibilité Smart Check®
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Capacité de charge

Toutes tailles | 500 livres

Dimensions

Hauteur de cellule | 4,25"

Références Hybrid Elite SR Single Compartment

Housse standard	Housse haute résistance >20"	Housse haute résistance >20"
1RHEWWDDC-SR	1RHEHELG-SR	1RHEHD-SR
WWDD à remplacer WW = largeur ET DD = profondeur en pouces		

Tailles standard

	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W	19" W	20" W	21" W	22" W	23" W	24" W
14" D	14 x 14										
15" D	14 x 15	15 x 15	16 x 15								
16" D	14 x 16	15 x 16	16 x 16	17 x 16	18 x 16						
17" D		15 x 17	16 x 17	17 x 17	18 x 17		20 x 17				
18" D			16 x 18	17 x 18	18 x 18		20 x 18		22 x 18		24 x 18
19" D											
20" D			16 x 20	17 x 20	18 x 20		20 x 20		22 x 20		24 x 20
21" D											
22" D									22 x 22		

Référence Smart Check

SMARTCHECK-01

Tableau des tailles

 Pas disponible

ROHO Hybrid Elite® Dual Compartment



Caractéristiques

- La zone de charge pelvienne, dotée de deux compartiments, est ajustable en fonction de la morphologie, du poids et des changements de position de l'individu au fil du temps.
- La base en mousse profilée et l'insert à air sont résistants aux fluides.
- L'insert de coussin rempli d'air peut être facilement nettoyé et désinfecté.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Capacité de charge

Toutes tailles | 500 livres

Dimensions

Hauteur de cellule | 4,25"

Références des modèles Hybrid Elite Dual Compartment

Housse standard	Housse haute résistance >20"	Housse haute résistance <22"
2RHEWWDDC	2RHEWWDDHD	2RHEWWDDHDLG

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur en pouces

Tailles standard

	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W	19" W	20" W	21" W	22" W	23" W	24" W
14" D	14 x 14										
15" D		15 x 15	16 x 15								
16" D	14 x 16	15 x 16	16 x 16	17 x 16	18 x 16						
17" D		15 x 17	16 x 17	17 x 17	18 x 17		20 x 17				
18" D			16 x 18	17 x 18	18 x 18		20 x 18		22 x 18		24 x 18
19" D											
20" D			16 x 20	17 x 20	18 x 20		20 x 20		22 x 20		24 x 20
21" D											
22" D									22 x 22		

Tableau des tailles

 Pas disponible

ROHO Single Compartment

E2622 / E2623
Protection de la peau réglable



Caractéristiques

- Adaptable à la morphologie, au poids et aux changements de position d'une personne au fil du temps.
- Répartition hydrostatique de la charge sur toute la surface de contact.
- Assure l'immersion et l'enveloppement pour la répartition de la pression.
- SR : Le coussin est compatible avec Sensor Ready™ pour Smart Check, et peut être facilement fixé et retiré grâce à un système de raccord rapide.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Références Single Compartment

Type de coussin	Housse standard	Housse haute résistance
High profile	1RWWDDC	1RWWDDHD
Mid Profile	1RWWDDMPC	-
Surbaissé	1RWWDDLPC	-

	Housse standard équipée pour accueillir un capteur	Housse haute résistance équipée pour accueillir un capteur
High profile	1RWWDDH-CA-SR	1RWWDDH-CH-SR
Mid Profile	1RWWDDM-CA-SR	RWWDDM-CH-SR

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur dans les cellules

Référence Smart Check

SMARTCHECK-01

Dimensions

Hauteur de cellule High Profile	4,25"
Hauteur de cellule Mid Profile	3,25"
Hauteur de cellule Low Profile	2,25"

Taille de housse standard High Profile

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W	14 W	15 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6	14 x 6	15 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7	14 x 7	15 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8	14 x 8	15 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9	14 x 9	15 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10	14 x 10	15 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11	14 x 11	15 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12	14 x 12	15 x 12
13 D	6 x 13	7 x 13	8 x 13	9 x 13	10 x 13	11 x 13	12 x 13	13 x 13	14 x 13	15 x 13
14 D	6 x 14	7 x 14	8 x 14	9 x 14	10 x 14	11 x 14	12 x 14	13 x 14	14 x 14	15 x 14

Tailles de housse haute résistance High Profile

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W	14 W	15 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6	14 x 6	15 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7	14 x 7	15 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8	14 x 8	15 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9	14 x 9	15 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10	14 x 10	15 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11	14 x 11	15 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12	14 x 12	15 x 12
13 D	6 x 13	7 x 13	8 x 13	9 x 13	10 x 13	11 x 13	12 x 13	13 x 13	14 x 13	15 x 13
14 D	6 x 14	7 x 14	8 x 14	9 x 14	10 x 14	11 x 14	12 x 14	13 x 14	14 x 14	15 x 14

Remarque : ces tailles de coussin ne sont pas exprimées en pouces, mais en cellules. Veuillez consulter le tableau de conversion des cellules à la page 34 pour connaître la taille des cellules en pouces.

Tailles High Profile équipées pour accueillir un capteur

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W	14 W	15 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6	14 x 6	15 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7	14 x 7	15 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8	14 x 8	15 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9	14 x 9	15 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10	14 x 10	15 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11	14 x 11	15 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12	14 x 12	15 x 12

Tailles Mid profile

	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
7 D	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7
8 D	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

Tailles Mid Profile équipées pour accueillir un capteur

	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
7 D	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7
8 D	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

TAILLES Low Profile

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

*Veuillez contacter notre équipe du service client pour toute taille non répertoriée.

ROHO Hybrid Select



Caractéristiques

- Assure la stabilité et le positionnement du bassin et des cuisses grâce à une conception unique à cellules d'air ROHO et à une base en mousse profilée
- Garantie : housse 6 mois / coussin 3 ans

Capacité de charge

Toutes tailles | 500 livres

Dimensions

Hauteur de cellule | 2,5" - 5,13" profilé

Tailles standard

	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W	19" W	20" W
14" D	14 x 14						
15" D		15 x 15	16 x 15				
16" D	14 x 16	15 x 16	16 x 16	17 x 16	18 x 16		20 x 16
17" D		15 x 17	16 x 17	17 x 17	18 x 17		20 x 17
18" D			16 x 18	17 x 18	18 x 18		20 x 18
19" D							
20" D			16 x 20	17 x 20	18 x 20		20 x 20

Références Hybrid Select

Housse standard

HSWWDDC

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur en pouces

Tableau des tailles

 Pas disponible

ROHO Dual Compartment



Caractéristiques

- Adaptable à la morphologie et au poids de chaque individu.
- Le coussin est facile à nettoyer et à désinfecter.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Références Dual Compartment

Type de coussin	Housse standard
High profile	2RWWDDC
Surbaissé	2RWWDDLPC

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur dans les cellules

Dimensions

Hauteur de cellule High Profile	4,25"
Hauteur de cellule Low Profile	2,25"

Remarque : ces tailles de coussin ne sont pas exprimées en pouces, mais en cellules. Veuillez consulter le tableau de conversion des cellules à la page 34 pour connaître la taille des cellules en pouces.

*Veuillez contacter notre équipe du service client pour toute taille non répertoriée.

Tailles High profile

	8 W	9 W	10 W	11 W
8 D	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8
9 D	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9
10 D	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10
11 D	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11
12 D	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12

Tailles Low Profile

	8 W	9 W	10 W	11 W
8 D	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8
9 D	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9
10 D	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10
11 D	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11

ROHO Quadtro Select®



Dimensions

Hauteur de cellule High Profile	4,25"
Hauteur de cellule Mid Profile	3,25"
Hauteur de cellule Low Profile	2,25"

Taille de housse standard High Profile

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W	14 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6	14 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7	14 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8	14 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9	14 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10	14 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11	14 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12	14 x 12
13 D	6 x 13	7 x 13	8 x 13	9 x 13	10 x 13	11 x 13	12 x 13	13 x 13	14 x 13
14 D	6 x 14	7 x 14	8 x 14	9 x 14	10 x 14	11 x 14	12 x 14	13 x 14	14 x 14

Taille de housse haute résistance High Profile

	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W	14 W
6 D	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6	14 x 6
7 D	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7	14 x 7
8 D	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8	14 x 8
9 D	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9	14 x 9
10 D	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10	14 x 10
11 D	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11	14 x 11
12 D	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12	14 x 12
13 D	6 x 13	7 x 13	8 x 13	9 x 13	10 x 13	11 x 13	12 x 13	13 x 13	14 x 13
14 D	6 x 14	7 x 14	8 x 14	9 x 14	10 x 14	11 x 14	12 x 14	13 x 14	14 x 14

Taille de housse standard Low Profile

	5 W	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
6 D	5 x 6	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6
7 D	5 x 7	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7
8 D	5 x 8	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	5 x 9	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	5 x 10	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	5 x 11	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	5 x 12	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

Caractéristiques

- Le système ISOFLO Memory Control divise le coussin en quatre quadrants qui maintiennent le bassin de gauche à droite et d'avant en arrière
- Adaptable à la morphologie, au poids et aux changements de position d'une personne au fil du temps.
- Répartition hydrostatique de la charge sur toute la surface de contact.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 3 ans

Références Quadtro Select

Type de coussin	Housse standard	Housse haute résistance
High profile	QSWWDDC	QSWWDDHD
Mid Profile	QSWWDDMPC	-
Surbaissé	QSWWDDLPC	-

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur dans les cellules

Taille de housse standard Mid Profile

	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W
7 D	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7
8 D	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8
9 D	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9
10 D	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10
11 D	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11

Taille de housse haute résistance Mid Profile

	7" W	8" W	9" W	10" W	11" W
7" D	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7
8" D	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8
9" D	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9
10" D	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10
11" D	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11

Taille de housse haute résistance Low profile

	5 W	6 W	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
6 D	5 x 6	6 x 6	7 x 6	8 x 6	9 x 6	10 x 6	11 x 6	12 x 6	13 x 6
7 D	5 x 7	6 x 7	7 x 7	7 x 8	9 x 7	10 x 7	11 x 7	12 x 7	13 x 7
8 D	5 x 8	6 x 8	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	5 x 9	6 x 9	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	5 x 10	6 x 10	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	5 x 11	6 x 11	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	5 x 12	6 x 12	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

Remarque : ces tailles de coussin ne sont pas exprimées en pouces, mais en cellules. Veuillez consulter le tableau de conversion des cellules à la page 34 pour connaître la taille des cellules en pouces.

*Veuillez contacter notre équipe du service client pour toute taille non répertoriée.

ROHO Contour Select®



Dimensions

Hauteur de cellule | 2,25" - 4,25" profilé

Tailles Contour Select

	7 W	8 W	9 W	10 W	11 W	12 W	13 W
8 D	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8	12 x 8	13 x 8
9 D	7 x 9	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9	12 x 9	13 x 9
10 D	7 x 10	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10	12 x 10	13 x 10
11 D	7 x 11	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11	12 x 11	13 x 11
12 D	7 x 12	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12

*Veuillez contacter notre équipe du service client pour toute taille non répertoriée.

Caractéristiques

- Les cellules préformées du coussin aident à guider le bassin vers le centre de la fosse ischiatique et les cuisses vers les canaux pour les jambes.
- Adaptable à la morphologie, au poids et aux changements de position d'une personne au fil du temps.
- Le système ISOFLOR Memory Control divise le coussin en quatre quadrants qui maintiennent le bassin de gauche à droite et d'avant en arrière.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 3 ans

Références Contour Select

Housse standard

CSWWDDC

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur dans les cellules

ROHO Enhancer



Dimensions

Hauteur de cellule | 2,25" - 4,25" profilé

Tailles Enhancer

	8 W	9 W	10 W	11 W
8 D	8 x 8	9 x 8	10 x 8	11 x 8
9 D	9 x 8	9 x 9	10 x 9	11 x 9
10 D	10 x 8	9 x 10	10 x 10	11 x 10
11 D	11 x 8	9 x 11	10 x 11	11 x 11
12 D	12 x 8	9 x 12	10 x 12	11 x 12

Caractéristiques

- Adaptable à la morphologie, au poids et aux changements de position d'une personne au fil du temps.
- Plusieurs hauteurs de cellules et système à deux compartiments.
- Offre la possibilité de maintenir le bassin et les cuisses tout en offrant une stabilité latérale réglable.
- Permet de réduire la pression sous les IT et d'améliorer le soutien latéral le long des grands trochanters.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 2 ans

Références Enhancer

Housse standard

ENHWWDDC

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur dans les cellules

Remarque : ces tailles de coussin ne sont pas exprimées en pouces, mais en cellules. Veuillez consulter le tableau de conversion des cellules à la page 34 pour connaître la taille des cellules en pouces.

*Veuillez contacter notre équipe du service client pour toute taille non répertoriée.

Comfort Embrace et Comfort Embrace ATI



Caractéristiques

- Les contours latéraux et médians profonds de la jambe favorisent l'alignement postural.
- Les adducteurs de jambe coniques augmentent en largeur près de l'arrière du coussin afin d'apporter un soutien aux grands trochanters.
- Deux couches de mousse assurent le confort et la protection de la peau : une mousse de base moulée profilée et une couche de mousse à mémoire de forme.
- Tissu inférieur antidérapant avec attaches auto-agrippantes disponibles ([HOOK-KIT-4](#)).
- Garantie : housse 6 mois / coussin 5 ans

Dimensions	Zero Elevation	Anti-Thrust
16" x 14" et plus petit		
Épaisseur d'assise	3"	2,75"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	2,5"	3"
Hauteur du soutien médial des cuisses	.75"	.75"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1"	1"
Hauteur du contour pelvien	1"	1"

Dimensions	Zero Elevation	Anti-Thrust
16" x 16" et plus large		
Épaisseur d'assise	4,25"	3,75"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	3"	3,75"
Hauteur du soutien médial des cuisses	1,25"	1,25"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1,5"	1,5"
Hauteur du contour pelvien	1,5"	1,25"

Styles disponibles

Zero Elevation
(zéro élévation)



Anti-Thrust
(anti-poussée)



Tailles standard

	10" W	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
10" D	10 x 10	12 x 10	14 x 10					
12" D	10 x 12	12 x 12	14 x 12	16 x 12				
14" D	10 x 14	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14			
16" D	10 x 16	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	24 x 16
18" D		12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
20" D			14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
22" D				16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
24" D					18 x 24	20 x 24	22 x 24	24 x 24

*Tailles impaires disponibles par incréments de 1 pouce.

Références Embrace

Type de coussin	Stretch-Air	Comfort-Tek
Zero Elevation	EM-SZ- WWDD	EM-FZ- WWDD
Anti-Thrust	EM-SA- WWDD	EM-FA- WWDD
	Stretch-Air + GlideWear	Comfort-Tek + GlideWear
Zero Elevation	EM-SQZ- WWDD	EM-FQZ- WWDD
Anti-Thrust	EM-SQA- WWDD	EM-FQA- WWDD

Références ATI Embrace

Type de coussin	Stretch-Air	Comfort-Tek
Zero Elevation	EM-SZM- WWDD	EM-FZM- WWDD
Anti-Thrust	EM-SAM- WWDD	EM-FAM- WWDD
	Stretch-Air + GlideWear	Comfort-Tek + GlideWear
Zero Elevation	EM-SQZM- WWDD	EM-FQZM- WWDD
Anti-Thrust	EM-SQAM- WWDD	EM-FQAM- WWDD

WWDD à remplacer | **WW** = largeur ET **DD** = profondeur en pouces

Capacité de charge

14" de largeur et inférieur	200 livres
16" de largeur	250 livres
18" de largeur	300 livres
20" de largeur	350 livres
22" de largeur et plus large	400 livres

Comfort M2 et Comfort M2 ATI



Caractéristiques

- Favoriser l'alignement postural avec des adducteurs coniques pour soutenir les grands trochanters et des contours latéraux et médiaux profonds pour faciliter le positionnement des jambes.
- Le Quadra gel pack et la découpe pour soulager le coccyx peuvent contribuer à réduire la pression sur le bassin et la colonne vertébrale.
- Tissu inférieur antidérapant avec attaches auto-agrippantes disponibles ([HOOK-KIT-4](#)).
- La base ATI peut être remodelée pour répondre aux changements des besoins physiques et fonctionnels.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 5 ans

Dimensions 16" x 14" et plus petit	Zero Elevation	Anti- Thrust
Épaisseur d'assise	3"	2,75"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	2,5"	3"
Hauteur du soutien médial des cuisses	.75"	.75"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1"	1"
Hauteur du contour pelvien	1"	1"

Dimensions 16" x 16" et plus large	Zero Elevation	Anti- Thrust
Épaisseur d'assise	4,25"	3,75"
Épaisseur du soutien inférieur des cuisses	3"	3,75"
Hauteur du soutien médial des cuisses	1,25"	1,25"
Hauteur du soutien latéral des cuisses	1,5"	1,5"
Hauteur du contour pelvien	1,5"	1,25"

Styles disponibles

Zero Elevation
(zéro élévation)

Anti-Thrust
(anti-poussée)

Tailles standard

	10" W	12" W	14" W	16" W	18" W	20" W	22" W	24" W
10" D	10 x 10	12 x 10	14 x 10					
12" D	10 x 12	12 x 12	14 x 12	16 x 12				
14" D	10 x 14	12 x 14	14 x 14	16 x 14	18 x 14			
16" D	10 x 16	12 x 16	14 x 16	16 x 16	18 x 16	20 x 16	22 x 16	24 x 16
18" D		12 x 18	14 x 18	16 x 18	18 x 18	20 x 18	22 x 18	24 x 18
20" D			14 x 20	16 x 20	18 x 20	20 x 20	22 x 20	24 x 20
22" D				16 x 22	18 x 22	20 x 22	22 x 22	24 x 22
24" D					18 x 24	20 x 24	22 x 24	24 x 24

*Tailles impaires disponibles par incréments de 1 pouce.

Références M2

Type de coussin	Stretch-Air	Comfort-Tek
Zero Elevation	M2-S- WWDD	M2-F- WWDD
Anti-Thrust	M2-SA- WWDD	M2-FA- WWDD
	Stretch-Air + GlideWear	Comfort-Tek + GlideWear
Zero Elevation	M2-SQ- WWDD	M2-FQ- WWDD
Anti-Thrust	M2-SQA- WWDD	M2-FQA- WWDD

Références M2 ATI

Type de coussin	Stretch-Air	Comfort-Tek
Zero Elevation	M2-SM- WWDD	M2-FM- WWDD
Anti-Thrust	M2-SAM- WWDD	M2-FAM- WWDD
	Stretch-Air + GlideWear	Comfort-Tek + GlideWear
Zero Elevation	M2-SQM- WWDD	M2-FQM- WWDD
Anti-Thrust	M2-SQAM- WWDD	M2-FQAM- WWDD

WWDD à remplacer | **WW** = largeur ET **DD** = profondeur en pouces

Capacité de charge

14" de largeur et inférieur	200 livres
16" de largeur	250 livres
18" de largeur	300 livres
20" de largeur	350 livres
22" de large et plus large	400 livres

Comfort Custom Inception



Dimensions

Largeur	10" à -28"" (par incrément de 1")
Profondeur	10" à 28"" (par incrément de 1")

*Des tailles supplémentaires peuvent être disponibles, contactez le service client pour plus de détails.

Référence Custom inception

C-C-**XW****XD**

X et **X** à remplacer | **XW** = largeur et **XD** = profondeur en pouces

Caractéristiques

- Un coussin personnalisé, spécialement conçu pour chaque individu.
- Choisissez parmi une combinaison de mousses de haute qualité, d'accessoires de positionnement, d'inserts en gel et en mousse à mémoire de forme et d'inserts ROHO.
- Disponible dans des tailles allant de pédiatrique à bariatrique, ainsi que toutes les tailles intermédiaires.
- Des housses, options et accessoires supplémentaires sont également disponibles.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : Housse de 6 mois / coussin 5 ans

Tru-Shape®



Caractéristiques

- Solution d'assise moulée sur mesure, dont la largeur et la profondeur sont conçues pour s'adapter à la morphologie et aux mensurations de chaque individu.
- Répartit uniformément le poids afin de réduire les points de pression et d'améliorer la protection de la peau.
- Peut s'adapter aux asymétries et aux besoins de positionnement particuliers.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : Housse de 6 mois / coussin 5 ans

ROHO Custom



Dimensions

Hauteur de cellule	2,25" - 4.25"
--------------------	---------------

Caractéristiques

- Personnalise la taille, les cellules et la configuration
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : housse 6 mois / coussin 3 ans

Références des pièces personnalisées

QSCUSTC	ROHO Quadtro Select (coussin personnalisé)
CUSTC	ROHO Single Compartment (coussin personnalisé)
ENHCUSTC	ROHO Enhancer (coussin personnalisé)
CSCUSTC	ROHO Contour Select (coussin personnalisé)

Fauteuil ROHO LTV



Dimensions

Taille du coussin	18" x 16"
-------------------	-----------

Caractéristiques

- Un dispositif non médical léger et facile à plier, parfait pour être emporté partout.
- Conçu à partir de cellules d'air interconnectées qui permettent à l'air de circuler entre les chambres afin de redistribuer la pression.
- Disponible en une taille avec une housse en tissu matelassé en option.
- Garantie : housse 6 mois / coussin LTV 1 an

Référence pièce LTV

LTVC

ROHO Pack-It



Dimensions

Hauteur	1,25"
Largeur	16,25"
Profondeur	9,5"
Poids moyen*	1,5 livre

*Basé sur un dispositif d'amortissement de taille moyenne

Caractéristiques

- Réglable, à remplissage d'air, conception cellulaire.
- Surface en néoprène destinée aux besoins d'amortissement à court terme.
- Il n'y a pas de limite de poids, mais les dimensions du coussin doivent être correctement adaptées à la personne.
- Garantie : 2 ans

Référence Pack-It

PACKIT

ROHO Mini-Max®



Dimensions

Hauteur	1,25"
Poids moyen*	2,25 livres

*Basé sur un dispositif d'amortissement de taille moyenne

Tailles standard

	15" W	16" W	18" W	20" W
15" D	15 x 15			
16" D		16 x 16	18 x 16	
18" D			18 x 18	20 x 18
20" D				20 x 20

Caractéristiques

- Conception réglable, à remplissage d'air, destinée à servir de surface d'assise supplémentaire.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Léger et facile à transporter.
- Polyvalent et parfait pour le sport, le bain et les voyages.
- Fabriqué en néoprène non perméable (sans latex de caoutchouc naturel).
- Garantie : 2 ans

Référence Mini-Max

MINIWWDDC

WWDD à remplacer | WW = largeur ET DD = profondeur en pouces

Guide des tailles des coussins ROHO

Tableau des tailles des coussins en néoprène standard ROHO

Nombre de cellules	Convient à la taille du fauteuil roulant	Taille réelle du coussin
5	10" (22 cm - 26,5 cm)	9,75"
6	11 - 12" (26,5 cm - 31 cm)	11,5"
7	13" (31 cm - 35 cm)	13,25"
8	14 - 15" (35 cm - 39,5 cm)	14,75"
9	16 - 17" (39,5 cm - 44 cm)	16,5"
10	18 - 19" (44 cm - 48,5 cm)	18,25"
11	20 - 21" (48,5 cm - 52,5 cm)	20"
12	22" (52,5 cm - 57 cm)	21,75"
13	23 - 24" (57 cm - 61 cm)	23,5"
14	25" (61 cm - 65,5 cm)	25"
15	26 - 27" (65,5 cm - 70 cm)	26,75"

Tableau des tailles des coussins de la série ROHO néoprène select (avec commande ISOFL0)

Nombre de cellules	Convient à la taille du fauteuil roulant	Largeur réelle du coussin **	Profondeur réelle du coussin **
5	10" (22 cm - 26,5 cm)	11"	10"
6	11 - 12" (26,5 cm - 31 cm)	12,75"	11,75"
7	13" (31 cm - 35 cm)	14,5"	13,5"
8	14 - 15" (35 cm - 39,5 cm)	16"	15,25"
9	16 - 17" (39,5 cm - 44 cm)	17,75"	17"
10	18 - 19" (44 cm - 48,5 cm)	19,5"	18,5"
11	20 - 21" (48,5 cm - 52,5 cm)	21,25"	20,25"
12	22" (52,5 cm - 57 cm)	23"	22"
13	23 - 24" (57 cm - 61 cm)	24,5"	23,75"
14	25" (61 cm - 65,5 cm)	26,25"	25"

** Mesuré à partir du bord du matériau de base du coussin et non du bord des cellules





Soutiens et accessoires

Souvent négligés, les accessoires de soutien appropriés sont un composant essentiel d'un système d'assise et de positionnement efficace. Permobil est spécialisé dans la fourniture d'accessoires uniques et innovants pour assurer un soutien efficace des pieds, des bras et des personnes amputées.

BodiLink Head Support

Matériel Piano Taper (PT)



Matériel de denture d'engrenage (GT)



Latéral

Idéal pour les personnes qui ont besoin d'un déport latéral.

Ligne médiane

Idéal pour les personnes qui ont besoin d'un ajustement de la ligne médiane.

MID 6

Réglage de la ligne médiane offrant une portée de 6"

LAT 6

Décalage latéral et réglage de la ligne médiane offrant une portée de 6".

MID 8

Réglage de la ligne médiane offrant une portée de 8".

LAT 8

Décalage latéral et réglage de la ligne médiane offrant une portée de 8".

MAX 8

Nombre maximal de réglages offrant une portée de 8".

Caractéristiques

- Le matériel GT comprend des joints à dents d'engrenage en métal fritté avec des incréments de 15", ce qui permet d'obtenir des styles de matériel PT à verrouillage positif solide, offrant ainsi une large gamme de fonctionnalités et de portée.
- Option de verrouillage d'aile sans outil pour le matériel PT, permettant des réglages immédiats.
- Liaisons supplémentaires disponibles pour créer un matériel personnalisé selon les besoins de l'utilisateur.
- Longueurs de tige disponibles : 3" et 7".

Références du matériel PT

Taille et forme	Référence
MID6	BL-HS-PT1RMMID6
LAT6	BL-HS-PT1RMLAT6
MID8	BL-HS-PT1RMMID8
LAT8	BL-HS-PT1RMLAT8
MAX8	BL-HS-PT1RMMAX8

Références de matériel PT flip down

Taille et forme	Référence
MID6	BL-HS-PT1FDMID6
LAT6	BL-HS-PT1FDLAT6
MID8	BL-HS-PT1FDMID8
LAT8	BL-HS-PT1FDLAT8
MAX8	BL-HS-PT1FDMAX8

Références du matériel GT

Taille et forme	Référence
Latéral	BL-HS-GT3RMLAT
Ligne médiane	BL-HS-GT3RMMID

Options de matériel de montage



Bloc de montage postérieur A ([HS-MB-POSTA](#))

Pour Embrace, Visco-Back et Relief avec Power Mount uniquement.

Bloc de montage postérieur B ([HS-MB-POSTB](#))


Pour soutiens OEM en bois/écrous en T.

Bloc de montage antérieur A ([HS-MB-ANTA](#))

Pour AGILITY et autres soutiens dorsaux OEM.

Bloc de montage Quantum A ([HS-MB-PW1A](#))

Pour les soutiens dorsaux Quantum Tru-Shape Comfort.



Bloc de montage Permobil A ([HS-MB-PW2A](#))

Pour soutiens dorsaux Permobil Corpus 3G (23"-28"H).

Bloc de montage Permobil B ([HS-MB-PW2B](#))

Pour soutiens dorsaux Permobil Corpus 3G (20"H).

Bloc de montage Permobil C ([HS-MB-PW2C](#))

À utiliser avec le matériel Direct Mount de Permobil et le rail Unitrak.

Support Relief avec bloc de montage

Pour Relief sans Power Mount uniquement, comprend un support de montage et un bloc POSTA.

- Support 14W avec bloc de montage ([HS-MB-AR14W](#))
- Support 16W avec bloc de montage ([HS-MB-AR16W](#))
- Support 18W avec bloc de montage ([HS-MB-AR18W](#))
- Support 20W avec bloc de montage ([HS-MB-AR20W](#))



Supports de coussinets Premium



12W x 5L Soft illustré avec GlideWear

Références coussinets Premium

Taille	Fermeté du coussinet	Référence
6W x 3L	Souple	BL-HSP1-6W3L
6W x 3L	Très souple	BL-HSP2-6W3L
8W x 4L	Souple	BL-HSP1-8W4L
8W x 4L	Très souple	BL-HSP2-8W4L
10W x 5L	Souple	BL-HSP1-10W5L
10W x 5L	Très souple	BL-HSP2-10W5L
12W x 5L	Souple	BL-HSP1-12W5L
12W x 5L	Très souple	BL-HSP2-12W5L
14W x 5L	Souple	BL-HSP1-14W5L
14W x 5L	Très souple	BL-HSP2-14W5L
18W x 5L	Souple	BL-HSP1-18W5L
18W x 5L	Très souple	BL-HSP2-18W5L

Caractéristiques

- Les ailes articulées permettent un cintrage latéral et un soutien sur les coussinets de 10 W, 12 W, 14 W et 18 W.
- Mousse de fermeté souple et extra souple disponible.
- 3 choix de housses : Comfort-Tek, Stretch-Air ou GlideWear

Options de housse

- Comfort-Tek ([COMFORT-TEK](#))
- Stretch-Air ([STRETCH-AIR](#))
- GlideWear ([GLIDEWEAR](#))

Supports de coussinets Basic



12W x 6L illustré avec Stretch-Air

Référence coussinet Basic

Taille	Référence
6W x 5L	BL-HSP3-6W5L
8W x 5L	BL-HSP3-8W5L
10W x 6L	BL-HSP3-10W6L
12W x 6L	BL-HSP3-12W6L
14W x 6L	BL-HSP3-14W6L
18W x 6L	BL-HSP3-18W6L

Caractéristiques

- Peut être façonné grâce à un insert en acier modelable à l'intérieur du coussin.
- 2 choix de housses : Comfort-Tek ou Stretch-Air

Options de housse

- Comfort-Tek ([COMFORT-TEK](#))
- Stretch-Air ([STRETCH-AIR](#))

BodiLink Lateral Trunk Support

Matériel de la série Gear Teeth 2 (GT2)



Caractéristiques

- 6 tailles de coussinets sont proposées dans chaque gamme : premium et basique, moulable et rigide, soutien et activité, offrant ainsi 48 options pour s'adapter à tous les utilisateurs
- Joints à ressort pour une installation et un positionnement simplifiés.
- L'articulation unique du poignet permet de faire pivoter le coussinet pour l'adapter à la morphologie de l'utilisateur.
- Liaisons supplémentaires disponibles pour une personnalisation complète.

Références matériel Swing-away

Style	Référence gauche	Référence droite
Fixation à fente	BL-LTS-GT2SAS-LH	BL-LTS-GT2SAS-RH
Fixation à fente Relief	BL-LTS-GT2SAK-LH	BL-LTS-GT2SAK-RH
Fixation à fente Embrasse avec hiver/été	BL-LTS-GT2SAWSAE-LH	BL-LTS-GT2SAWSAE-RH
Montage de canne	BL-LTS-GT2SAC-LH	BL-LTS-GT2SAC-RH
Quantum® power	BL-LTS-GT2SAPW1-LH	BL-LTS-GT2SAPW1-RH
Permobil® power	BL-LTS-GT2SAPW2-LH	BL-LTS-GT2SAPW2-RH
Montage sur rail pour dossier Visco et Unite	BL-LTS-GT2SAT-LH	BL-LTS-GT2SAT-RH

Références matériel fixe

Style	Référence gauche	Référence droite
Fixation à fente	BL-LTS-GT2FXS-LH	BL-LTS-GT2FXS-RH
Fixation à fente Relief	BL-LTS-GT2FXK-LH	BL-LTS-GT2FXK-RH
Fixation à fente Embrasse avec hiver/été	BL-LTS-GT2FXWSAE-LH	BL-LTS-GT2FXWSAE-RH
Montage de canne	BL-LTS-GT2FXC-LH	BL-LTS-GT2FXC-RH
Quantum power	BL-LTS-GT2FXPW1-LH	BL-LTS-GT2FXPW1-RH
Permobil power	BL-LTS-GT2FXPW2-LH	BL-LTS-GT2FXPW2-RH
Montage sur rail pour dossier Visco et Unite	BL-LTS-GT2SFXT-LH	BL-LTS-GT2FXT-RH

Série de coussinets Premium



Caractéristiques

- 7 choix de housses. Chaque modèle est disponible avec une mousse supplémentaire pour un confort encore plus moelleux.
- Les coussinets anatomiques, moulables ou rigides, offrent un positionnement plus naturel et une plus grande surface de contact.

Références coussinet soutien Premium

Taille	Référence gauche	Référence droite
3Lx4D	BL-LTSP2S-3L4D-LH	BL-LTSP2S-3L4D-RH
3Lx5,5D	BL-LTSP2S-3L5D-LH	BL-LTSP2S-3L5D-RH
4Lx5D	BL-LTSP2S-4L5D-LH	BL-LTSP2S-4L5D-RH
4Lx6,5D	BL-LTSP2S-4L6D-LH	BL-LTSP2S-4L6D-RH
5Lx6,5D	BL-LTSP2S-5L6D-LH	BL-LTSP2S-5L6D-RH
6Lx6,5D	BL-LTSP2S-6L6D-LH	BL-LTSP2S-6L6D-RH


Références coussinet actif Premium

Taille	Référence gauche	Référence droite
3Lx4D	BL-LTSP2A-3L4D-LH	BL-LTSP2A-3L4D-RH
3Lx5,5D	BL-LTSP2A-3L5D-LH	BL-LTSP2A-3L5D-RH
4Lx5D	BL-LTSP2A-4L5D-LH	BL-LTSP2A-4L5D-RH
4Lx6,5D	BL-LTSP2A-4L6D-LH	BL-LTSP2A-4L6D-RH
5Lx6,5D	BL-LTSP2A-5L6D-LH	BL-LTSP2A-5L6D-RH
6Lx6,5D	BL-LTSP2A-6L6D-LH	BL-LTSP2A-6L6D-RH

Options de housse Premium

- Sans housse ([LTS-P2-NO-CV](#))
- Comfort-Tek avec mousse ([LTS-P2-COMFORT-FM](#))
- Comfort-Tek ([LTS-P2-COMFORT](#))
- Stretch-Air avec mousse ([LTS-P2-STRETCH-FM](#))
- Stretch-Air ([LTS-P2-STRETCH](#))
- GlideWear avec mousse ([LTS-P2-GLIDEWEAR-FM](#))
- GlideWear ([LTS-P2-GLIDEWEAR](#))

Série de coussinets Basic



Caractéristiques

- Coussinets disponibles en version moulable ou rigide.
- 2 choix de housses : Comfort-Tek ou Stretch-Air

Références coussinet soutien Basic

Taille	Référence gauche	Référence droite
3Lx4D	BL-LTSP1S-3L4D-LH	BL-LTSP1S-3L4D-RH
3Lx5D	BL-LTSP1S-3L5D-LH	BL-LTSP1S-3L5D-RH
4Lx5D	BL-LTSP1S-4L5D-LH	BL-LTSP1S-4L5D-RH
4Lx6D	BL-LTSP1S-4L6D-LH	BL-LTSP1S-4L6D-RH
5Lx6D	BL-LTSP1S-5L7D-LH	BL-LTSP1S-5L7D-RH
6Lx6D	BL-LTSP1S-6L6D-LH	BL-LTSP1S-6L6D-RH

Références coussinet actif Basic

Taille	Référence gauche	Référence droite
3Lx4D	BL-LTSP1A-3L4D-LH	BL-LTSP1A-3L4D-RH
3Lx5D	BL-LTSP1A-3L5D-LH	BL-LTSP1A-3L5D-RH
4Lx5D	BL-LTSP1A-4L5D-LH	BL-LTSP1A-4L5D-RH
4Lx6D	BL-LTSP1A-4L6D-LH	BL-LTSP1A-4L6D-RH
5Lx6D	BL-LTSP1A-5L7D-LH	BL-LTSP1A-5L7D-RH
6Lx6D	BL-LTSP1A-6L6D-LH	BL-LTSP1A-6L6D-RH

Options de housse Basic

- Comfort-Tek ([LTS-P1-COMFORT](#))
- Stretch-Air ([LTS-P1-STRETCH](#))

Soutien latéral du bassin/des cuisses BodiLink

Série Telescoping Taper (TT)



Fixation à fente TT à dégagement rapide

Série Gear Tooth (GT)



Fixation à fente GT à dégagement rapide

Références matériel amovible pour fixation à fente TT

Style	Référence gauche	Référence droite
Petit	BL-LPTS-TT1RMSL1-LH	BL-LPTS-TT1RMSL1-RH
Moyen	BL-LPTS-TT1RMSL2-LH	BL-LPTS-TT1RMSL2-RH
Grand	BL-LPTS-TT1RMSL3-LH	BL-LPTS-TT1RMSL3-RH

Références matériel fixe pour fixation à fente TT

Style	Référence gauche	Référence droite
Petit	BL-LPTS-TT1FXSL1-LH	BL-LPTS-TT1FXSL1-RH
Moyen	BL-LPTS-TT1FXSL2-LH	BL-LPTS-TT1FXSL2-RH
Grand	BL-LPTS-TT1FXSL3-LH	BL-LPTS-TT1FXSL3-RH

Références du matériel amovible Power Mount TT

Style	Référence gauche	Référence droite
Petit	BL-LPTS-TT1RMPWL1-LH	BL-LPTS-TT1RMPWL1-RH
Moyen	BL-LPTS-TT1RMPWL2-LH	BL-LPTS-TT1RMPWL2-RH
Grand	BL-LPTS-TT1RMPWL3-LH	BL-LPTS-TT1RMPWL3-RH

Références du matériel fixe Power Mount TT

Style	Référence gauche	Référence droite
Petit	BL-LPTS-TT1FXPWL1-LH	BL-LPTS-TT1FXPWL1-RH
Moyen	BL-LPTS-TT1FXPWL2-LH	BL-LPTS-TT1FXPWL2-RH
Grand	BL-LPTS-TT1FXPWL3-LH	BL-LPTS-TT1FXPWL3-RH

Références matériel amovible pour fixation à fente GT

Référence gauche	Référence droite
BL-LPTS-GT2RMS-LH	BL-LPTS-GT2RMS-RH

Références matériel fixe pour fixation à fente GT


Référence gauche	Référence droite
BL-LPTS-GT2FXS-LH	BL-LPTS-GT2FXS-RH

Caractéristiques


- Le matériel Power Mount TT se monte sur : Systèmes d'assise électriques Permobil, Quantum, Quickie, Rovi et Avid.
- Le matériel TT est doté d'un réglage télescopique précis de la hauteur et de l'angle.
- Liaisons supplémentaires disponibles pour GT et bras d'extension long disponible pour le matériel TT pour la personnalisation.
- Options fixes ou amovibles avec leviers de déverrouillage à haute visibilité. TT équipé d'un levier de déverrouillage à une main.

Taille du matériel TT par rapport à l'épaisseur du coussin

Fixation à fente TT



TT power mount



Caractéristiques

- 4 tailles de coussinets Premium et 10 tailles de coussinets Basic.
- Coussinets Basic disponibles en Zero Elevation
- Les coussinets Premium sont fabriqués à partir de mousse moulée afin de réduire leur usure.
- 3 choix de housses : Comfort-Tek, Stretch-Air et GlideWear

Série de coussinets Premium

Coussinets Premium

3,5"L X 4"D	
3,5"L X 8"D	
3,5"L X 12"D	
5,5"L X 6"D	

Références coussinets Premium

Taille	Référence gauche	Référence droite
3,5Lx4D	BL-LPTSP2Z-3L4D-LH	BL-LPTSP2Z-3L4D-RH
3,5Lx8D	BL-LPTSP2Z-3L8D-LH	BL-LPTSP2Z-3L8D-RH
3,5Lx12D	BL-LPTSP2Z-3L12D-LH	BL-LPTSP2Z-3L12D-RH
5,5Lx6D	BL-LPTSP2Z-5L6D-LH	BL-LPTSP2Z-5L6D-RH

Options de housse Premium




- Comfort-Tek ([LPTS-P2-COMFORT-FM](#))
- Stretch-Air ([LPTS-P2-STRETCH-FM](#))
- GlideWear ([LPTS-P2-GLIDE-FM](#))

Options de housse Basic

- Comfort-Tek ([LPTS-P1-COMFORT](#))
- Stretch-Air ([LPTS-P1-STRETCH](#))
- GlideWear ([LPTS-P1-GLIDE](#))

Séries de coussinets Basic

Coussinets Basic Zero-Elevation

3"L X 4"D	
3"L X 5"D	
4"L X 4"D	
4"L X 6"D	
5"L X 7"D	
4"L X 8"D	
4"L X 10"D	
4"L X 12"D	
4"L X 14"D	
4"L X 16"D	

Références coussinets Basic Zero Elevation

Taille	Référence gauche	Référence droite
3Lx4D	BL-LPTSP1Z-3L4D-LH	BL-LPTSP1Z-3L4D-RH
3Lx5D	BL-LPTSP1Z-3L5D-LH	BL-LPTSP1Z-3L5D-RH
4Lx4D	BL-LPTSP1Z-4L4D-LH	BL-LPTSP1Z-4L4D-RH
4Lx6D	BL-LPTSP1Z-4L6D-LH	BL-LPTSP1Z-4L6D-RH
4Lx8D	BL-LPTSP1Z-4L8D-LH	BL-LPTSP1Z-4L8D-RH
4Lx10D	BL-LPTSP1Z-4L10D-LH	BL-LPTSP1Z-4L10D-RH
4Lx12D	BL-LPTSP1Z-4L12D-LH	BL-LPTSP1Z-4L12D-RH
4Lx14D	BL-LPTSP1Z-4L14D-LH	BL-LPTSP1Z-4L14D-RH
4Lx16D	BL-LPTSP1Z-4L16D-LH	BL-LPTSP1Z-4L16D-RH
5Lx7D	BL-LPTSP1Z-5L7D-LH	BL-LPTSP1Z-5L7D-RH

Les soutiens médullaires pour genoux/cuisses BodiLink sont également disponibles. Veuillez consulter le site permobil.com pour plus d'informations.

Comfort Foot Single



IST - Épaisseur du soutien inférieur

L - Longueur du soutien postérieur

Caractéristiques

- La découpe unique au niveau du talon élimine tout contact avec celui-ci, prévient les points de pression et réduit le risque d'irritation cutanée.
- Le coussin de gel en option dans la base du repose-pieds réduit la pression, le cisaillement et l'accumulation de chaleur.
- La construction en mousse moyenne densité et haute résilience assure un maximum de confort.
- Le tissu antidérapant sur le repose-pieds aide à maintenir la position du pied.
- Le fond conique s'adapte aux nouveaux modèles de repose-pieds.
- Convient aux pieds gauche et droit.
- Standard avec housse Comfort-Tek.

Comfort Foot Single

Style	W x D x L	Référence	Référence gel
Standard	7 x 10 x 8	FTS	FTSG
Grand	7 x 10 x 12	FTST	FTSTG
Bariatrique	10 x 10 x 8	FTSB	FTSBG

Coussinet de soutien inférieur (base uniquement)

Style	W x D	Référence	Référence gel
Standard	7 x 10	FTS-BTM	FTSG-BTM
Bariatrique	10 x 10	FTSB-BTM	FTSBG-BTM

Comfort Foot Single avec élévation

Style	W x D x L	Référence
Standard	7 x 10 x 8	FTSE
Grand	7 x 10 x 12	FTSTE

Matériel

Raccord à pince : le raccord facile à installer et à retirer offre aux utilisateurs un accessoire polyvalent.

Raccord boulonné : Le raccord boulonné fonctionne avec tous les repose-pieds.



Style	Épaisseur du soutien inférieur (IST)
Standard	2"
Avec gel	2,5"

Style	Épaisseur du soutien postérieur
Standard	1,75"
Avec gel	1,75"

Coussinet de soutien postérieur (partie supérieure uniquement)

Style	W x D x L	Référence
Partie supérieure standard uniquement	7 x 10 x 8	FTS-TOP
Partie supérieure haute uniquement	7 x 10 x 12	FTST-TOP
Partie supérieure bariatrique uniquement	10 x 10 x 8	FTSB-TOP
Partie supérieure à élévation uniquement	7 x 10 x 8	FTSE-TOP
Partie supérieure à élévation haute uniquement	7 x 10 x 12	FTSTE-TOP

Le remboursement des articles facturés à l'aide du code K0108 n'est pas garanti, car la couverture est à la discrétion de l'assureur.


Comfort Foot Double



Standard



Grand



IST - Épaisseur du soutien inférieur

L - Longueur du soutien postérieur

Caractéristiques

- La découpe unique au niveau du talon élimine tout contact avec celui-ci, prévient les points de pression et réduit le risque d'irritation cutanée.
- Le séparateur médian optionnel pour les membres inférieurs maintient les pieds et les jambes dans une position adéquate.
- Le tissu antidérapant sur le repose-pieds aide à maintenir la position du pied.
- Boucle de sécurité durable et option boulonnée de série sur tous les modèles.
- Le coussin de gel en option dans le repose-pieds réduit la pression.
- Livré de série avec la housse Comfort-Tek.

Installation boulonnée

L'installation boulonnée avec boucle de fixation permet au Comfort Foot Double de pivoter pour faciliter les transferts. Le produit ne peut être installé qu'avec des boucles de sécurité.

Style	Épaisseur du soutien inférieur (IST)
Standard	2"
Avec gel	2,5"

Comfort Foot Double avec séparateur de jambes

WC taille	W x D x L	Référence	Référence gel
16"	15,5" x 10,5" x 8"	FTD-16	FTDG-16
18"	17,5" x 10,5" x 8"	FTD-18	FTDG-18
20"	19,5" x 10,5" x 8"	FTD-20	FTDG-20
22"	21,5" x 10,5" x 8"	FTD-22	FTDG-22
24"	23,5" x 10,5" x 8"	FTD-24	FTDG-24

Coussinet de soutien postérieur (partie supérieure uniquement)

WC taille	W x D x L	Avec séparateur	Sans séparateur
16"	15,5" x 10,5" x 8"	FTD-16-TOP	FTDNS-16-TOP
18"	17,5" x 10,5" x 8"	FTD-18-TOP	FTDNS-18-TOP
20"	19,5" x 10,5" x 8"	FTD-20-TOP	FTDNS-20-TOP
22"	21,5" x 10,5" x 8"	FTD-22-TOP	FTDNS-22-TOP
24"	23,5" x 10,5" x 8"	FTD-24-TOP	FTDNS-24-TOP

Comfort Foot Double sans séparateur de jambes

WC taille	W x D x L	Référence	Référence gel
16"	15,5" x 10,5" x 8"	FTDNS-16	FTDNSG-16
18"	17,5" x 10,5" x 8"	FTDNS-18	FTDNSG-18
20"	19,5" x 10,5" x 8"	FTDNS-20	FTDNSG-20
22"	21,5" x 10,5" x 8"	FTDNS-22	FTDNSG-22
24"	23,5" x 10,5" x 8"	FTDNS-24	FTDNSG-24

Coussinet de soutien postérieur haut (partie supérieure uniquement)

WC taille	W x D x L	Avec séparateur	Sans séparateur
16"	15,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-16-TOP	FTDTNS-16-TOP
18"	17,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-18-TOP	FTDTNS-18-TOP
20"	19,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-20-TOP	FTDTNS-20-TOP
22"	21,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-22-TOP	FTDTNS-22-TOP
24"	23,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-24-TOP	FTDTNS-24-TOP

Comfort Foot Double Haut avec séparateur de jambes

WC taille	W x D x L	Référence	Référence gel
16"	15,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-16	FTDTG-16
18"	17,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-18	FTDTG-18
20"	19,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-20	FTDTG-20
22"	21,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-22	FTDTG-22
24"	23,5" x 10,5" x 12,5"	FTDT-24	FTDTG-24

Coussinet de soutien inférieur (base uniquement)

WC taille	W x D	Référence	Référence gel
16"	15,5" x 10,5"	FTD-16-BTM	FTDG-16-BTM
18"	17,5" x 10,5"	FTD-18-BTM	FTDG-18-BTM
20"	19,5" x 10,5"	FTD-20-BTM	FTDG-20-BTM
22"	21,5" x 10,5"	FTD-22-BTM	FTDG-22-BTM
24"	23,5" x 10,5"	FTD-24-BTM	FTDG-24-BTM

Comfort Foot Double Grand sans séparateur de jambes

WC taille	W x D x L	Référence	Référence gel
16"	15,5" x 10,5" x 12,5"	FTDTNS-16	FTDTNSG-16
18"	17,5" x 10,5" x 12,5"	FTDTNS-18	FTDTNSG-18
20"	19,5" x 10,5" x 12,5"	FTDTNS-20	FTDTNSG-20
22"	21,5" x 10,5" x 12,5"	FTDTNS-22	FTDTNSG-22
24"	23,5" x 10,5" x 12,5"	FTDTNS-24	FTDTNSG-24

Flexion Footbox

Caractéristiques

- Le repose-pieds Footbox simple s'adapte aussi bien à gauche qu'à droite et est disponible en quatre tailles : Largeurs de 5", 6", 7" et 8".
- Le repose-pieds Footbox double convient à quatre tailles de fauteuil roulant : Largeurs de 14", 16", 18" et 20".
- Réglage aisé de l'angle de 90° à 160° avec une seule vis.
- Coque en aluminium durable.
- Après avoir percé des trous de fixation dans le repose-pieds, boulonner celui-ci au fauteuil pour un placement permanent.
- Toutes les surfaces et tous les bords sont rembourrés de mousse pour plus de confort.
- Livré de série avec la housse Comfort-Tek.

Repose-pieds Flexion Footbox simple



Repose-pieds Flexion Footbox double



Réglage aisé de l'angle de 90° à 160° avec une seule vis.



Repose-pieds Footbox simple

W x D x L	Pièce nombre
5,25" X 11" X 11"	FBS-5
6,25" X 11" X 11"	FBS-6
7,25" X 11" X 11"	FBS-7
8,25" X 11" X 11"	FBS-8

Repose-pieds Rootbox double

W x D x L	Taille WC	Réf.
12" X 11" X 11"	14"	FBD-14
14" X 11" X 11"	16"	FBD-16
16" X 11" X 11"	18"	FBD-18
18" X 11" X 11"	20"	FBD-20

Calf protector



Caractéristiques

- Fournit un soutien aux membres inférieurs.
- La fixation par boucle facilite les transferts.
- Disponible en version standard et rigide.
- Standard avec housse Comfort-Tek.

Protège-mollet

WC taille	W x L	Épaisseur	Référence	Référence Rigide
16"	14" X 8"	0,75"	70A	71A
18"	16" X 8"	0,75"	70B	71B
20"	18" X 8"	0,75"	70C	71C
22"	20" X 8"	0,75"	70D	71D

Le remboursement des articles facturés à l'aide du code K0108 n'est pas garanti, car la couverture est à la discrétion de l'assureur.

Quick Release Amp



Caractéristiques

- Un soutien pour membre résiduel peut être utilisé avec un plateau d'assise rigide.
- S'installe sur le côté gauche ou droit du plateau d'assise rigide.
- Le levier à bascule permet un positionnement à plusieurs angles.
- Le coussin est doté d'une adduction pour aider à centrer le membre résiduel.
- Construction en mousse pour plus de confort, mais avec une couche de base plus ferme pour un meilleur soutien.
- Livré de série avec la housse Comfort-Tek.
- Pièces TB3 conçues pour être utilisées sur les fauteuils Quantum Rehab Tru-Balance® 3.

Matériel Quick-Release Amp

Retrait rapide et simple grâce au système de dégagement rapide.



Réglage de l'angle

Le levier à bascule permet un positionnement à plusieurs angles.



Références Quick-Release Amp 10"

W x D	Épaisseur	Kit d'extension
8" X 10"	3"	AMPKIT810
9" X 10"	3"	AMPKIT910
10" X 10"	3"	AMPKIT1010
11" X 10"	3"	AMPKIT1110
12" X 10"	3"	AMPKIT1210

Références Quick-Release Amp 10" TB3

W x D	Épaisseur	Kit d'extension
8" X 10"	3"	AMPTQR810
9" X 10"	3"	AMPTQR910
10" X 10"	3"	AMPTQR1010
11" X 10"	3"	AMPTQR1110
12" X 10"	3"	AMPTQR1210

Quick-Release Amp matériel uniquement

Référence
AMPQHARD

Références Quick-Release Amp 14"

W x D	Épaisseur	Kit d'extension
8" X 14"	3"	AMPKIT814
9" X 14"	3"	AMPKIT914
10" X 14"	3"	AMPKIT1014
11" X 14"	3"	AMPKIT1114
12" X 14"	3"	AMPKIT1214

Références Quick-Release Amp 14" TB3

W x D	Épaisseur	Kit d'extension
8" X 14"	3"	AMPTQR814
9" X 14"	3"	AMPTQR914
10" X 14"	3"	AMPTQR1014
11" X 14"	3"	AMPTQR1114
12" X 14"	3"	AMPTQR1214

Quick-Release Amp matériel uniquement

Référence
AMPSTQRHARD

Swing-Away Amp



Matériel Swing-Away Amp

Le matériel permet un pivotement et un retrait rapides et simples.

Le coussin peut être facilement retiré et réinstallé sur le fauteuil roulant.

Le matériel est disponible en aluminium, en aluminium large ou en acier.



Réglage de l'angle

Le levier à bascule permet un positionnement à plusieurs angles.

Réglage en hauteur jusqu'à 4" pour s'adapter à différentes épaisseurs de coussins d'assise.

Le coussinet peut être réglé sur une profondeur de 3" afin de s'adapter aux kits de conversion de profondeur pour fauteuils roulants.



Caractéristiques

- Offre un soutien pour membre résiduel entièrement ajustable.
- Permet aux personnes de monter et de descendre facilement du fauteuil roulant.
- L'aluminium et l'acier s'adaptent aux tailles de tubes de 7/8" à 1".
- Taille large en aluminium adaptée aux dimensions de tubes de 1" à 1 1/4".
- Le coussin est doté d'une adduction pour aider à centrer le membre résiduel.
- L'épaisseur du soutien inférieur est de 3".
- Livré de série avec la housse Comfort-Tek.

Swing-Away Amp aluminium

Largeur	10" de profondeur	14" de profondeur
8"W	AMPSA810	AMPSA814
9"W	AMPSA910	AMPSA914
10"W	AMPSA1010	AMPSA1014
11"W	AMPSA1110	AMPSA1114
12"W	AMPSA1210	AMPSA1214

Swing-Away Amp aluminium large

Largeur	10" de profondeur	14" de profondeur
8"W	AMPSALG810	AMPSALG814
9"W	AMPSALG910	AMPSALG914
10"W	AMPSALG1010	AMPSALG1014
11"W	AMPSALG1110	AMPSALG1114
12"W	AMPSALG1210	AMPSALG1214

Swing-Away Amp acier

Largeur	10" de profondeur	14" de profondeur
8"W	AMPSAS810	AMPSAS814
9"W	AMPSAS910	AMPSAS914
10"W	AMPSAS1010	AMPSAS1014
11"W	AMPSAS1110	AMPSAS1114
12"W	AMPSAS1210	AMPSAS1214

Swing-Away Amp matériel uniquement

Type	Référence
Aluminium	AMPSAHARD
Aluminium large	AMPSALGHARD
Acier	AMPSASHARD

Comfort Arm



Bras standard



Bras inférieur



Tall Rail Arm



Bras moulé

Caractéristiques

- La conception Comfort Arm offre un soutien pour les doigts et les mains.
- Les sangles de fixation confortables peuvent être ajustées ou retirées.
- Offre un soutien pour les contractures et le tonus.
- L'option moulable peut être utilisée pour surélever les doigts et la main.
- Les supports Standard, Low et Tall Rail sont fournis de série avec une housse Comfort Tek.

Dimensions Comfort Arm



Matériel à réglage en profondeur articulé et élévateur (EAD)

Permet de relever et d'articuler le support pour les bras à l'aide d'un levier à dégagement rapide.

Le support pour bras peut être réglé jusqu'à 2,5" de profondeur et 4" de largeur.



Support Interlock

Le support Interlock se fixe sur des tubes de 3/4" à 1" à l'aide d'un raccord à deux boulons.

Standard avec option matérielle fixe ou pivotante.

Supports Comfort Arm

Supports Standard Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2002R-PAD
22" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2002L-PAD
14" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2002R-14-PAD
14" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2002L-14-PAD
17" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2002R-17-PAD
17" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2002L-17-PAD

Supports moulables Standard Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2002R-M-PAD
22" x 6"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2002L-M-PAD

Supports Tall Rail Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 7"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2007R-PAD
22" x 7"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2007L-PAD

Supports moulables Tall Rail Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 7"	4,0"	2,75"	1,5"	Droite	2007R-M-PAD
22" x 7"	4,0"	2,75"	1,5"	Gauche	2007L-M-PAD

Matériel Swing-away

Le système de base rotatif permet de faire pivoter le support Comfort Arm de gauche à droite et de l'ajuster de l'avant vers l'arrière sur 7 pouces.

Matériel Slide on

Fait glisser le support pour bras sur le coussinet de l'accoudoir du fauteuil roulant.

Matériel TB3

Support pour bras avec montage sur rail pour fauteuils de style TB3.

Supports Low Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Droite	2004R-PAD
22" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Gauche	2004L-PAD
14" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Droite	2004R-14-PAD
14" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Gauche	2004L-14-PAD
17" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Droite	2004R-17-PAD
17" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Gauche	2004L-17-PAD

Supports moulables Low Arm

D x W1	W2	T1	T2	Côté	Référence
22" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Droite	2004R-M-PAD
22" x 6"	3,0"	N/A	1,25"	Gauche	2004L-M-PAD

Supports Molded Arm

Profondeur	Côté	Référence
22"	Droite	2300R-PAD
22"	Gauche	2300L-PAD
14"	Droite	2300R-14-PAD
14"	Gauche	2300L-14-PAD

Molded Arm pour matériel EAD

Profondeur	Côté	Référence
22"	Droite	2300PR-PAD
22"	Gauche	2300PL-PAD
14"	Droite	2300PR-14-PAD
14"	Gauche	2300PL-14-PAD

Matériel Comfort Arm

Type de matériel	Côté	Référence
Interlock fixe	Droite	1000R-HARD
Interlock fixe	Gauche	1000L-HARD
Swing-away	Droite	2000R-HARD
Swing -away	Gauche	2000L-HARD
EAD	Droite	3000R-HARD
EAD	Gauche	3000L-HARD
Slide on	Droite	2100R-HARD
Slide on	Gauche	2100L-HARD
Montage sur rail inférieur TB3 V3	Gauche	ARMBTM-P3L-HARD
Montage sur rail inférieur TB3 V3	Droite	ARMBTM-P3R-HARD

Durasoft Full Tray



Dimensions

Épaisseur	1
Largeur	24"
Profondeur	18"

Caractéristiques

- L'insert rigide est recouvert d'une mousse haute résilience et d'une housse Comfort-tek facile à nettoyer.
- Fixation rapide aux accoudoirs pleine longueur ou longueur de bureau.
- Stabilité assurée par une fixation à sangles ou à glissière.
- Réglage vers l'avant pour les utilisateurs de grande taille.
- Facile à déplacer pour les transferts.

Référence du plateau complet Durasoft

Montage	Référence
Sangle	75W
Fixation latérale	75K-SM

Durasoft Half Tray



Dimensions

Épaisseur	1,5" - 3"
Largeur	12"
Profondeur	21"

Caractéristiques

- Le bord extérieur surélevé maintient le bras correctement positionné.
- Peut être facilement pivoté pour faciliter les transferts ou l'utilisation de la table.
- Le système de fixation Interlock permet une fixation rapide sur des accoudoirs pleine longueur ou longueur de bureau.

Référence demi-plateau Durasoft

Option	Côté	Référence
Plateau et matériel	Droite	762R
Plateau et matériel	Gauche	762L
Plateau uniquement	Droite	762R-TRAY
Plateau uniquement	Gauche	762L-TRAY
Matériel uniquement	Droite	700R-HARD
Matériel uniquement	Gauche	700L-HARD

Flip-up Half Tray



Dimensions

Épaisseur	1
Largeur	12"
Profondeur	21"

Caractéristiques

- L'insert rigide est recouvert d'une mousse haute résilience et d'une housse Comfort-Tek facile à nettoyer.
- La version de fixation Interlock permet une fixation rapide sur les accoudoirs pleine longueur ou longueur de bureau.
- La version à glissière permet une installation rapide et facile.
- Se bascule facilement à 270 degrés pour faciliter les transferts.

Référence du demi-plateau rabattable

Montage	Côté	Référence
Interlock	Droite	761FR
Interlock	Gauche	761FL
Slide on	Droite	761SFR
Slide on	Gauche	761SFL

Rigid Insert



Caractéristiques

- Réduit l'effet « hamac » dans les rembourrages des fauteuils roulants allongés et offre un soutien supplémentaire aux utilisateurs obèses.
- Conçu pour s'adapter à tous les coussins Comfort Company.
- En plastique ABS.
- Disponible en épaisseur de 3/16".

Référence insert rigide

RID**WWDD**

WWDD à remplacer | **WW** = largeur et **DD** = profondeur en pouces

Tailles disponibles : 10"W x 10"D - 28"W x 22"D

Removable Solid Seat Pan



Caractéristiques

- Comprend un plateau en aluminium à fentes et le matériel de fixation pour des tubes de 7/8" ou 1".
- Livré avec deux barres transversales différentes pour s'adapter à divers types de cadres de fauteuil roulant.
- Les soutiens latéraux pour les cuisses peuvent être facilement fixés.

Référence du plateau d'assise solide amovible

RSSP-1-WWDD

WWDD à remplacer | WW = largeur et DD = profondeur en pouces

Tailles disponibles : 10"W x 10"D - 28"W x 22"D

Incontinent Proof Liner



Caractéristiques

- Offre une protection supplémentaire contre l'incontinence pour les surfaces d'assise.
- La doublure peut être utilisée comme housse supplémentaire lors du lavage de la housse extérieure.
- Le type et la taille du coussin doivent être spécifiés au moment de la commande.

Veuillez contacter CE pour connaître les références.

Housse de remplacement



GlideWear™
TECHNOLOGY

Disponible avec la
technologie GlideWear.



Stretch-Air

Stretch-Air est conçu pour être aéré et respirant, avec une extensibilité multidirectionnelle pour une immersion optimale dans le coussin.



Comfort-Tek

Comfort-Tek est lisse, résistant et souple, doté d'une extensibilité multidirectionnelle pour une immersion dans le coussin. Conçu pour prévenir les infections et servir de barrière contre l'incontinence, il se nettoie facilement à l'aide de désinfectants courants et ne contient pas de latex.

Des housses de rechange sont disponibles pour les assises et les soutiens dorsaux.

ROHO Planar Solid Seat Insert



Tailles standard en stock

	12" W	14" W	15" W	16" W	17" W	18" W	20" W	24" W
12" D	12 x 12							
14" D	12 x 14	14 x 14						
15" D		14 x 15	15 x 15					
16" D		14 x 16	15 x 16	16 x 16				
17" D			15 x 17	16 x 17	17 x 17			
18" D				16 x 18	17 x 18	18 x 18		
20" D				16 x 20		18 x 20	20 x 20	
22" D						18 x 22	20 x 22	
24" D						18 x 24	20 x 24	24 x 24

Caractéristiques

- Fournit une base solide pour une utilisation avec la plupart des coussins ROHO.
- Léger et facile à modifier.
- Évite l'effet hamac du rembourrage du harnais du fauteuil roulant.
- S'adapte facilement sous le coussin, à l'intérieur de la housse de coussin ROHO.
- En contreplaqué de bouleau revêtu de polyuréthane, le 3/8" (1 cm).

Référence garniture d'assise plane rigide

SIWWDD

WWDD à remplacer | WW = largeur et DD = profondeur en pouces

La taille maximale est de 24" x 24"

Comfort Privacy Shield



Caractéristiques

- Se fixe à l'aide d'une bande auto-agrippante aux barres dorsales pour assurer une couverture entre le soutien dorsal et le coussin.

Référence Privacy Shield

BS-PS-1015W	Pour fauteuils 10"L - 15"L
BS-PS-1621W	Pour fauteuils 16"W - 21"W
BS-PS-2225W	Pour fauteuils 22"W - 25"W
BS-PS-2628W	Pour fauteuils 26"L - 28"L

ROHO Adaptor Pad



Référence Adaptor Pad

ADAPTOR

Dimensions

Hauteur de cellule	1
Largeur	9,25"
Profondeur	13"

Caractéristiques

- Les cellules d'air autonomes peuvent être utilisées comme interface sur pratiquement toutes les surfaces planes ou profilées pour protéger la peau et les tissus mous.
- Peut être découpé pour s'adapter à diverses formes telles que les côtés des fauteuils roulants, les plateaux, les repose-tête et repose-pieds, l'intérieur des casques ou pour toute surface pouvant nécessiter une protection.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.
- Aucune limite de poids si la taille est adaptée à la personne.

ROHO Contour Base



Tailles standard

	13" W	15" W	17" W
13" D	13 x 13		
15" D		15 x 15	17 x 15
17" D			17 x 17

Caractéristiques

- Base moulée qui fournit une base solide pour une utilisation avec les coussins ROHO.
- S'adapte facilement sous le coussin à l'intérieur de la housse de coussin ROHO.
- Léger.
- Réduit les effets de l'usure du rembourrage du harnais.
- Assiste dans la posture et le positionnement.

Références Contour Base

BASE1313

BASE1515

BASE1715

BASE1717

ROHO Recliner System




Référence Recliner System

RECLINÉRCUSTC

Caractéristiques

- Surface de soutien réglable, remplie d'air, de conception cellulaire, qui utilise la technologie Dry Floatation® et est conçue pour s'adapter à la morphologie de chaque individu en position assise afin d'assurer une protection localisée de la peau et des tissus mous.
- Coussin de fauteuil inclinable et système de dossier personnalisés.
- Conçu sur mesure à la commande.
- Il n'y a pas de limite de poids, mais le système doit être correctement dimensionné pour chaque personne.
- Garantie : 2 ans

ROHO Shower/Commode Seat



Caractéristiques

- Conçu pour s'adapter aux chaises de douche ou de toilettes.
- Disponible en 5 tailles standard ; également disponible en tailles personnalisées.
- N'inclut pas la housse.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.
- Aucune limite de poids si les dimensions sont adaptées à la personne.
- Garantie : 2 ans

Dimensions

Hauteur de cellule	2,25"
Largeur	14,75" - 18,25"
Profondeur	14,75" - 18,25"

Tailles standard

	14,75" W	16,5" W	18,25" W
14,75" D	14,75 x 14,75		
16,5" D	14,75 x 16,5	16,5 x 16,5	
18,25" D		16,5 x 18,25	18,25 x 18,25

Références siège de douche/de toilettes

SEATCMD88LP	SEATCMD910LP
SEATCMD89LP	SEATCMD1010LP
SEATCMD99LP	SEATCMDCUST

ROHO Toilet Seat cushion



Caractéristiques

- Surface en néoprène ajustable, remplie d'air et de conception cellulaire, conçue pour répondre aux besoins d'amortissement à court terme.
- Facile à fixer et à retirer – les sangles et les boutons-pression fixent solidement le coussin au siège des toilettes.
- Cellules à hauteurs multiples : cellules extérieures de 2,25" de hauteur, cellules intérieures de 1" de hauteur.
- N'inclut pas la housse.
- Peut être nettoyé à l'eau et au savon.
- Aucune limite de poids.
- Garantie : 2 ans

Dimensions

Largeur	7,75"
Profondeur	15,75"

Référence coussin de siège de toilette

SEATTOILET

Références

Conversion du poids

Livres	Kilogrammes	Livres	Kilogrammes
100 livres	45,4 kg	350 livres	158,8 kg
150 livres	68,0 kg	400 livres	181,4 kg
200 livres	90,7 kg	450 livres	204,1 kg
250 livres	113,4 kg	550 livres	249,5 kg
300 livres	136,1 kg	750 livres	340,2 kg
330 livres	149,7 kg		

Conversion de taille

Pouces	Centimètres	Pouces	Centimètres
10"	25,4 cm	22"	55,9 cm
12"	30,5 cm	24"	61,0 cm
14"	35,6 cm	26"	66,0 cm
16"	40,6 cm	28"	71,1 cm
18"	45,7 cm	30"	76,2 cm
20"	50,8 cm		

© 2025 Les produits Permobil, Inc. peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets et marques américains et étrangers, y compris, mais sans s'y limiter : THE ADAPTOR®, AGILITY®, AIRLITE®, CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, Hybrid Elite SR®, LOW PROFILE®, MINI-MAX®, QUADTRO SELECT®, ROHO®, Sensor Ready™, Smart Check®, Comfort-Tek™, Compass®, Curve®, QUADROGEL®, et Elements®.

Les informations sur le produit peuvent être modifiées si nécessaire ; les informations actuelles sur le produit sont disponibles sur le site permobil.com.

ROHO, Inc. et The Comfort Companies, LLC font partie de Permobil, Inc.

GlideWear™ est une marque déposée de Tamarack Habilitation Technologies, Inc. BOA® est une marque déposée de BOA Technology Inc. Zytel® est une marque déposée de Dupont Polymers, Inc. Vicair®, SmartCells® et Vector® sont des marques déposées de Vicair B.V.



Permobil propose des solutions de mobilité, d'assise et de positionnement adaptées à tous, quels que soient votre âge, votre taille, votre morphologie ou vos capacités. Nous comprenons que chaque individu a des besoins uniques. C'est pourquoi nous sommes fiers de proposer une solution adaptée à chaque individu. Scannez le code QR pour en savoir plus.