

Date .....

France

Prix valables à partir du : 01/12/2025

Client .....

Tampon de la société

Poids du client (kg) .....

**LPP 9590598 :**  
VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à  
propulsion manuelle multi-configurables

Langue manuel d'utilisation .....

Responsable .....

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

☆ standard (Fourni par défaut)

**Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm**

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48  
 La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1 cm plus large  
 Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5  
 La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) ..... (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm  
 (Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☆ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Très Prudent  
 (Avec plaque de déport de roue)

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 ..... (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm


Carrossage ☆ 0° ☐ 1° ☐ 2°

Hauteur avant (STD 49) .....



Hauteur arrière (STD 42) .....

**Châssis avant**

☆ Châssis standard alu



☆

☐  
(Roues de 5" max.)☐  
(Roues de 4" max.)**Couleur de châssis**

☆ Noir opaque

☐ Tekno Anthracite☐ Blanc Polaire☐ Bleu nuit mat☐ Orange Mat☐ Gris mat☐ Rouge mat**Dossier**

☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

**Tubes de poignée**

☆ Tubes avec poignée courte (revêtement granite)

☐ Tubes avec poignée standard☐ Poignées de poussée accompagnateur

01048

**Roues avant**

☆ 4" Bandage

☐ 3" Sport☐ 5" Bandage☐ 6" Bandage☐ 6" Pneumatiques

Configuration plus légère

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

**Support de fourche avant**

☆ Standard support de fourche avant

☐ Support fourche V Design 2.0**Options**☐ Bande de maintien du fauteuil plié

06833

☐ Cordelette de déverrouillage de dossier avec un seul mouvement

06834

|      |          |        |         |
|------|----------|--------|---------|
| Date | Commande | Client | Adresse |
|------|----------|--------|---------|

**Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant**

☆ Noir 22" 24" 25" 26"

**Roues arrière**

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!

☐ 22" Ultra-light Standard Progeo

☐ 25" Ultra-light Standard Progeo

(Couleur : noire)

☐ 26" Standard Progeo

(Couleur : noire)

☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)

01392

**Pneumatiques roues arrière**

☆ Haute-pression

(22"-24"-25"-26")

*Configuration plus légère*

☐ Haute-pression à profil crantés

(24")

☐ Marathon +

(24"-25")

avec protection anti crevaison

01669

☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir

(24")

11083

☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris

(22")

04181

**Mains courantes    Ecartement sur les roues    ☆ 3 cm    □ 4 cm**

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

*Configuration plus légère*

☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

09170

☐ Acier chromé

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

01684

☐ Ultra Grip

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

00017

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

11023

**Profil oval avec insert en caoutchouc**

☐ NOVA H

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

11025

**Profil noir ergonomique**

☐ NOVA D

(24"-25")

(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)

11026

**Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)**

☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard

Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")

04050

**Freins**

☆ Levier courbé à pousser

☐ Levier droit à pousser

☐ Levier droit à tirer

☐ Frein actifs

*Configuration plus légère*

☐ Frein à pousser avec extension

☐ Frein à tirer avec extension



06428

01949

03372

**Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux**

☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique type ciseaux

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne

☐ Externe

**ANGLE ET PROFONDEUR RÉGLABLES**



11529

Date ..... Commande ..... Client ..... Adresse .....

### Repose-pieds - Voir tableau de références N°3

Attention ! Tous les repose-pieds relevables nécessitent de l'installation d'une sangle rigide et un support de fourche standard

#### Augmentation du poids de 500gr.

☆ Sangle appui-mollets standard

☐ Repose-pieds plastique. réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ 2/3 Interne ☐ 2/3 Externe




11525

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne ☆ 2/3 Interne ☐ 2/3 Externe




11528

### Garde-boue

#### Garde-boue - FIXE

☆ Garde-boue en Carbone

☐ Protège vêtements droits en Carbone



#### Garde-boue - AMOVIBLE

☐ Garde-boue en Carbone amovible

☐ Protège vêtements droits en Carbone amovible



08921

08921

### Accoudoirs

☐ Accoudoirs tubulaires

00694

(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)

### Accessoires

☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

### En option 1

☐ Roue anti-basculé à droite



00023

☐ Tube de bascule à gauche



01046

LPPR

### En option 2

☐ Flasques Noirs (22"-24")

01043



☐ Flasques Transparents (22"-24")

00835

☐ Flasques Progeo design (22"-24")

00019

## TABLEAU DE REFERENCES

| 1   | Hauteur avant |           |           |           |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max.<br>Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max.<br>Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max. |               |           |           |           |
| FOURCHE   | Roues avant   |           |           |           |
|   | 3"            | 4"        | 5"        | 6"        |
| COURTE<br>   | max<br>46     | max<br>47 | max<br>48 |           |
| MOYENNE<br>  | max<br>50     | max<br>51 | max<br>52 | max<br>54 |
| En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.   |               |           |           |           |

| 2             | Hauteur arrière |           |           |  |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| Roues arrière |                 |           |           |  |
| 22"           | 24"             | 25"       | 26"       |  |
| min<br>35     | min<br>38       | min<br>39 | min<br>40 |  |
| max<br>43     | max<br>45       | max<br>46 | max<br>48 |  |

| 3   | Type de repose-pieds                                   | Distance du repose-pieds |
|---|--|--------------------------|
|   | Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique | min 36                   |
|   | Repose-pieds plastique                                 | min 36                   |
|   | Repose-pieds monobloc relevables en aluminium          | min 36                   |
| <b>IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)</b>        |  |                          |
| <b>NOTE!</b>  |  |                          |
| Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur. |  |                          |