

A woman with long, wavy red hair is seated in a black Permobil M1 electric wheelchair. She is wearing a bright yellow cardigan over a green patterned dress and black boots. She is resting her chin on her hand and looking thoughtfully to the side. The wheelchair is positioned on a light-colored wooden floor. In the background, a large, vibrant abstract painting with red, orange, and blue tones is visible on the wall. The overall atmosphere is one of elegance and simplicity.

M1

El arte de la
simplicidad.

permobil

M1

Pura libertad.

La M1 es una silla de ruedas eléctrica fiable y duradera con asiento de baja altura, opción de inclinación eléctrica y reposabrazos abatibles con bloqueo. El sistema de las baterías Permobil permite un uso seguro y cómodo para llegar donde necesite. En interiores o exteriores.

Durabilidad que se siente

Concebido para resistir un estilo de vida activo, la M1 está diseñada centrándose en la facilidad de uso y la durabilidad.

Mayor manejabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarle hasta un 25 % más de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.

Inclinación con solo pulsar un botón

La opción de inclinación eléctrica permite inclinar el asiento hasta 50° para favorecer una posición de reposo o una distribución de la presión. La inclinación también se puede utilizar para mejorar la comodidad, la estabilidad del tronco y la postura de la cabeza.

Soporte eléctrico para las piernas opcional

Ofrece la posibilidad de cambiar de posición fácilmente para una mayor comodidad. También puede contribuir a una mejor circulación de las extremidades inferiores.

Maniobrabilidad cómoda y fiable

La suspensión *Smooth* ayuda a reducir las vibraciones y el centro de gravedad bajo con tracción en las ruedas intermedias le permite un uso cómodo durante más tiempo. El asiento adaptable se amolda a los cambios posturales o funcionales con el paso del tiempo.

Transferencias más seguras y sencillas

La baja altura del asiento, los reposabrazos robustos y abatibles con cierre, la palanca de mando basculante inteligente y los soportes para las piernas desmontables tienen como objetivo hacer que las transferencias y actividades cotidianas sean más seguras y sencillas.

Compacto y transportable

Su tamaño compacto y el respaldo plegable opcional ahorran espacio al almacenar o transportar la M1.



Independencia

OPCIÓN DE INCLINACIÓN ELÉCTRICA

Inclinación de hasta 50° para descansar o redistribuir la presión.

PALANCA MULTIMANDO DE GIRO

Facilita las transferencias.

ALTURA BAJA DEL ASIENTO

Ayuda a facilitar las transferencias y otras actividades diarias.

SISTEMA AVANZADO DE BATERÍAS

La batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionar una mayor vida útil de la batería, un tiempo de carga optimizado y la posibilidad de recorrer distancias más largas.

LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS

Para una mayor visibilidad y una conducción más segura en la oscuridad

MÁS ASISTENCIA

Accesorios de posicionamiento BodiLink® especialmente diseñados para las sillas de ruedas eléctricas Permobil.



Especificaciones de la M1

Velocidad máx.	8 km/h (modelo opcional de 6 km/h)
Autonomía de conducción (baterías 65 Ah)	40 km*
Peso máximo del usuario	136 kg
Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque)	50 mm (75 mm)
Diámetro de giro mínimo	1120 mm
Ancho de giro	1100 mm
Suspensión	Smooth
Electrónica	VR2 90A (opción RNET 90A)
Prueba de colisión según la ISO 7176-19 – 4 puntos de anclaje	Sí, máx. 136 kg de peso del usuario
Probada conforme a las normas EN12182/EN12184	Sí
Máx. Longitud incl. asiento	990 mm
Ancho de la base	610 mm
Anchura con asiento y reposabrazos	610–790 mm
Alto	970–1170 mm
Longitud/altura de almacenamiento	670 mm/820 mm
Peso con baterías 65 Ah	144 kg
Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín)	410 mm
Opciones de altura del asiento (sin cojín)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Profundidad del asiento	360–560 mm (en incrementos de 25 mm)
Anchura del asiento y del respaldo	360–560 mm (en incrementos de 50 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento de 360 mm	455–640 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento >360 mm	555–740 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del reposabrazos	180–360 mm
Distancia entre los reposabrazos	380–480/480–580 mm
Ajuste del ángulo del respaldo (manual)	85°–110°
Ajuste del plano del asiento – Inclinación anterior/posterior	De 90° a +140°
Soporte eléctrico para las piernas	80°–140° (>480 mm de profundidad del asiento) 90°–150° (≤480 mm de profundidad del asiento)
Soporte abatible para las piernas (con ajuste manual)	100°–115°
Soporte central para las piernas (con ajuste manual)	80°–135°

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y si la silla de ruedas se utiliza con frecuencia en pendientes, terrenos accidentados o para subir bordillos.



INCLINACIÓN POSTERIOR 0 – 50°



ROHO AGILITY BACK OPCIONAL



Más colores

SUNBURST ORANGE

RADIANT RED

POWER PINK

GALACTIC GREEN

OCEAN BLUE

MIDNIGHT BLACK