

M1

De kunst van eenvoud.



permobil

M1

Pure vrijheid.

De M1 is een betrouwbare elektrische rolstoel met een lage zithoogte, elektrische kantelversnelling en opklapbare, vergrendelbare armleuningen. De rolstoel wordt aangedreven door het Permobil-accusysteem, zodat u veilig en comfortabel naar uw bestemming kunt rijden. Binnenshuis of buitenshuis.

Duurzaamheid die u kunt voelen

De M1 is gebouwd om bestand te zijn tegen de strenge eisen van een actieve levensstijl en is ontworpen met de nadruk op gebruiksgemak en duurzaamheid.

Meer rijgemak

De nieuwe Permobil-accu en Permobil VoltPro-lader werken samen om u tot 25% meer rijafstand, geoptimaliseerde laadtijden en een langere levensduur van de accu te bieden.

Kantelen met één druk op de knop

Met de elektrische kantelversnelling kan de zitting tot 50° worden gekanteld naar een ruststand of om de drukverdeling te bevorderen. Kanteling kan ook worden gebruikt om het comfort, de rompstabiliteit en de controle over het hoofd te verbeteren.

Elektrische, in hoek verstelbare beensteun

Biedt de mogelijkheid om gemakkelijk van houding te veranderen voor meer comfort. Het kan ook bijdragen aan een betere doorbloeding van de onderste ledematen.

Comfortabel en betrouwbaar rijden

De *Smooth*-vering helpt trillingen te verminderen en een laag zwaartepunt met middenwieltractie betekent dat u langer comfortabel kunt rijden. De aanpasbare zitting maakt houdings- of functionele veranderingen mogelijk.

Veiligere, gemakkelijkere transfers

De lage zithoogte, sterke opklapbare, vergrendelbare armleuningen, slimme wegklapbare joystick en verwijderbare beensteunen zijn bedoeld om transfers en dagelijkse activiteiten veiliger en eenvoudiger te maken.

Compact en vervoerbaar

Dankzij de compacte afmetingen en de inklapbare rugleuning bespaart u ruimte bij het opslaan of vervoeren van uw M1.



Wegklapbare beensteun
(Afneembaar)



Lage
zithoogte
410 mm

Onafhankelijkheid

ELEKTRISCHE KANTELVERSTELLING

Tot 50° kantelbaar voor rust of drukherverdeling.

WEGKLAPBARE JOYSTICK

Vergemakkelijkt transfers.

LAGE ZITHOOGTE

Helpt transfers en andere dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken.

GEAVANCEERD ACCUSYSTEEM

De Permobil-accu en de Permobil VoltPro-lader werken samen voor een langere levensduur van de accu, een geoptimaliseerde laadtijd en de mogelijkheid om langere afstanden te rijden.

LED-VERLICHTING VOOR EN ACHTER

Voor beter zicht en veiliger rijden in het donker.

MEER ONDERSTEUNING

BodiLink® positioneringsaccessoires, speciaal ontworpen voor elektrische rolstoelen van Permobil.



M1 Specificaties

Maximumsnelheid	8 km/uur (6 km/uur optie)
Actieradius (G34: 65Ah accu's)	40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	136 kg
Obstakel klimmen (met opgaande beweging)	50 mm (75 mm)
Min. draaicirkel	1120 mm
Keerruimte	1100 mm
Vering	Smooth
Elektronica	VR2 90A (optie RNET 90A)
Crashtest ISO 7176-19 – 4-puntsophanging	Ja – max. 136 kg gebruikersgewicht
Getest volgens EN12182/EN12184	Ja
Max. Lengte incl. zitting	990 mm
Breedte onderstel	610 mm
Breedte incl. zitting en armleuning	610–790 mm
Hoogte	970–1170 mm
Stouw lengte/ -hoogte	670 mm/820 mm
Gewicht incl. accu's 65 Ah	144 kg
Zithoogte (excl. kussen)	410 mm
Zithoogte opties (excl. kussen)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Zitdiepte	360–560 mm (stappen van 25 mm)
Breedte zitting en rugleuning	360–560 mm (stappen van 50 mm)
Rugleuninghoogte (excl. zitkussen) zitbreedte 360 mm	455–640 mm (stappen van 25 mm)
Rugleuninghoogte (excl. zitkussen) zitbreedte >360 mm	555–740 mm (stappen van 25 mm)
ArMLEUNINGHOOGTE	180–360 mm
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm
Rughoekverstelling (handmatig)	85°–110°
Zitvlak verstellen – voorste/achterste kantelverstelling	90° tot 140°
Elektrische beensteun	80° - 140° (>480 mm zitdiepte) 90° - 150° (≤480 mm zitdiepte)
Wegklapbare beensteun (handmatig verstelbaar)	100° - 115°
Centrale beensteun (handmatig verstelbaar)	80° - 135°

*Het bereik kan variëren afhankelijk van het gebruikersgewicht en of de rolstoel vaak wordt gebruikt op hellingen, zwaar terrein of om stoepranden op te rijden.



ACHTERWAARTSE
KANTELVERSTELLING 0 - 50°



ROHO AGILITY-
RUGLEUNING OPTIONEEL



Meer kleuren

SUNBURST
ORANGE

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK