



Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Prix valables à partir du : 01/12/2025
LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à
propulsion manuelle multi-configurables

Langue manuel d'utilisation

Responsable

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

☒ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) ☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protégé vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 30 ☐ 32,5 ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 36 (min 30-max 54) réglages par incrément de 1.5cm

Croisillon (noir) ☒ Simple

Hauteur avant (STD 48) - Hauteur arrière (STD 44)

SAFETY

- ☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant
(l'installation doit être effectuée par le fabricant)


Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture



08654

Châssis arrière

Châssis alu



☒ Châssis standard aluminium


La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm

Carrossage

☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

Châssis avant

- ☐ Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 30
☐ Châssis moyen - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 32,5 - 35
☐ Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 37,5 - 40



Couleur de châssis

- ☒ Noir opaque ☐ Blanc Polaire ☐ Gris mat
☐ Rouge mat ☐ Bleu nuit mat

Dossier

- ☒ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Tubes de poignée

- ☒ Tubes avec poignée standard
☐ Poignées de poussée accompagnateur

01048

Roues avant

- ☒ 5" Bandage
☐ 4" Bandage
☐ 3" Sport Configuration plus légère
☐ 6" Bandage
☐ 6" Pneumatiques

Roues arrière






- ☒ 24" Ultra-light Progeo - Standard!
☐ 22" Ultra-light Standard Progeo
☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392
☐ Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0° 02103 LPPR 9995600
☐ Droite ☐ Gauche



Pneumatiques roues arrière

- ☒ Haute-pression (22"-24") Configuration plus légère
☐ Haute-pression à profil crantés (24")
☐ Marathon + (24") avec protection anti crevaisson 01669
☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir (24") 11083
☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris (22") 04181


Date Commande Client Adresse

Mains courantes	Ecartement sur les roues	★ 3 cm (22"-24")	□ 4 cm (24")	
☆ Aluminium				Configuration plus légère
○ Aluminium noir SOFT-TOUCH		(24")		09170
○ Acier chromé		(24")		01684
○ Ultra Grip		(24")		00017
○ TOP FRICTION		(24")		11023
Profil oval avec insért en caoutchouc				
○ NOVA H		(24")		11025
Profil noir ergonomique				
○ NOVA D		(24")		11026
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)				
○ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard			Disponible en dimensions (22" - 24")	04050

Freins		
☆ Levier courbé à pousser		
□ Levier droit à pousser		
□ Levier droit à tirer		
○ Frein actifs		06428
○ Frein à pousser avec extension		01949
○ Frein à tirer avec extension		03372

Repose-pieds - Voir tableau de références N°3		
☆ Sangle appui-mollets standard		11739
☆ Repose-pieds plastique avec le système multifonctions rotatif (Distance minimale du repose-pieds 13,5cm.)		11740
□ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium avec le système multifonctions rotatif (Distance minimale du repose-pieds 13,5cm.)		

Garde-boue		
Garde-boue - FIXE		
☆ Garde-boue ABS		
□ Protège vêtements droits ABS		
Garde-boue - AMOVIBLE		
□ Garde-boue ABS amovible		08921
□ Protège vêtements droits ABS amovible		08921

Accoudoirs		
○ Accoudoirs tubulaires (Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)		04828

Accessoires		
○ Toile de connexion dossier/toile assise		10241

En option 1		
□ Roue anti-basculer à droite		00023
○ Tube de bascule à gauche		01046 LPPR






En option 2		
○ Tablette (amovible)		00508 LPPR 9904393
○ Appui-tête (non disponible en largeur d'assise 27 - 30 cm)	(se replie avec le fauteuil) Pas compatible avec poignées accompagnateur	 04049 LPPR
○ Flasques Noirs	(22"-24")	01043
○ Flasques Transparents	(22"-24")	00835
○ Flasques Progeo design	(22"-24")	00019

TABLEAU DE REFERENCES

1		Hauteur avant				
Avec Châssis fermé (100°) roues de 5" max.						
FOURCHE		Roues avant				
		3"	4"	5"	6"	7"
COURTE		min. 36 max 51	min. 37 max 52	min. 38 max 53		
MOYENNE		min. 40 max 55	min. 41 max 56	min. 42 max 57	min. 43 max 58	
LONGUE		min. 44 max 59	min. 45 max 60	min. 46 max 61	min. 47 max 62	
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.						

2	Hauteur arrière			
Châssis arrière	Roues arrière			
	22"	24"	25"	26"
STANDARD 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds	
	Repose-pieds plastique	min. 13,5	max 40
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min. 13,5	max 40
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.			
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)			