



Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

★ standard (Fourni par défaut)

Prix valables à partir du : 01/12/25

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10 mmLargeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protégé vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5Distance du repose-pieds (DP) (cm) ± 0.5 cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ★ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 36(min 30-max 54) réglages par incrément de 1.5cm

Croisillon (noir) ★ Simple ☐ Double (Indisponible en largeur d'assise 33-36)

Hauteur avant (STD 49) - Hauteur arrière (STD 44)

SAFETY

- ☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant
(l'installation doit être effectuée par le fabricant)




08654

Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture

Châssis arrière

Châssis alu



★ Châssis standard aluminium

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm

Carrossage

★ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°**Châssis avant**


- ☐ Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 35 - 37,5

Non disponible pour profondeur 45 - 47,5


- ☐ Châssis moyen - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 40 - 42,5

Non disponible pour profondeur 47,5

- ☐ Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 45 - 47,5

Angle de châssis

★ 110°

☐ 120°☐ 95°**Couleur de châssis**

★ Noir opaque

☐ Blanc Polaire☐ Tekno Anthracite☐ Bleu nuit mat☐ Gris mat☐ Rouge mat**Dossier**

- ★ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Tubes de poignée

- ★ Tubes avec poignée standard
☐ Poignées de poussée accompagnateur

01048

Date Commande Client Adresse

Set couleurs: Comprend le moyeu et la jante de la roue arrière, les supports de la roue arrière et les fourches avant

☆ Noir 22" 24" 25" 26"

Roues avant

- ☆ 5" Bandage
☐ 4" Bandage
☐ 3" Sport
☐ 6" Bandage
☐ 6" Pneumatiques
☐ 7" Bandage
- Configuration plus légère*
 Non disponible avec angle de châssis 95°
 Non disponible avec angle de châssis 95°
 Non disponible avec angle de châssis 95°

Roues arrière

- ☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard
- ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo
- ☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392
- ☐ Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0° 02103 **LPPR**
9995600
- ☐ Droite ☐ Gauche

Pneumatiques roues arrière

- ☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") *Configuration plus légère*
- ☐ Haute-pression à profil crantés (24")
- ☐ Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir (24") 11083
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181

Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm ☐ 4 cm

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") *Configuration plus légère*
- ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 09170
- ☐ Acier chromé (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 01684
- ☐ Ultra Grip (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00017
- ☐ TOP FRICTION (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11023
- ☐ NOVA H (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11025
- ☐ NOVA D (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11026
- ☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard Disponible en dimensions (22" - 24" - 26") 04050

Freins

- ☆ Levier courbé à pousser
- ☐ Levier droit à pousser
- ☐ Levier droit à tirer
- ☐ Frein actifs 06428
- ☐ Frein à pousser avec extension 01949
- ☐ Frein à tirer avec extension 03372




| | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------|
| Date | Commande | Client | Adresse |
|------------|----------------|--------------|---------------|

Repose-pieds


☆ Sangle appui-molets standard

☆ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison
Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles
Distance minimale du repose-pieds 27cm. ☆ 2/3 Interne □ 2/3 Externe



11525

□ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium angle et profondeur réglables
Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles
Distance minimale du repose-pieds 26cm. □ Interne ☆ 2/3 Interne □ 2/3 Externe □ Externe



11528

Garde-boue

Garde-boue - FIXE

☆ Garde-boue ABS

□ Protège vêtements droits ABS

Élargissement du protège vêtements

☆ + 0 cm

□ + 1 cm □ + 2 cm



Garde-boue - AMOVIBLE

□ Garde-boue ABS amovible


□ Protège vêtements droits ABS amovible



08921
08921


Accoudoirs

○ Accoudoirs tubulaires
(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)



04828

○ Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en ABS
La distance entre les deux protections latérales est supérieure de 1 cm à la largeur du siège.



08881

Accessoires

○ Toile de connexion dossier/toile assise

10241


En option 1

○ Roue anti-bascule a droite



00023

○ Tube de bascule à gauche




01046 **LPPR**

En option 2

○ Tablette (amovible)

00508 **LPPR**
9904393

○ Appui-tête (se replie avec le fauteuil)
Pas compatible avec poignées accompagnateur



04049 **LPPR**

○ Flasques Noirs (22"-24")


○ Flasques Transparents (22"-24")

○ Flasques Progeo design (22"-24")

01043
00835
00019

TABLEAU DE REFERENCES

| 1 | Hauteur avant | |
|---|---------------|-----|
| Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. | | |
| Roues avant | Hauteur avant | |
| | min. | max |
| 3" | 41 | 52 |
| 4" | 42 | 53 |
| 5" | 44 | 54 |
| 6" | 48 | 55 |
| 7" | 50 | 56 |
| En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche. | | |

| 2 | | Hauteur arrière | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|---------|---------|
| Châssis arrière | | Roues arrière | | | |
| | | 22" | 24" | 25" | 26" |
| STANDARD | Palier de roue | min. 37 | min. 39 | min. 40 | min. 41 |
| |  | max 45 | max 47 | max 48 | max 49 |

| 3 | Type de repose-pieds | Distance du repose-pieds | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Angle de châssis 110° | Angle de châssis 120° | Angle de châssis 95° |
| | Repose-pieds plastique | min. 27 | min. 27 | min. 27 |
| | Repose-pieds monobloc relevables en aluminium | min. 24 | min. 26 | min. 24 |
| Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur. | | | | |
| IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm) | | | | |

Fauteuil : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2026.1