

Date

France

Prix valables à partir du : 01/12/2025

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

LPP 9590598 :
VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à
propulsion manuelle multi-configurables

Langue manuel d'utilisation

Responsable

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

☆ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10 mmLargeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48**La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1 cm plus large**
Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtementsProfondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5**La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm**Distance du repose-pieds (DP) (cm) ± 0.5 cm - réglages par incrément de 1.5cm**(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)**Position des roues arrière ☆ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Très Prudent
(Avec plaque de déport de roue)

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm


Carrossage ☆ 0° ☐ 1° ☐ 2°

Hauteur avant (STD 49)


Hauteur arrière (STD 42)

Châssis avant


☆ Châssis standard alu



☆

☐

(Roues de 5" max.)

☐

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis

☆ Noir opaque

☐ Blanc Polaire☐ Orange Mat☐ Tekno Anthracite☐ Bleu nuit mat☐ Gris mat☐ Rouge mat**Dossier**

☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Tubes de poignée

☆ Tubes avec poignée courte (revêtement granite)

☐ Tubes avec poignée standard☐ Poignées de poussée rabattables

02958

☐ Poignées de poussée accompagnateur

01048

Roues avant

☆ 4" Bandage

☐ 3" Sport☐ 5" Bandage☐ 6" Bandage☐ 6" Pneumatiques

Configuration plus légère

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

Support de fourche avant

☆ Standard support de fourche avant

☐ Support fourche V Design 2.0

Options	
☐ Bande de maintien du fauteuil plié	06833
☐ Cordelette de déverrouillage de dossier avec un seul mouvement	06834

Date	Commande	Client	Adresse
------	----------	--------	---------

Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant

☆ Noir	22" 24" 25" 26"
--------	-----------------

Roues arrière

- | | | | |
|--|-------------------|--|-------|
| ☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard! | | | |
| ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo | | | |
| ☐ 25" Ultra-light Standard Progeo | (Couleur : noire) | | |
| ☐ 26" Standard Progeo | (Couleur : noire) | | |
| ☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) | | | 01392 |

Pneumatiques roues arrière

- | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------|
| ☆ Haute-pression | (22"-24"-25"-26") | Configuration plus légère | |
| ☐ Haute-pression à profil crantés | (24") | | |
| ☐ Marathon + | (24"-25") | avec protection anti crevaisson | 01669 |
| ☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir | (24") | | 11083 |
| ☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris | (22") | | 04181 |

Mains courantes	Ecartement sur les roues	☆ 3 cm	□ 4 cm	
-----------------	--------------------------	--------	--------	--

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------|
| ☆ Aluminium | (22"-24"-25"-26") | Configuration plus légère | |
| ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 09170 |
| ☐ Acier chromé | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 01684 |
| ☐ Ultra Grip | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00017 |
| ☐ TOP FRICTION | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11023 |
| Profil oval avec insert en caoutchouc | | | |
| ☐ NOVA H | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11025 |
| Profil noir ergonomique | | | |
| ☐ NOVA D | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11026 |
| Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques) | | | |
| ☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard | | Disponible en dimensions (22" - 24" - 26") | 04050 |

Freins

- | | | | |
|---|---------------------------|--|-------|
| ☆ Levier courbé à pousser | | | |
| ☐ Levier droit à pousser | | | |
| ☐ Levier droit à tirer | | | |
| ☐ Frein actifs | Configuration plus légère | | 06428 |
| ☐ Frein à pousser avec extension | | | 01949 |
| ☐ Frein à tirer avec extension | | | 03372 |

Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux

- | | |
|---|--|
| ☆ Sangle appui-mollets standard | |
| ☆ Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique type ciseaux | |



11529

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne

☐ Externe

ANGLE ET PROFONDEUR RÉGLABLES



Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Repose-pieds - Voir tableau de références N°3

Attention ! Tous les repose-pieds relevables nécessitent de l'installation d'une sangle rigide et un support de fourche standard


Augmentation du poids de 500gr.

☆ Sangle appui-mollets standard

☐ Repose-pieds plastique. réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ 2/3 Interne " 2/3 Externe



11525

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne ☆ 2/3 Interne " 2/3 Externe




11528

Garde-boue**Garde-boue - FIXE**

☆ Garde-boue en Carbone

☐ Protège vêtements droits en Carbone

**Garde-boue - AMOVIBLE**

☐ Garde-boue en Carbone amovible

☐ Protège vêtements droits en Carbone amovible



08921

08921

Accoudoirs

☐ Accoudoirs tubulaires

00694

(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)

Accessoires

☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

En option 1

☐ Roue anti-bascule à droite



00023

☐ Tube de bascule à gauche



01046

LPPR
CODE
25€ TTC

En option 2

☐ Flasques Noirs

(22"-24")

01043

○ Flasques Transparents	(22"-24")	00835
○ Flasques Progeo design	(22"-24")	00019

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
COURTE 	max 46	max 47	max 48	
MOYENNE 	max 50	max 51	max 52	max 54
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
22"	24"	25"	26"	
min	min	min	min	
35	38	39	40	
max	max	max	max	
43	45	46	48	

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique ty	min 36
	Repose-pieds plastique	min 36
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min 36
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
NOTE!		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		