



Date .....

France

Tampon de la société

Client .....

Prix valables à partir du : 01/12/2025

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables

Poids du client (kg) .....

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

Langue manuel d'utilisation .....

Responsable .....

☒ standard (Fourni par défaut)
Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de  $\pm 10\text{mm}$ Largeur d'assise (LS) ☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 30 ☐ 32,5 ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40Distance du repose-pieds (DP) ..... (cm)  $\pm 0.5\text{cm}$  - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 36 ..... (min 30-max 54) réglages par incrément de 1.5cm

Croisillon (noir) ☒ Simple

Hauteur avant ..... (STD 48) - Hauteur arrière ..... (STD 44)

## SAFETY

- ☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant  
(l'installation doit être effectuée par le fabricant)

Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture



08654

## Châssis arrière

Châssis alu

☒ Châssis standard aluminium

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm

Carrossage

☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

## Châssis avant

- ☐ Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 30  
☐ Châssis moyen - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 32,5 - 35  
☐ Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 37,5 - 40



## Couleur de châssis

- ☒ Noir opaque ☐ Blanc Polaire  
☐ Rouge mat ☐ Bleu nuit mat ☐ Gris mat

## Dossier

- ☒ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

## Tubes de poignée

- ☒ Tubes avec poignée standard  
☐ Poignées de poussée rabattables 02958  
☐ Poignées de poussée accompagnateur 01048

## Roues avant

- ☒ 5" Bandage  
☐ 4" Bandage  
☐ 3" Sport Configuration plus légère  
☐ 6" Bandage  
☐ 6" Pneumatiques

## Roues arrière

- ☒ 24" Ultra-light Progeo - Standard!  
☐ 22" Ultra-light Standard Progeo  
☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392



☒ Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0° 02103 LPPR 9995600 271,23€ TTC

☐ Droite ☐ Gauche

## Pneumatiques roues arrière

- ☒ Haute-pression (22"-24") Configuration plus légère


|                                                                |       |                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés       | (24") |                                |       |
| <input type="radio"/> Marathon +                               | (24") | avec protection anti crevaison | 01669 |
| <input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir | (24") |                                | 11083 |
| <input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris | (22") |                                | 04181 |

| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commande | Client                                                                                | Adresse                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Mains courantes</b><br/>           ☆ Aluminium<br/> <input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH<br/> <input type="radio"/> Acier chromé<br/> <input type="radio"/> Ultra Grip         </div> <div> <b>Ecartement sur les roues</b> ☆ 3 cm (22"-24")<br/> <input type="checkbox"/> 4 cm (24")         </div> <div>           Configuration plus léger         </div> </div> |          |                                                                                       |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | 09170                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | 01684                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | 00017                                |
| <input type="radio"/> TOP FRICTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | (24")                                                                                 | 11023                                |
| <b>Profil oval avec insert en caoutchouc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="radio"/> NOVA H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | (24")                                                                                 | 11025                                |
| <b>Profil noir ergonomique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="radio"/> NOVA D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | (24")                                                                                 | 11026                                |
| <b>Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Disponible en dimensions (22" - 24")                                                  | 04050                                |
| <b>Freins</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                       |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Levier courbé à pousser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |                                      |
| <input type="checkbox"/> Levier droit à pousser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |                                      |
| <input type="checkbox"/> Levier droit à tirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |                                      |
| <input type="radio"/> Frein actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    | 06428                                |
| <input type="radio"/> Frein à pousser avec extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    | 01949                                |
| <input type="radio"/> Frein à tirer avec extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   | 03372                                |
| <b>Repose-pieds - Voir tableau de références N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                       |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sangle appui-mollets standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   | 11739                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds plastique avec le système multifonctions rotatif<br>(Distance minimale du repose-pieds 13,5cm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  | 11740                                |
| <input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc relevables en aluminium avec le système multifonctions rotatif<br>(Distance minimale du repose-pieds 13,5cm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                       |                                      |
| <b>Garde-boue</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                       |                                      |
| <b>Garde-boue - FIXE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                       |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Garde-boue ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |                                      |
| <input type="checkbox"/> Protège vêtements droits ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                       |                                      |
| <b>Garde-boue - AMOVIBLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Garde-boue ABS amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  | 08921                                |
| <input type="checkbox"/> Protège vêtements droits ABS amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                       | 08921                                |
| <b>Accoudoirs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Accoudoirs tubulaires<br>(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  | 04828                                |
| <b>Accessoires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                       | 10241                                |
| <b>En option 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Roue anti-bascule à droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  | 00023                                |
| <input type="checkbox"/> Tube de bascule à gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  | 01046                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | <b>LPPR<br/>CODE<br/>25€ TTC</b>     |
| <b>En option 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Tablette (amovible)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  | 00508                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | <b>LPPR<br/>9904393<br/>132€ TTC</b> |
| <input type="checkbox"/> Appui-tête<br>( non disponible en largeur d'assise 27 - 30 cm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | (se replie avec le fauteuil)<br>Pas compatible avec poignées accompagnateur           | 04049                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                       | <b>LPPR<br/>CODE<br/>160€ TTC</b>    |

|                          |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| ○ Flasques Noirs         | (22"-24") | 01043 |
| ○ Flasques Transparents  | (22"-24") | 00835 |
| ○ Flasques Progeo design | (22"-24") | 00019 |

## TABLEAU DE REFERENCES

| 1                                                                         | Hauteur avant                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| Avec Châssis fermé (100°) roues de 5" max.                                |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |
| FOURCHE                                                                   |                                                                                   | Roues avant       |                   |                   |                   |    |
|                                                                           |                                                                                   | 3"                | 4"                | 5"                | 6"                | 7" |
| COURTE                                                                    |  | min. 36<br>max 51 | min. 37<br>max 52 | min. 38<br>max 53 |                   |    |
| MOYENNE                                                                   |  | min. 40<br>max 55 | min. 41<br>max 56 | min. 42<br>max 57 | min. 43<br>max 58 |    |
| LONGUE                                                                    |  | min. 44<br>max 59 | min. 45<br>max 60 | min. 46<br>max 61 | min. 47<br>max 62 |    |
| En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche. |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |

| 2                                                                                  | Hauteur arrière |               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|
|                                                                                    | Châssis arrière | Roues arrière |         |         |
|                                                                                    |                 | 22"           | 24"     | 25" 26" |
|  |                 | min. 37       | min. 39 |         |
|                                                                                    |                 | max 45        | max 47  |         |

| 3                                                                                               | Type de repose-pieds                          | Distance du repose-pieds |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Repose-pieds plastique                        | min. 13,5 max 40         |
|                                                                                                 | Repose-pieds monobloc relevables en aluminium | min. 13,5 max 40         |
| Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur. |                                               |                          |
| IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)               |                                               |                          |