



Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Prix valables à partir du : 01/12/25

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables

Langue manuel d'utilisation

Responsable

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

☆ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de $\pm 10\text{mm}$

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

Distance du repose-pieds (DP) (cm) $\pm 0.5\text{cm}$ - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☆ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 36 (min 30-max 54) réglages par incrément de 1.5cm

Croisillon (noir) ☆ Simple ☐ Double (Indisponible en largeur d'assise 33-36)

Hauteur avant (STD 49) - Hauteur arrière (STD 44)

SAFETY

- Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant (l'installation doit être effectuée par le fabricant)




08654

Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture

Châssis arrière

Châssis alu



☆ Châssis standard aluminium

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm

Carrossage

☆ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

Châssis avant

☐ Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 35 - 37,5


Non disponible pour profondeur 45 - 47,5

☐ Châssis moyen - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 40 - 42,5


Non disponible pour profondeur 47,5

☐ Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 45 - 47,5


Angle de châssis



☆ 110°



☐ 120°



☐ 95°

Couleur de châssis

☆ Noir opaque
☐ Blanc Polaire

☐ Tekno Anthracite
☐ Bleu nuit mat

☐ Gris mat
☐ Rouge mat

Dossier

- ☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Tubes de poignée

- ☆ Tubes avec poignée standard
- ☐ Poignées de poussée rabattables
- ☐ Poignées de poussée accompagnateur

02958

01048

Date Commande Client Adresse

Set couleurs: Comprend le moyeu et la jante de la roue arrière, les supports de la roue arrière et les fourches avant

☆ Noir 22" 24" 25" 26"

Roues avant

- ☆ 5" Bandage
☐ 4" Bandage
☐ 3" Sport
☐ 6" Bandage
☐ 6" Pneumatiques
☐ 7" Bandage
- Configuration plus léger*
 Non disponible avec angle de châssis 95°
 Non disponible avec angle de châssis 95°
 Non disponible avec angle de châssis 95°

Roues arrière

- ☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard
- ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo
- ☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392
- ☒ Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0° 02103 LPPR 9995600 271,23€ TTC
- ☐ Droite ☐ Gauche

Pneumatiques roues arrière


- ☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") *Configuration plus léger*
- ☐ Haute-pression à profil crantés (24")
- ☐ Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir (24") 11083
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181

Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm ☐ 4 cm

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") *Configuration plus léger*
- ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 09170
- ☐ Acier chromé (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 01684
- ☐ Ultra Grip (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00017
- ☐ TOP FRICTION (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11023
- Profil oval avec insért en caoutchouc**
- ☐ NOVA H (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11025
- Profil noir ergonomique**
- ☐ NOVA D (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11026
- Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)**
- ☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard Disponible en dimensions (22" - 24" - 26") 04050

Freins

- ☆ Levier courbé à pousser
- ☐ Levier droit à pousser
- ☐ Levier droit à tirer
- ☐ Frein actifs 06428
- ☐ Frein à pousser avec extension 01949
- ☐ Frein à tirer avec extension 03372



Date Commande Client Adresse

Repose-pieds


☆ Sangle appui-molets standard

☆ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison

Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles

Distance minimale du repose-pieds 27cm.

☆ 2/3 Interne " 2/3 Externe



11525

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium angle et profondeur réglables

Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles

Distance minimale du repose-pieds 26cm.

☐ Interne ☆ 2/3 Interne " 2/3 Externe

☐ Externe



11528

Garde-boue

Garde-boue - FIXE

☆ Garde-boue ABS


☐ Protège vêtements droits ABS

Élargissement du protège vêtements

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm

☐ + 2 cm



Garde-boue - AMOVIBLE

☐ Garde-boue ABS amovible

☐ Protège vêtements droits ABS amovible



08921

08921

Accoudoirs

☐ Accoudoirs tubulaires

(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)



04828

☐ Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en ABS

La distance entre les deux protections latérales est supérieure de 1 cm à la largeur du siège.



08881

Accessoires

☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

En option 1

☐ Roue anti-basculer à droite



00023

☐ Tube de bascule à gauche



01046

LPPR
CODE
25€ TTC

En option 2

☐ Tablette (amovible)

00508

LPPR
9904393
132€ TTC

☐ Appui-tête

(se replie avec le fauteuil)

Pas compatible avec poignées accompagnateur



04049

LPPR
CODE
160€ TTC

☐ Flasques Noirs

(22"-24")

01043

☐ Flasques Transparents

(22"-24")

00835

☐ Flasques Progeo design

(22"-24")

00019

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant	
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max.		
Roues avant	Hauteur avant	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	50	56
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.		

2		Hauteur arrière			
Châssis arrière		Roues arrière			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD	Palier de roue	min. 37	min. 39	min. 40	min. 41
		max 45	max 47	max 48	max 49

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds		
		Angle de châssis 110°	Angle de châssis 120°	Angle de châssis 95°
	Repose-pieds plastique	min. 27	min. 27	min. 27
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min. 24	min. 26	min. 24
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.				
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)				