

Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Prix valables à partir du : 01/12/2025

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à
propulsion manuelle multi-configurables

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

Langue manuel d'utilisation

Responsable

☆ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de $\pm 10\text{mm}$

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) $\pm 0.5\text{cm}$ - réglages par incrément de 1.5cm


(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☆ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☆ 0° ☐ 2° ☐ 4°

Hauteur avant STD 49 Hauteur arrière STD 42




☆ Plaque de réglage arrière d'aluminium

☆ Garde-boue amovibles ABS

☐ Protège vêtements amovibles droits ABS

JOKER




☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne " 2/3 Interne
☐ Externe " 2/3 Externe



11523

○ Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables


Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne " 2/3 Interne
☐ Externe " 2/3 Externe



07649

JOKER ZERO




☆ Sangle appui-mollets standard

○ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 15cm.

☆ 2/3 Interne " 2/3 Externe




06814

○ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 15cm.


☆ Interne " 2/3 Interne
☐ Externe " 2/3 Externe




06856

Châssis avant


☆ Châssis standard alu



☆



☐



☐

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis

- ☒ Noir opaque
- ☐ Blanc Polaire
- ☐ Orange Mat
- ☐ Rouge mat
- ☐ Tekno Anthracite
- ☐ Bleu nuit mat
- ☐ Gris mat

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Siège

- ☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)
- ☐ Plaque d'assise en carbone 08336
- ☐ Assise réglable en tension 08883

Axe des roues arrière

- ☆ Axe des roues arrière en aluminium

Système de réglage et de fixation du dossier

- ☆ Dossier avec verrouillage
avec angle réglable de -4° à +16°
- ☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise
avec angle réglable de -4° à +16°
- ☐ Dossier non rabattable
avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier

- ☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Structure de dossier

- ☆ Dossier aluminium

**Tubes de poignée**

- ☆ Tubes avec poignée standard
- ☐ Tubes à manche court
- ☐ Tubes SPORT Sans poignées
- ☐ Poignées de poussée rabattables 02958
- ☐ Poignées de poussée accompagnateur 01048

Roues avant

- ☆ 4" Bandage
- ☐ 3" Sport Configuration plus légère
- ☐ 5" Bandage
- ☐ 6" Bandage (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)
- ☐ 6" Pneumatiques (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant

- ☆ Noir 22" 24" 25" 26"

Roues arrière

- ☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard
- ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo
- ☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)
- ☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392

Pneumatiques roues arrière

- ☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") Configuration plus légère
- ☐ Haute-pression à profil crantés (24")
- ☐ Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181
- ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir (24") 11083

Mains courantes**Ecartement sur les roues ☆ 3 cm**☐ **4 cm**

- ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") Configuration plus légère
- ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 09170
- ☐ Acier chromé (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 01684
- ☐ Ultra Grip (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00017
- ☐ TOP FRICTION (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11023
- ☐ NOVA H (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11025

Date	Commande	Client	Adresse
------	----------	--------	---------

Freins

☆ Levier courbé à pousser

☐ Levier droit à pousser

☐ Levier droit à tirer

☐ Frein actifs

Configuration plus légère

☐ Frein à pousser avec extension

☐ Frein à tirer avec extension



06428

01949

03372

Accoudoirs

☐ Accoudoirs tubulaires

(Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)



00694

Accessoires

☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

SAFETY

☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant

(l'installation doit être effectuée par le fabricant)

Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture pelvienne



08654

En option 1


☐ Roue anti-basculer à droite

(rotation interne pour réduire l'encombrement)



00023

☐ Tube de bascule a gauche



01046

LPPR
code
25€ TTC

En option 2

☐ Flasques Noirs

(22"-24")

01043

☐ Flasques Transparents

(22"-24")

00835

☐ Flasques Progeo design

(22"-24")

00019

TABLEAU DE REFERENCES

1		Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.					
FOURCHE		Roues avant			
		3"	4"	5"	6"
SPORT		max 52	max 53	max 54	
COURTE		max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE		max 56	max 57	max 58	max 59
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.					

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		
NOTE!		