

Date

France

Prix valables à partir de : 01/12/2025

Client

Tampon de la société

LPP 9517087

VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire
à propulsion manuelle actifs

Poids du client (kg)

FRMA - 6 276,00€ TTC

Langue manuel d'utilisation

Responsable

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10 mmLargeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1.5 cm plus large

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50


La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ± 0.5 cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°**Profondeur châssis**☐ Extension du châssis avant + 2,5 cm
Disponible uniquement avec un châssis de couleur noire

12842

☆ Plaque de réglage arrière standard

Élargissement du protège-vêtements☆ Garde-boue en Carbone ☒ + 0 cm
☐ Protège-vêtements droits en Carbone ☐ + 1 cm

12648

○ Version amovible

La distance entre les deux protections latérales est supérieure de 1 cm à la largeur du siège.



08921

Hauteur avant - Cochez la case à la hauteur désirée

Le différence de hauteur disponible entre le châssis HAUT et BAS est de 3 cm. (avec la même: fourche, roue avant et trou de régulation).

	 Fourche SPORT (H95)	 Fourche courte (H115)
CHÂSSIS BAS 90° Hauteur avant (min 44,5 - max 50) Distance du repose-pieds (min 33)	<i>Roues avant</i> 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	<i>Roues avant</i> 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
CHÂSSIS HAUT 90° Hauteur avant (min 47,5 - max 53) Distance du repose-pieds (min 36)	<i>Roues avant</i> 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	<i>Roues avant</i> 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

Hauteur arrièreRoues arrière 22" (min 36 - max 44)
Roues arrière 24" (min 38 - max 46)
Roues arrière 25" (min 39 - max 47)
Roues arrière 26" (min 41 - max 48)

La différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être comprise de 3 à 12cm.

Assise

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

☐ Assise réglable en tension

08883

☐ Plaque rigide en carbone

08336

Date Commande Client Adresse

Châssis

① Couleur de châssis


- ☆ Noir opaque
☐ Blanc Polaire
☐ Orange Mat
☐ Tekno Anthracite
☐ Bleu nuit mat
☐ Gris mat
☐ Rouge mat

② Couleur fourche

- ☆ Noir opaque
☐ Argent vif
☐ Blanc Polaire
☐ Rouge brillant
☐ Tekno Anthracite
☐ Gris mat

08342

- ☐ Bleu brillant
☐ Violet
☐ Vert Lemon
☐ Bleu nuit mat
☐ Rouge mat



③ Couleur roues arrière

seulement avec roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)

- ☆ Noir
☐ Argent vif
☐ Blanc Polaire
☐ Rouge brillant
☐ Tekno Anthracite
☐ Gris mat

04692

- ☐ Bleu brillant
☐ Violet
☐ Vert Lemon
☐ Bleu nuit mat
☐ Rouge mat

Axe des roues arrière

- ☆ Axe des roues arrière en aluminium

Système de réglage et de fixation du dossier

- ☆ Dossier avec verrouillage
☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise

avec angle réglable de -4° à +16°

avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier

- ☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Structure du dossier :

- ☆ Dossier aluminium
☐ Dossier titane



06811

Tubes de poignée

- ☆ Tubes à manche court
☐ Tubes SPORT Sans poignées
☐ Poignées rabattables

Configuration plus légère

Hauteur minimal du dossier 30,5cm

Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur



02958

Roues avant

- ☆ 4" Bandage
☐ 3" Sport
☐ 5" Bandage
☐ 3" Active Soft (large)
☐ 4" Active Sport (étroit)
☐ 4" Active Soft (large)
☐ 5" Active Soft (large)
☐ 5" Pneumatiques

(Jante en plastique)
Configuration plus légère
(Jante en plastique)
(Jante en aluminium)
(Jante en aluminium noire)
(Jante en aluminium noire)
(Jante en aluminium noire)

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Roues arrière

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!

☐ 22" Ultra-light Standard Progeo

☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)

☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)

☐ 24" Ultra-light Progeo Key Sport Configuration plus légère 04383

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Moyeu noir et rayons blancs ☐ Moyeu et rayons noirs 07846

☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392

Pneumatiques roues arrière

☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") Configuration plus légère

☐ Haute-pression à profil crantés (24")

☐ Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaisson 01669

☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris (22") 04181

☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir (24") 11083

Non disponible avec Roues arrière: 24" Ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Mains courantes	Ecartement sur les roues ☆ 3 cm	□ 4 cm	
☆ Aluminium (22"-24"-25"-26")		Configuration plus légère	
☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170
☐ Acier chromé (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684
☐ Titane (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016
☐ Ultra Grip (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017
☐ TOP FRICTION (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023
Profil oval avec insert en caoutchouc			
☐ NOVA H (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025
Profil noir ergonomique			
☐ NOVA D (24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050

Freins

☆ Levier courbé à pousser

☐ Frein actifs 06428

☐ Frein à pousser avec extension 01949

☐ Frein à tirer avec extension 03372

Repose-pieds

☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds en aluminium. Non réglable en inclinaison.

☆ Repose-pieds alu ☐ avec plaque en plastique

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium FLIP-BACK! - angle et profondeur réglables

IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 6cm min (Hauteur avant minimum=DP + 6cm)

Avec roue avant de 5" la différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être supérieure à 5 cm.

☐ Repose-pieds en aluminium - angle et profondeur réglables

☆ Interne ☐ 2/3 Interne ☐ Externe ☐ 2/3 Externe

Accessoires

☐ Toile de connexion dossier/toile assise 10241

En option 1

☐ Roue anti-basculer à droite (rotation interne pour réduire l'encombrement) 06821

En option 2

☐ Poignées de poussée accompagnateur (Amovibles et réglables en hauteur) 03645

☐ Flasques Noirs (22"-24") 01043

☐ Flasques Transparents (22"-24") 00835

☐ Flasques Progeo design (22"-24") 00019

Fauteuil : Progeo JOKER R2 - Rev. 2026.1	☆	standard (Fourni par défaut)
--	---	------------------------------