

Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Prix valables à partir du : 01/12/2025

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à
propulsion manuelle multi-configurables

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

Langue manuel d'utilisation

Responsable

☒ standard (Fourni par défaut)
Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10 mmLargeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ± 0.5 cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)


Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5(min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°

Hauteur avant STD 49

Hauteur arrière STD 42




☆ Plaque de réglage arrière d'aluminium

☆ Garde-boue amovibles ABS

☐ Protège vêtements amovibles droits ABS

JOKER



☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☒ Interne ☐ 2/3 Interne
☐ Externe ☐ 2/3 Externe


11523


☐ Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☒ Interne ☐ 2/3 Interne
☐ Externe ☐ 2/3 Externe


07649

JOKER ZERO



☆ Sangle appui-mollets standard

☐ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 15cm.

☒ 2/3 Interne ☐ 2/3 Externe


06814

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables


Distance minimale du repose-pieds 15cm.

☒ Interne ☐ 2/3 Interne
☐ Externe ☐ 2/3 Externe




06856

Châssis avant

☆ Châssis standard alu



☆

☐☐

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis

☆ Noir opaque


☐ Tekno Anthracite☐ Blanc Polaire☐ Bleu nuit mat☐ Orange Mat☐ Gris mat☐ Rouge mat

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Siège
☒ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)
☐ Plaque d'assise en carbone 08336
☐ Assise réglable en tension 08883

Axe des roues arrière
☒ Axe des roues arrière en aluminium

Système de réglage et de fixation du dossier
☒ Dossier avec verrouillage
 avec angle réglable de -4° à +16°
☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise
 avec angle réglable de -4° à +16°
☐ Dossier non rabattable
 avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier	Structure de dossier	
<input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier aluminium	

Tubes de poignée
☒ Tubes avec poignée standard
☐ Tubes à manche court
☐ Tubes SPORT Sans poignées
☐ Poignées de poussée accompagnateur 01048

Roues avant
☒ 4" Bandage
☐ 3" Sport
☐ 5" Bandage
☐ 6" Bandage
☐ 6" Pneumatiques

Configuration plus légère
 (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)
 (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)





Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant
☒ Noir 22" 24" 25" 26"


Roues arrière
☒ 24" Ultra-light Progeo - Standard
☐ 22" Ultra-light Standard Progeo
☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)
☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)
☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392


Pneumatiques roues arrière		
<input checked="" type="checkbox"/> Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")	
<input type="checkbox"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaisson
<input type="checkbox"/> Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris	(22")	01669
<input type="checkbox"/> Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir	(24")	04181
		11083


Mains courantes	Ecartement sur les roues <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>	
<input type="checkbox"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170
<input type="checkbox"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684
<input type="checkbox"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023
Profil oval avec insért en caoutchouc			
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025
Profil noir ergonomique			
<input type="checkbox"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
<input type="checkbox"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard	Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")		04050



Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Freins	
<p>☆ Levier courbé à pousser</p> <p><input type="checkbox"/> Levier droit à pousser</p> <p><input type="checkbox"/> Levier droit à tirer</p> <p><input type="radio"/> Frein actifs <i>Configuration plus légère</i></p> <p><input type="radio"/> Frein à pousser avec extension</p> <p><input type="radio"/> Frein à tirer avec extension</p>	    <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;">064280194903372</div>

Accoudoirs	
<input type="radio"/> Accoudoirs tubulaires (Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)	00694




Accessoires	
<input type="radio"/> Toile de connexion dossier/toile assise	10241

SAFETY	
<input type="radio"/> Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant (l'installation doit être effectuée par le fabricant)	
Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture pelvienne	

En option 1	
<p><input type="radio"/> Roue anti-basculer à droite (rotation interne pour réduire l'encombrement)</p> <p><input type="radio"/> Tube de bascule a gauche</p>	  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;">0002301046LPPR</div>

En option 2	
<p><input type="radio"/> Flasques Noirs</p> <p><input type="radio"/> Flasques Transparents</p> <p><input type="radio"/> Flasques Progeo design</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">(22"-24")</div><div style="width: 70%; text-align: right;">01043</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">(22"-24")</div><div style="width: 70%; text-align: right;">00835</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">(22"-24")</div><div style="width: 70%; text-align: right;">00019</div></div>

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
COURTE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE 	max 56	max 57	max 58	max 59
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		
NOTE!		