

M3 Corpus[®]

Geschaffen für mehr.



permobil

M3 Corpus[®]

Um mehr zu erreichen

Der M3 Corpus ist geschaffen für mehr. Seine kompakte Bauweise bietet Manövrierfähigkeit auf engstem Raum - ohne Leistungseinbußen. Noch mehr Funktionalität ist jetzt dank der erhöhten Stabilität in verschiedenen Sitzpositionen möglich. Mit leistungsstarken LED-Leuchten und erhöhter Reichweite sowie Batterielebensdauer hat es der farbenfrohe neue M3 Corpus zum Ziel, Ihnen sogar noch viel mehr zu bieten.

Active Reach

Kippt den Sitz um bis zu 20° nach vorne und hebt ihn für eine weitere funktionale Reichweite an, um Sie beim Ein- und Ausstieg und in Ihrem Alltag zu unterstützen.

Active Height

Fahren Sie bei vollständiger Höhe mit bis zu 5 km/h und kombinieren dabei nahtlos die Funktion *Active Reach* für einen ultimativen Vorteil beim Erleben Ihrer Umgebung.

Corpus: Das ultimative Sitzsystem

Verbesserungen bei Komfort, Beckenpositionierung, seitlicher Stabilität und Einsinken sind die wichtigsten Merkmale der neuen Corpus-Sitzkissen.

Die Corpus-Sitzkissen sind mit weicherem Zweischichtschaum an der Rückenlehne, einer neugestalteten Auflage zur Beckenpositionierung mit Aussparungen und Stretch-Air[™] ausgestattet. Der atmungsaktive und wasserfeste Kissenstoff ist bei 60°C maschinenwaschbar.

Mehr Kontrolle

Das innovative *Smooth*-Fahrwerk sorgt dafür, dass Sie stabil bleiben und die Kontrolle behalten, falls Sie Hindernisse überwinden müssen.

Höhere Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das neue Permobil VoltPro Ladegerät ermöglichen Ihnen zusammen bis zu 25% mehr Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer.



Mehr Freiheit

MEHR KOMFORT

Das weichere Rückenkissen mit Zweischichtschaum und die neu konzipierte Auflage zur Beckenpositionierung mit Aussparungen erhöhen die Einsinktiefe in den Sitz und sorgen für mehr Komfort *und* Stabilität.

MEHR UNTERSTÜTZUNG

Das BodiLink®-Positionierungszubehör wurde speziell für das Corpus-Sitzsystem konzipiert. (optional)

MEHR FARBE

Mit der frischen neuen Optik können Sie die Farboptionen der Abdeckung und Felgen kombinieren und Ihrem Stil anpassen.

MEHR SICHTBARKEIT

Die LED-Leuchten vorne und hinten sind doppelt so hell wie zuvor und sorgen für eine bessere Sichtbarkeit.

MEHR FREIHEIT

Sie bewegen sich in einer Vielzahl an Fahrpositionen mit erhöhter Stabilität.



M3 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	10 km/h
Max. Reichweite (G34: 65Ah / G24: 85Ah-Batterien)	30/40 km*
Max. Nutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Anlauf)	50 mm (75 mm)
Min. Wenderadius	1.120 mm
Drehen im Flur	1.100 mm
Federung	Smooth
Elektronik R-Net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja – max. Benutzergewicht 150 kg
Crashtest ISO 7176-19 - Dahl Dockingstation	Ja – max. Benutzergewicht 136 kg
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Max. Länge einschl. Sitz	1.080 mm
Basisbreite	615 mm
Breite inkl. Sitz und Armlehne	650–790 mm
Höhe	960–1.170 mm
Länge/Höhe Stauraum	855 mm / 823 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	176 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	450 mm
Sitzhöhenverstellung (ohne Kissen)	450–750 mm
Sitztiefe	370–570 mm (25 mm Schritte)
Sitzbreite	420–570 mm (50 mm Schritte)
Rückenlehnenbreite	360–510 mm (50 mm Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen)	470; 545–670 mm (25 mm Schritte)
Armlehnenhöhe	185–320 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Rückenlehnenwinkeleinstellung (manuell)	90°–135°
Sitzwinkelverstellung - anteriore/posteriore Neigung	-20° bis +50°

*Die Reichweite kann reduziert werden, wenn der Rollstuhl häufig auf Neigungen oder rauem Untergrund eingesetzt oder zum Überfahren von Bordsteinen genutzt wird.



BEINSTÜTZE 90°–180°



SITZKANTELUNG NACH HINTEN 0–50°



SITZHÖHENVERSTELLUNG



ELEKTRISCHE RÜCKENLEHNE 85°–180°



SITZKANTELUNG NACH VORNE



Mehr Farbe

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

Abweichungen zur Originalfarbe durch Druck möglich.



MyPermobil



Längere
Batterie-
lebensdauer

permobil

Diese Angaben können variieren, abhängig von der Konfiguration des Stuhls. Bei bestimmten Konfigurationen können Beschränkungen der Sitzfunktionen möglich sein, abhängig vom Gewicht des Nutzers. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie als Download auf der Website von Permobil finden. Oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Permobil Händler.

permobil.ch | Tel. +41 41 672 76 00 | info@permobil.ch



M3DATASHEETCHDE200918