

# M5 Corpus<sup>®</sup>

Gemacht für mehr.



permobil

# M5 Corpus®

## Mehr Abenteuer

Der M5 Corpus ist gemacht für mehr Abenteuer und ist damit für Benutzer gedacht, die sich mehr Geschwindigkeit, stärkere Motoren, mehr Erhöhung, bessere Reichweite bei zugleich außergewöhnlichem Komfort, Stabilität und Traktion in unterschiedlichen Fahrsituationen wünschen. Mit leistungsstarken LED-Leuchten und erhöhter Reichweite und Batterielebensdauer bietet Ihnen der farbenfrohe neue M5 Corpus noch viel mehr.

### Active Reach

Kippt den Sitz um bis zu 20° nach vorn und hebt ihn für eine weitere funktionale Reichweite an, um Sie beim Ein- und Ausstieg und in Ihrem Alltag zu unterstützen.

### Active Height

Fahren Sie bei vollständiger Erhöhung mit bis zu 5 km/h und kombinieren Sie nahtlos die Funktion *Active Reach* für einen ultimativen Vorteil beim Zugang zu Ihrer Umgebung.

### Corpus: Das ultimative Sitzsystem

Verbesserungen bei Komfort, Beckenpositionierung, seitlicher Stabilität und Eintauchen sind die wichtigsten Merkmale der neuen Corpus-Sitzkissen.

Die Corpus-Sitzkissen sind mit weicherem Zweischichtschaum an der Rückenlehne, einer neugestalteten Auflage zur Beckenpositionierung mit Aussparungen und Stretch-Air™, einem atmungsaktiven, wasserfesten Kissenstoff, der bei 60°C maschinenwaschbar ist, ausgestattet.

### Mehr Kontrolle

Die *Agile*-Einzelradaufhängung funktioniert auf allen 6 Rädern und bietet höchsten Fahrkomfort, Traktion und Stabilität für mehr Kontrolle, wenn Sie unterwegs sind.

### Höhere Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das neue Permobil VoltPro Ladegerät ermöglichen Ihnen zusammen bis zu 25% mehr Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer.



# Mehr Abenteuer

## MEHR KOMFORT

Das weichere Rückenkissen mit Zweischichtschaum und die neu konzipierte Auflage zur Beckenpositionierung mit Aussparungen erhöhen die Einsinktiefe in den Sitz und sorgen für mehr Komfort *und* Stabilität

## MEHR UNTERSTÜTZUNG

BodiLink®-Positionierungszubehör speziell für das Corpus-Sitzsystem (Option)

## MEHR FARBE

Eine frische neue Ästhetik ermöglicht es Ihnen, die Farboptionen von Abdeckung und Felgeneinsätzen zu kombinieren und an Ihren Stil anzupassen.

## MEHR SICHTBARKEIT

Die LED-Leuchten vorn und hinten sind doppelt so hell für bessere Sichtbarkeit.

## MEHR FREIHEIT

um sich in einer Vielzahl an Fahrpositionen mit erhöhter Stabilität zu bewegen.

## MEHR STAURAUM

Gepäckkorb (Option)



# M5 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	10 km/h (12 km/h optional)
Max. Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Nutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Anlauf)	50 mm (100 mm)
Kleinster Wenderadius	1120 mm
Drehgelenk mit	1130 mm
Federung	Agile
Elektronik R-Net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja – max. Benutzergewicht 150 kg
Crashtest ISO 7176-19 - Dahl Dockingstation	Ja – max. Benutzergewicht 136 kg
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Max. Länge einschl. Sitz	1170 mm
Basisbreite	630 mm
Breite inkl. Sitz und Armlehne	650–790 mm
Höhe	960–1170 mm
Länge/Höhe Stauraum	880 mm/870 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	194 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	450 mm
Sitzhöhenverstellung (ohne Kissen)	450–800 mm
Sitztiefe	370–570 mm (25-mm-Schritte)
Sitzbreite	420–570 mm (50-mm-Schritte)
Rückenlehnenbreite	360–510 mm (50-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Sitzkissen)	470; 545–670 mm (25-mm-Schritte)
Armlehnenhöhe	185–320 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Rückenlehnenwinkeleinstellung (manuell)	90°–135°
Sitzwinkelverstellung - anteriore/posteriore Neigung	-20° bis +50°

\*Die Reichweite kann je nach Benutzergewicht und Nutzung, wenn der Rollstuhl häufig auf Neigungen oder rauem Untergrund eingesetzt oder zum Überfahren von Bordsteinen genutzt wird, variieren.

Mehr Farbe

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

Abweichungen zur Originalfarbe durch Druck möglich.



BEINSTÜTZE 90°–180°

SITZKANTELUNG NACH HINTEN 0–50°

SITZHÖHENVERSTELLUNG

ELEKTRISCHE RÜCKENLEHNE 85°–180°

SITZKANTELUNG NACH VORNE



MyPermobil



Längere Batterie-lebensdauer



Diese Angaben können variieren, abhängig von der Konfiguration des Stuhls. Bei bestimmten Konfigurationen können Beschränkungen der Sitzfunktionen möglich sein, abhängig vom Gewicht des Nutzers. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie als Download auf der Website von Permobil finden. Oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Permobil Händler.

permobil.ch | Tel. +41 41 672 76 00 | info@permobil.ch

permobil



M5DATASHEETCHDE200918