

M3 Corpus[®]

Osez la mobilité.



permobil

M3 Corpus[®]

Osez plus

Osez plus avec le M3 Corpus. La compacité de son châssis permet une grande maniabilité dans les espaces étroits, sans compromis sur ses performances. Encore plus de fonctionnalités deviennent possibles grâce à une meilleure stabilité dans différentes positions d'assise. Doté de phares LED puissants et d'une importante autonomie de batterie pour une plus longue distance parcourue, le nouveau M3 Corpus sera votre allié pour relever tous les défis du quotidien.

Fonction *Active Reach*

Inclinaison de l'assise vers l'avant jusqu'à 20° pour améliorer la portée fonctionnelle. Aide aux transferts et facilite les activités quotidiennes.

Fonction *Active Height*

Vitesse maximale de 5 km/h avec lift en position haute pour faciliter l'accès à votre environnement. Combinaison possible avec la fonction *Active Reach*.

Système d'assise Corpus

Les coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin Stretch-Air[™] avec tissu respirant et lavable.

Ils vous apporteront ainsi plus de confort grâce à une meilleure immersion (cuvette ischiatique) et stabilité latérale.

Plus de contrôle

Le système breveté *Smooth Suspension* assure stabilité et contrôle lors des franchissements d'obstacles.

Plus d'autonomie

La nouvelle batterie Permobil augmente la distance de conduite jusqu'à 25 %*. Le nouveau chargeur Permobil VoltPro optimise le temps de charge et augmente la durée de vie de la batterie.

*L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montée.



Plus de liberté

PLUS DE CONFORT

Dossier en mousse double densité et nouvelle cuvette ischiatique augmentant l'immersion dans le coussin.

PLUS DE SOUTIEN

Nouvelle gamme d'accessoires de positionnement BodiLink® (option).

PLUS DE STYLE

Nouvelle esthétique et possibilités de personnalisation (en option mix couleurs).

PLUS DE VISIBILITÉ

Phares LED à l'avant et à l'arrière deux fois plus puissants.

PLUS DE LIBERTÉ

De nombreuses positions de conduite possibles avec une meilleure stabilité.



Caractéristiques techniques du M3 Corpus®

Vitesse maximale	10 km/h (6 km/h en option)
Autonomie de conduite max. (G34: batterie 65Ah / G24: batterie 85 Ah)	30/40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacles (avec élan)	50 mm (75 mm)
Rayon de giration minimum	560 mm
Suspension	Smooth
Électronique R-Net	120 A
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 – 4 points d'arrimage	Oui – Poids max. utilisateur 150 kg
Test de collision ISO 7176-19 – Station d'accueil Dahl	Oui – Poids max. utilisateur 136 kg
Testé conformément à la norme EN 12182/EN 12184 CE	Oui
Longueur max., assise comprise	1 080 mm
Largeur de châssis	615 mm
Largeur, siège et accoudoirs compris	615-790 mm
Hauteur totale	960-1 170 mm
Longueur/hauteur de transport minimum	855 mm/823 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	176 kg
Hauteur d'assise (sans coussin)	450 mm
Hauteur d'assise avec lift (option)	450-750 mm
Profondeur d'assise	370-570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur de l'assise	420-570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360-510 mm (par incrément de 50 mm)
Hauteur du dossier (sans coussin d'assise)	470 ; 545-670 mm (par incrément de 25 mm)
Hauteur des accoudoirs	185-320 mm
Distance entre les accoudoirs	380-480/480-580 mm
Inclinaison manuelle du dossier	90°-135°
Inclinaison électrique du dossier (option)	85°-150°, 85°-180°
Bascule d'assise avant (option)	-20°-0°/-10°-0°
Bascule d'assise arrière (option)	0-50°

*L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées.



REPOSE-JAMBES 90°-180°



BASCULE D'ASSISE 0°-50°



ÉLÉVATEUR D'ASSISE



DOSSIER 85°-180°



PROCLIVE



MyPermobil



Autonomie de la batterie

Plus de couleurs

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

permobil

permobil.fr | info@permobil.fr | Tél. 01 73 09 1234



M3DATASHEETFR201009