

M3 Corpus[®]

Gjord för mer.



permobil

M3 Corpus[®]

Sträck dig efter mer

M3 Corpus är gjord för mer. Dess kompakta bottenplatta erbjuder manövrerbarhet i trånga utrymmen utan att kompromissa med prestandan. Ännu mer funktionalitet är nu möjlig med förbättrad stabilitet i olika sittställningar. Med kraftfulla LED-lampor, längre räckvidd och längre batteritid har nya, färgglada M3 Corpus som mål att ge dig mer.

Active Reach

Vinklar sitsen framåt med upp till 20° och höjer den för att utöka den funktionella räckvidden. Hjälper till vid förflyttningar och i dina dagliga aktiviteter.

Active Height

Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och kombineras sömlöst med *Active Reach* för att ge dig den ultimata fördelen i att få tillgång till din miljö.

Corpus: det optimala sitssystemet

Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos den nya Corpus-sitsen.

Dynorna i sitsen har ett mjukare skum med dubbel densitet på ryggstödet, en nydesignad bäckenbas och Stretch-Air™, ett andningsbart och vattentåligt dyntyg som kan maskintvättas i 60°C.

Mer kontroll

Innovativ *Smooth* fjädring är utformad för att ge dig stabilitet och kontroll när du kör på ojämnt underlag.

Längre räckvidd

Permobil's nya batteri och Permobil VoltPro laddare samverkar för att ge dig upp till 25% längre räckvidd, kortare laddningstider och längre livslängd på batterierna.



Mer frihet

BÄTTRE KOMFORT

Den mjukare ryggdynan, med dubbel densitet och den nydesignade bottenbotten ökar möjligheten att sjunka ned i sitsen, vilket ger mer komfort och bättre stabilitet

MER STÖD

BodiLink positioneringstillbehör speciellt utformade för Corpus sittsystem (tillval)

MER FÄRG

En ny, fräsch estetik gör att du kan mixa och matcha färger på kåpa/nav för att matcha din stil.

BÄTTRE SYNlighet

LED-belysningen fram och bak är dubbelt så ljusstark och ger en bättre synlighet.

MER FRIHET

Att röra sig i ett större antal körställningar med förbättrad stabilitet.



M3 Corpus® Specifikationer

Maxfart	10 km/h (tillval för 6)
Max. Körsträcka (G34: 65Ah / G24: 85Ah-batterier)	30/40 km*
Användarens maxvikt	150 kg
Hindertagningsförmåga (med uppgång)	50 mm (75 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändutrymme	1100
Fjädring	Smooth
Elektronik R-Net	120 A
Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste	Ja – max. användarvikt 150 kg
Krocktest ISO 7176-19 - Dahl dockningsstation	Ja – max. användarvikt 136 kg
Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE	Ja
Max. Längd inkl. sits	1180 mm
Basbredd	615 mm
Bredd inkl. sits och armstöd	650–790 mm
Höjd	960–1170 mm
Förvaringslängd/ höjd	855 mm/ 823 mm
Vikt inkl. 85 Ah-batterier	176 kg
Höjd sits till golv (exkl. dyna)	450 mm
Sitslyftens höjd (exkl. dyna)	450–750 mm
Sitsdjup	370–570 mm (25 mm intervall)
Sitsbredd	420–570 mm (50 mm intervall)
Ryggstödsbredd	360–510 mm (50 mm intervall)
Ryggstödhöjd (exkl. sittdyna)	470; 545–670 mm (25 mm steg)
Armstödshöjd	185–320 mm
Avstånd mellan armstöd	380-480/480–580 mm
Justering av ryggstödsinkel (manuell)	90°–135 °
Sitsplansjustering - lutning framåt/bakåt	-20° till +50 °

*Körsträcken kan minska om rullstolen ofta används på sluttningar, grovt underlag eller för körning över kanter.



BENSTÖD 90–180 °



SITSLUTNING BAKÅT 0–50 °



SITSLYFT



ELEKTRISKT RYGGSTÖD 85–180 °



SITSLUTNING FRAMÅT



Mer färg

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



MyPermobil



Längre batteritid

permobil

permobil.se | T. 060-59 59 00



M3DATASHEETSE200930