

permobil Bon de Commande - Progeo Noir 2.0

Date

France

Prix valables à partir de : 01/12/2025

Client

Tampon de la société

LPP 9517087 :

VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire
à propulsion manuelle actifs

Poids du client (kg)

FRMA - 6 276,00€ TTC

Langue manuel d'utilisation


Responsable

Châssis en carbone fait sur mesure.

NOIR est un fauteuil où aucune modification ne peut être faite après la fabrication.

Voir tableau de références

Attention de noter toutes les dimensions (en centimètres)



Type de repose-pieds

☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Châssis en carbone avec repose-pieds intégrés
Configuration plus légère

☐ Repose-pieds en aluminium

Ajustable en hauteur de maximum 1,5cm vers le haut ou vers le bas

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne

☐ 2/3 Interne

☐ 2/3 Externe

☐ Externe



11531

Siège

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

☐ Assise réglable en tension

08883

☐ Plaque rigide en carbone

08336

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Coloris de fourches avant

- | | |
|--|-------|
| ☆ Noir | |
| ☐ Argent vif | 00833 |
| ☐ Vert Lemon | 00833 |
| ☐ Bleu brillant | 00833 |
| ☐ Rouge brillant | 00833 |
| ☐ Violet | 00833 |
| ☐ Blanc Polaire | 00833 |
| ☐ Tekno Anthracite | 00833 |
| ☐ Bleu nuit mat | 00833 |
| ☐ Gris mat | 00833 |
| ☐ Rouge mat | 00833 |

Système de réglage et de fixation du dossier

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☆ Dossier avec verrouillage | avec angle réglable de -4° à +16° |
| ☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise | avec angle réglable de -4° à +16° |
| ☐ Dossier non rabattable | avec angle réglable de -4° à +16° |

Dossier

- | | |
|---|-----------------------------|
| ☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples | ☆ Structure dossier carbone |
|---|-----------------------------|

**Tubes de poignée**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☆ Tubes à manche court | |
| ☐ Tubes SPORT Sans poignées | Configuration plus légère |
| ☐ Poignées rabattables | Hauteur minimal du dossier 30,5cm |



02958

Roues avant

- | | |
|---|---------------------------|
| ☆ 3" Sport | Configuration plus légère |
| ☐ 4" Bandage | |
| ☐ 3" Active Soft (grand) | (Jante en aluminium) |
| ☐ 4" Active Sport (étroit) | (Jante en aluminium noir) |
| ☐ 4" Active Soft (grand) | (Jante en aluminium noir) |
| ☐ 5" Active Soft (grand) | (Jante en aluminium noir) |
| ☐ 5" Pneumatiques | |

Roues arrière - (Voir tableau N°3 pour largeur totale)

- | | |
|---|---|
| ☆ 24" Ultra-light Progeo Key Sport | Configuration plus légère |
| ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX" | |
| ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" | ☐ Moyeu noir et rayons blancs ☐ Moyeu et rayons noirs |
| ☐ 25" Ultra-light "Spinergy LX" | |
| ☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL" | ☐ Moyeu noir et rayons blancs |

Pneumatiques roues arrière

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-------|
| ☆ Haute-pression | (24"-25") | Configuration plus légère | |
| ☐ Haute-pression à profil crantés | (24") | | |
| ☐ Marathon + | (24"-25") | avec protection anti-crevaisson | 01669 |
| ☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir | (24") | | 11083 |

Non disponible avec Roues arrière: 24" Ultra Light Key Sport ou 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm☐ 4 cm

- | | | | |
|--|-----------|---|-------|
| ☆ Aluminium | (24"-25") | Configuration plus légère | |
| ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 09170 |
| ☐ Acier chromé | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 01684 |
| ☐ Titane | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00016 |
| ☐ Ultra Grip | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 00017 |
| ☐ TOP FRICTION | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11023 |
| Profil oval avec insért en caoutchouc | | | |
| ☐ NOVA H | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11025 |
| Profil noir ergonomique | | | |
| ☐ NOVA D | (24"-25") | (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) | 11026 |
| Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques) | | | |
| ☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard | | Disponible en dimensions 24" | 04050 |

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------


Freins

☆ Frein actifs

☐ Levier courbé à pousser

☐ Frein à pousser avec extension

☐ Frein à tirer avec extension



Garde-boue

☆ Garde-boue en Carbone

☐ Protège vêtements droits en Carbone

Élargissement du protège vêtements

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm ☐ + 2 cm

☆ Aligné roue

☐ Sous la roue cm

☐ Dessus de la roue cm

12648

04109

04109

En option 1

☐ Roues anti-basculer à droite (rotation interne pour réduire l'encombrement)



06821

En option 2

☐ Flasques Noirs (22"-24")

☐ Flasques Transparents (22"-24")

☐ Flasques Progeo design (22"-24")

01043

00835

00019

TABLEAU DE REFERENCES

Progeo

NOIR est un fauteuil ou aucune modification peut être faite après la fabrication

(1) La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

1	A Largeur du repose-pieds		
DP \ LS	35÷39	40÷45	46÷50
33	21,5	21	20,5
36	24,5	24	23,5
39	27,5	27	26,5
42	30,5	30	29,5
45	33,5	33	32,5
48	36,5	36	35,5

2	Position des roues arrière	C :
Extrêmement prudent		7,5
Prudent		9
Standard		10,5
Actif		12
Extrême		13,5

3	Largeur totale avec roues 24"
Carrossage	
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24

Largeur maximum calculée avec une distance mains courantes - roue de 3 cm.

Fauteuil : Progeo NOIR 2.0 - Rev. 2026.1	☆	standard (Fourni par défaut)
--	---	------------------------------