



Prix valables à partir du : 01/12/25
LPP 9590598 :
 VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à
 propulsion manuelle multi-configurables

Date

France

Tampon de la société

Client

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

☆ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

- Largueur d'assise (LS) 33 36 39 42 45 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre
Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtements
 Profondeur d'assise (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)
 Position des roues arrière ☆ Standard Prudent Actif Extrême
 Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 36(min 30-max 54) réglages par incrément de 1.5cm
 Croisillon (noir) ☆ Simple Double (Indisponible en largeur d'assise 33-36)
 Hauteur avant (STD 49) - Hauteur arrière (STD 44)

SAFETY

- Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant
 (l'installation doit être effectuée par le fabricant)




08654

Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture

Châssis arrière

Châssis alu



- ☆ Châssis standard aluminium

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm


Carrossage

- ☆ 0° 1,5° 3°


Châssis avant

- Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 35 - 37,5
Non disponible pour profondeur 45 - 47,5
 Châssis moyen - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 40 - 42,5
Non disponible pour profondeur 47,5
 Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS) 45 - 47,5


Angle de châssis



☆ 110°



120°



95°

Couleur de châssis

- ☆ Noir opaque Tekno Anthracite Gris mat
 Blanc Polaire Bleu nuit mat Rouge mat

Dossier

- ☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples

Tubes de poignée

- ☆ Tubes avec poignée standard
 Poignées de poussée rabattables
 Poignées de poussée accompagnateur

02958
 01048

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Set couleurs: Comprend le moyeu et la jante de la roue arrière, les supports de la roue arrière et les fourches avant

☆ Noir 22" 24" 25" 26"

Roues avant

<input checked="" type="checkbox"/> 5" Bandage	
<input type="checkbox"/> 4" Bandage	
<input type="checkbox"/> 3" Sport	<i>Configuration plus léger</i>
<input type="checkbox"/> 6" Bandage	Non disponible avec angle de châssis 95°
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatiques	Non disponible avec angle de châssis 95°
<input type="checkbox"/> 7" Bandage	Non disponible avec angle de châssis 95°

Roues arrière

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard

22" Ultra-light Standard Progeo

25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)

26" Standard Progeo (Couleur : noire)

24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392

Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0° 02103 LPPR 9995600 271,23€ TTC

Droite Gauche

Pneumatiques roues arrière

☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") *Configuration plus léger*

Haute-pression à profil crantés (24")


Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669

Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir (24") 11083

Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181

Mains courantes	Ecartement sur les roues ☆ 3 cm □ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		<i>Configuration plus léger</i>
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170
<input type="radio"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684
<input type="radio"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023
<i>Profil oval avec insért en caoutchouc</i>			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025
<i>Profil noir ergonomique</i>			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026
<i>Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)</i>			
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard	Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")		04050

Freins


☆ Levier courbé à pousser 

Levier droit à pousser

Levier droit à tirer

Frein actifs  06428

Frein à pousser avec extension  01949

Frein à tirer avec extension  03372











Date	Commande	Client	Adresse
Repose-pieds			
☆ Sangle appui-molets standard			
☆ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles Distance minimale du repose-pieds 27cm.		☆ 2/3 Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Externe	 11525
<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc relevables en aluminium angle et profondeur réglables Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles Distance minimale du repose-pieds 26cm.		<input type="checkbox"/> Interne ☆ 2/3 Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Externe <input type="checkbox"/> Externe	 11528
Garde-boue			
Garde-boue - FIXE			
☆ Garde-boue ABS			
<input type="checkbox"/> Protège vêtements droits ABS			
Élargissement du protège vêtements			
☆ + 0 cm			
<input type="checkbox"/> + 1 cm		<input type="checkbox"/> + 2 cm	
Garde-boue - AMOVIBLE			
<input type="checkbox"/> Garde-boue ABS amovible			 08921 08921
<input type="checkbox"/> Protège vêtements droits ABS amovible			
Accoudoirs			
<input type="checkbox"/> Accoudoirs tubulaires (Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)			 04828
<input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en ABS <i>La distance entre les deux protections latérales est supérieure de 1 cm à la largeur du siège.</i>			 08881
Accessoires			
<input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise			10241
En option 1			
<input type="checkbox"/> Roue anti-basculer à droite			 00023
<input type="checkbox"/> Tube de bascule à gauche			 01046 LPPR 9916150 25€ TTC
En option 2			
<input type="checkbox"/> Tablette (amovible)			00508 LPPR 9904393 132€ TTC
<input type="checkbox"/> Appui-tête		(se replie avec le fauteuil) Pas compatible avec poignées accompagnateur	 04049 LPPR ##### 160€ TTC
<input type="checkbox"/> Flasques Noirs		(22"-24")	01043
<input type="checkbox"/> Flasques Transparents		(22"-24")	00835
<input type="checkbox"/> Flasques Progeo design		(22"-24")	00019

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant	
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max.		
Roues avant	Hauteur avant	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	50	56
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.		

2	Hauteur arrière				
 STANDARD	Châssis arrière	Roues arrière			
		22"	24"	25"	26"
	Palier de roue	min. 37	min. 39	min. 40	min. 41
		max 45	max 47	max 48	max 49

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds		
		Angle de châssis 110°	Angle de châssis 120°	Angle de châssis 95°
	Repose-pieds plastique	min. 27	min. 27	min. 27
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min. 24	min. 26	min. 24
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.				
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)				