



Prix valables à partir du : 01/12/2025

LPP 9590598 :

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables

FRMC Prix public TTC 3 303,53 €

France

Date
 Client
 Poids du client (kg)
 Langue manuel d'utilisation
 Responsable

Tampon de la société

☆ standard (Fourni par défaut)

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) 33 36 39 42 45 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Profondeur d'assise (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière Standard Prudent Actif Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage 0° 2° 4°

Hauteur avant STD 49 Hauteur arrière STD 42

☆ Plaque de réglage arrière d'aluminium

☆ Garde-boue amovibles ABS

Protège vêtements amovibles droits ABS

JOKER

☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison
 Distance minimale du repose-pieds 35cm.
 ☆ Interne 2/3 Interne
 Externe 2/3 Externe

Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables
 Distance minimale du repose-pieds 35cm.
 ☆ Interne 2/3 Interne
 Externe 2/3 Externe

11523

07649

JOKER ZERO

☆ Sangle appui-mollets standard

Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison
 Distance minimale du repose-pieds 15cm.
 ☆ 2/3 Interne 2/3 Externe

Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables
 Distance minimale du repose-pieds 15cm.
 ☆ Interne 2/3 Interne
 Externe 2/3 Externe

06814

06856

Châssis avant

☆ Châssis standard alu

☆

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis

☆ Noir opaque Blanc Polaire Orange Mat

Tekno Anthracite Bleu nuit mat Gris mat Rouge mat

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Siège	
<input checked="" type="checkbox"/> Toile d'assise avec pochette (sous le siège)	08336
<input type="checkbox"/> Plaque d'assise en carbone	08883
<input type="checkbox"/> Assise réglable en tension	

Axe des roues arrière
<input checked="" type="checkbox"/> Axe des roues arrière en aluminium

Système de réglage et de fixation du dossier
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier avec verrouillage avec angle réglable de -4° à +16°
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise avec angle réglable de -4° à +16°
<input type="checkbox"/> Dossier non rabattable avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier	Structure de dossier	
<input checked="" type="checkbox"/> Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier aluminium	

 Tubes de poignée	
<input checked="" type="checkbox"/> Tubes avec poignée standard	
<input type="checkbox"/> Tubes à manche court	
<input type="checkbox"/> Tubes SPORT Sans poignées	
<input type="checkbox"/> Poignées de poussée rabattables	02958
<input type="checkbox"/> Poignées de poussée accompagnateur	01048

Roues avant	
<input checked="" type="checkbox"/> 4" Bandage	
<input type="checkbox"/> 3" Sport	<i>Configuration plus légère</i>
<input type="checkbox"/> 5" Bandage	
<input type="checkbox"/> 6" Bandage	(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatiques	(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant	
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	22" 24" 25" 26"

Roues arrière	
<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultra-light Progeo - Standard	
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo	
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(Couleur : noire)
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
<input type="checkbox"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)	01392

Pneumatiques roues arrière			
<input checked="" type="checkbox"/> Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>	
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")		
<input type="checkbox"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669
<input type="checkbox"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181
<input type="checkbox"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083

Mains courantes	Ecartement sur les roues <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>	
<input type="checkbox"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170
<input type="checkbox"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684
<input type="checkbox"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023
Profil oval avec insért en caoutchouc			
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025
Profil noir ergonomique			
<input type="checkbox"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
<input type="checkbox"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050













Date	Commande	Client	Adresse
Freins			
<input checked="" type="checkbox"/> Levier courbé à pousser <input type="checkbox"/> Levier droit à pousser <input type="checkbox"/> Levier droit à tirer <input type="radio"/> Frein actifs <i>Configuration plus légère</i> <input type="radio"/> Frein à pousser avec extension <input type="radio"/> Frein à tirer avec extension	    	06428 01949 03372	
Accoudoirs			
<input type="radio"/> Accoudoirs tubulaires (Escamotables, amovibles et réglables en hauteur)		00694	
Accessoires			
<input type="radio"/> Toile de connexion dossier/toile assise	10241		
SAFETY			
<input type="radio"/> Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant (!l'installation doit être effectuée par le fabricant) Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport, ainsi qu'un harnais/ceinture pelvienne			08654
En option 1			
<input type="radio"/> Roue anti-bascule à droite (rotation interne pour réduire l'encombrement)		00023	
<input checked="" type="radio"/> Tube de bascule a gauche		01046	LPPR 9916150 25€ TTC
En option 2			
<input type="radio"/> Flasques Noirs (22"-24")			01043
<input type="radio"/> Flasques Transparents (22"-24")			00835
<input type="radio"/> Flasques Progeo design (22"-24")			00019

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
	Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.			
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
COURTE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE 	max 56	max 57	max 58	max 59

En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.

2	Hauteur arrière			
	Roues arrière			
	22"	24"	25"	26"
min	36	38	39	40
max	44	46	47	48

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		
NOTE!		