

Date _____

Nom de l'utilisateur _____

Responsable _____

Tampon de la société



VPH, achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs PERMOBIL Code LPPR 9517087 -
FRMA Prix public TTC 6 276,00 €
Prix valables à partir de : 01/12/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	standard
<input type="checkbox"/>	sur demande

OPTIONS DE CHÂSSIS

	S3 Short	S3 Short Low	S3 Short Abduction	S3 (standard)	S3 0°		S3 Long	S3 Large
Largeur	PROFONDEUR D'ASSISE							
27 cm			<input type="checkbox"/> 27 à 33*					
30 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 27 à 33*					
33 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 27 à 33*	<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	
36 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	
39 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
42 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*			<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
45 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*			<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
50 cm				<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*

* Profondeur réglable par tension de toile de dossier
Voir page 4 pour spécificité des différents types de châssis

Assise

Toile d'assise S3

Plaque rigide Carbone
Poids limite 45kg

COULEUR DU CHASSIS

NOIR 

GRIS 

TYPE ET HAUTEUR DE DOSSIER

Hauteur (cm)	Standard	Rétréci 3 cm	Rétréci 6 cm	Évasé 3 cm	Incurvé	Incurvé + Rétréci	Pour dossiers rigides
20	<input type="checkbox"/>						
25	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45	<input type="checkbox"/>						

Voir page 4 pour spécificité des différents type de dossier et compatibilité avec type de châssis et largeur d'assise choisi

BARRE DE CARROSSAGE

Carrossage	LARGEUR D'ASSISE								
	27	30	33	36	39	42	45	50	
0°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0°+1,5 cm (accoudoirs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
8°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Double main courante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ROUES ARRIERE

★ Standard 24"

Standard 22"

Roue arrière 24x2" MTB (tout terrain)

Double main courante 22/24" (main courante aluminium et pneumatique intégrés)

LPPR
9995600



PNEUMATIQUES

★ Schwalbe Right Run

Schwalbe Marathon Plus

Schwalbe One

PU (plein)



MAINS COURANTES

★ Aluminium

Titane

Paragrip

Tetragrip



★ Patte Courte
 Patte Longue (24")

★ Patte Courte

★ Patte Courte

★ Patte Courte

ROUES ET FOURCHES AVANT

★ 90 mm

120 mm

150 mm



REPOSE-PIEDS

LARGEUR D'ASSISE

Type	27	30	33	36	39	42	45	50
Titane en V				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Titane en V allongé renforcé				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aluminium en U (arche de talon)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pliable			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carbone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Titane en V (standard/renforcé)



Aluminium en U



Pliable



Carbone

FREINS

☆ **Freins S3**



Patin de freins S3 pour roue Bandage



GARDE-BOUE ET PROTEGE VETEMENT

☆ **Garde-boue souple S3 (ABS)**

Garde-boue avec partie inférieure rigide et partie supérieure souple qui se rabat sous la charge, par exemple lors des transferts. Il permet de poser les mains dessus pour se soulever.

Accoudoirs S3 avec protège vêtement

Accoudoir réglable en hauteur et en profondeur, sans outil.

Tablette amovible

Uniquement avec accoudoirs S3



LPPR
9904393

POIGNEES DE POUSSEE

☆ **Hauteur réglable S3**

Poignées de poussée réglables en hauteur et rabattables (non pliables)
Montées sur l'arceau du dossier
Non compatibles avec les châssis pour dossiers fixes

Hauteur réglable S3 + 10cm

Plus longues de 10cm que les standards
Poids max. utilisateur 100 kg

Poignées de poussée pliables S3



OPTIONS

Anti-bascules



Protège-rayons avec logo



Protège-rayons sans logo



Protège-rayons avec thème



SPLASH



CAR RIM



WILD ANIMALS



SMILEY

REGLAGES

Inclinaison du dossier



Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 14-28 mm. Standard=20 mm

A = mm


Centre de gravité



Noter la mesure (A) pour l'équilibre souhaité. Standard=60 mm, pour essieu AR surélevé = 51 mm

A = mm

Distance du repose pieds









Noter la mesure (K) pour la distance du repose pieds.

K = mm

ANNEXE

Chassis		Dossier disponible	
S3	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 40 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
S3 short	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 35 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
short abd	Potences avec abduction, 6 cm plus large que l'assise, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 27cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 4°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 44 cm / arrière 43 cm Poids max utilisateur : 100 kg (largeur d'assise 27-33 cm).	Standard Incurvé w30	
Short low	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 35 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 44,5 cm / arrière 40,5 cm Poids max utilisateur : 100 kg (largeur d'assise 33-39 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
S3 long	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 45 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Standard	
S3 Large	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 45 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 49,5 cm / arrière 45,5 cm, Poids max utilisateur : 150 kg (largeur d'assise 39-50 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
S3 0°	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise au choix (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 0°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 45 cm / arrière 45 cm Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Standard	

DOSSIERS

	Évasé 3 cm - Disponible pour largeur de 33 à 42 cm
	Rétréci 6 cm - Disponible pour largeur de 33 à 50cm
	Incurvé + Rétréci - Disponible pour largeur de 33 à 45 cm
	Rétréci 3 cm - Disponible pour largeur de 33 à 50 cm
	Incurvé - Disponible pour largeur de 30 à 50 cm
	Pour dossiers rigides - Disponible de 30 à 50