

Date _____

Nom de l'utilisateur _____

Responsable _____

Numero EZ-Ti _____

Tampon de la société



Les incompatibilités ne sont plus un problème avec notre configurateur en ligne!

permobil | EZ-Ti



☆ Standard

VPH, achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle
actifs Code LPPR 9517087 - **Montant LPPR 6276,00 € TTC**

MODELE

		LPPR	TTC €
TAFS1	☆ TILITE TRA (Titane, Ultimate TiFit Frame) Faible poids, forte résistance et réduction des vibrations Ajustable Poids limite 120kg		

OPTIONS DE CHASSIS

TAHDR1	<input type="radio"/> CHASSIS HEAVY DUTY Limite de poids kg 158 kg, nécessaire pour dispositif de propulsion électrique Disponible UNIQUEMENT avec : Repose-pieds réglable en inclinaison (Z2FTR3) Toile de dossier rembourrée (avec sangles) (Z2BUP3) ou Toile de dossier en tissu respirant (Z2BUP5) Dossier aluminium rabattable réglable en hauteur (Z2SB1) Barre de dossier rigidifiante, profondeur par rapport au dossier : 10,2 cm (4") (Z2SB19) Roues Arrière : <i>TiLite Shadow</i> , <i>Spinergy LX</i> (LX = max 2° carrossage) Roue avant <i>LITESPEED ALUMINIUM</i> (3", 4", 5", 6") Fourche avant <i>Standard TiLite</i> (Z2FK1) NON disponible avec : Potence de repose pieds en V à l'avant Toile de dossier ajustable par velcro (Z2BUP2) Accoudoirs tube escamotable et relevable (Z2ARM1 & Z2ARM4)		
TARFR1	<input type="radio"/> CHÂSSIS RENFORCÉ Nécessaire avec les dispositifs d'assistance électrique ou systèmes de propulsion supplémentaires. (Ex : Handbike)		

FINITIONS DU CHASSIS

TAFF1	☆ TITANE - finition satin		
TASCBT1	<input type="radio"/> Patch de restauration pour châssis Titane finition satin		
TAFF3	<input type="radio"/> Tatouages sur châssis Sur les tubes du châssis avant. Uniquement sur finition satin. Les tatouages seront ajustés en fonction de votre châssis		
TAFF44	<input type="radio"/> TATOUAGE FLOWER GARDEN		
TAFF45	<input type="radio"/> TATOUAGE NEED FOR SPEED		
TAFF43	<input type="radio"/> TATOUAGE MOSAIC		
TAFF	Autre option de couleur TAFF8 <input type="checkbox"/> High Gloss Black TAFF10 <input type="checkbox"/> Red Pepper TAFF29 <input type="checkbox"/> Neon Pink TAFF14 <input type="checkbox"/> Ocean Blue TAFF15 <input type="checkbox"/> Tangerine TAFF30 <input type="checkbox"/> Acid Green TAFF17 <input type="checkbox"/> Midnight Blue TAFF18 <input type="checkbox"/> White pearl TAFF19 <input type="checkbox"/> Black Lava TAFF27 <input type="checkbox"/> Titanium Grey TAFF61 <input type="checkbox"/> Seafoam Green TAFF62 <input type="checkbox"/> Blue Mist TAFF63 <input type="checkbox"/> Lavender Dusk TAFF40 <input type="checkbox"/> Hyper blue TAFF41 <input type="checkbox"/> Flame Orange TAFF42 <input type="checkbox"/> OD Green TAFF57 <input type="checkbox"/> Indigo Purple TAFF58 <input type="checkbox"/> Black Galaxy TAFF59 <input type="checkbox"/> Pomegranite red TAFF60 <input type="checkbox"/> Silver Streak TAFF64 <input type="checkbox"/> Daffodil Yellow		

KIT DE COULEURS ANODISÉES

Le kit de couleur anodisée comprend : le support de fourche, la fourche et les capuchons de fourche.


TAANO1	☆ Noir		
TAANO12	<input type="radio"/> Or		
TAANO15	<input type="radio"/> Vert		
TAANO13	<input type="radio"/> Violet		
TAANO14	<input type="radio"/> Orange		
TAANO10	<input type="radio"/> Bleu		
TAANO11	<input type="radio"/> Rouge		

MESURES DU CHASSIS

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)

TARSW1 30,5 (12") 33 (13") 35,6 (14") 38,1 (15")
 40,6 (16") 43,2 (17") 45,7 (18") 48,3 (19")

TARSW2 50,8 (20")



LARGEUR D'ASSISE AVANT (T)

TAFSW1 ☆ PAS DE CINTRAGE AVANT

TAFSW2 CINTRAGE AVANT 2,5 cm (1")

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

7,6 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)


TAFSW4 CINTRAGE AVANT 5,1 cm (2")

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

10,2 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)



PROFONDEUR D'ASSISE (B)

TASD1-12 30,5 (12") 33 (13") 35,6 (14") 38,1 (15")
 40,6 (16") 43,2 (17") 45,7 (18") 48,3 (19")

TASD2 50,8 (20")

SIÈGE ERGONOMIQUE (U)



Distance entre l'avant du tube de dossier et le début de la courbe (vers le haut) du tube d'assise

Nécessite une étude de la configuration et sera traitée par notre service "Dessins et modèles illimités".

Ne permet pas l'option "assise réglable en tension par visserie"


Non disponible avec l'option "dossier verrouillé sur l'assise"

TAERG2-6 15,2 (6") 17,8 (7") 20,3 (8")



HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)


TAFSH1 38,1 (15") 39,4 (15,5") 40,6 (16") 41,9 (16,5") 43,2 (17")
 44,5 (17,5") 45,7 (18") 47 (18,5") 48,3 (19") 49,5 (19,5")
 50,8 (20") 52,1 (20,5") 53,3 (21")



HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (D)

TARSH1 31,8 (12,5") 33 (13") 34,3 (13,5") 35,6 (14")
 36,8 (14,5") 38,1 (15") 39,4 (15,5") 40,6 (16")
 41,9 (16,5") 43,2 (17") 44,5 (17,5") 45,7 (18")
 47 (18,5") 48,3 (19") 49,5 (19,5") 50,8 (20")

Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière
20"	31,8 à 47
22"	35,6 à 48,3
24"	36,8 à 50,8
25"	36,8 à 50,8
26"	39,4 à 50,8



ANGLE DE POTENCE AVANT (L) OU LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Si vous sélectionnez **Longueur totale du cadre**, l'angle avant sera ajusté pour obtenir la longueur totale requise.

TAF1 ANGLE DE POTENCE (L)

(L) Angle entre le sol et la potence

70° 75° 80°



85° (Non disponible avec des roues avant de 6")

90° (Non disponible avec les roues avant de 5" et 6")

TAF2 LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Distance entre le tube de dossier avant et le tube de palette avant.

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS M= _____ cm




DISTANCE DE REPOSE-PIEDS (E)

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Repose-pieds standard

- | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 34,2 (13,5") | <input type="checkbox"/> 35,6 (14") | <input type="checkbox"/> 36,8 (14,5") | <input type="checkbox"/> 38,1 (15") | <input type="checkbox"/> 39,4 (15,5") |
| <input type="checkbox"/> 40,6 (16") | <input type="checkbox"/> 41,9 (16,5") | <input type="checkbox"/> 43,2 (17") | <input type="checkbox"/> 44,5 (17,5") | <input type="checkbox"/> 45,7 (18") |
| <input type="checkbox"/> 47 (18,5") | <input type="checkbox"/> 48,3 (19") | | | |



REPOSE-PIEDS

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

TAFTR3 ☆ REPOSE-PIEDS ALU REGLABLE EN INCLINAISON



TAFTR1 ○ REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS



TAFTR2 ○ REPOSE-PIEDS TUBE TITANE (OPEN LOOP)



TAFTR12 ○ REPOSE-PIEDS FLIP-BACK

(Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 25,4 (10") ou 28 (11") ou un châssis Heavy Duty)
Nécessite un examen manuel de la conception et sera traité par notre service Designs Unlimited.



TAFTR4 ○ REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ PLAQUE ALU RÈGLABLE EN INCLINAISON

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 17,8 à 22,9cm (7" à 9") | Installé à ____ cm |
| <input type="checkbox"/> 22,9 à 27,9cm (9" à 11") | Installé à ____ cm |
| <input type="checkbox"/> 27,9 à 33cm (11" à 13") | Installé à ____ cm |




TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS

TRFE1 ☆ CHASSIS AVANT STANDARD (I)

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant


LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)		
	Sans cintrage potence (" I " sera 6,5cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 3,8cm (1,5") (" I " sera 10cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 8,9cm (3,5") (" I " sera 15cm plus étroit que largeur A)
30,5 - (12")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")	<input type="checkbox"/> 20,3 (8")	
33 - (13")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 22,9 (9")	
35,6 - (14")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")	
38,1 - (15")	<input type="checkbox"/> 33,0 (13")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 22,9 (9")
40,6 - (16")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")
43,2 - (17")	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")
45,7 - (18")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")
48,3 - (19")	<input type="checkbox"/> 43,2 (17")	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")	<input type="checkbox"/> 33 (13")
50,8 - (20")	<input type="checkbox"/> 45,7 (18")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")



TRFE2-12 ○ CHASSIS AVANT V-FRONT (V)

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant


Non disponible avec assise ergonomique et châssis Heavy Duty



LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	CHASSIS AVANT (V)																				
	Largeur avant SANS CINTRAGE D'ASSISE						Largeur avant AVEC CINTRAGE 1" (2,5 cm)						Largeur avant AVEC CINTRAGE 2" (5,2 cm)								
	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	
30,5 - (12")	<input type="checkbox"/>																				
33 - (13")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
35,6 - (14")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>						
38,1 - (15")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
40,6 - (16")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
43,2 - (17")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
45,7 - (18")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48,3 - (19")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50,8 - (20")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REMBOURRAGE DU DOSSIER

 TABUP0 **SANS toile de dossier**

 TABUP2 ☆ **TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO**
 Non disponible avec châssis Heavy Duty et poignées de poussée rabattables


Tension réglable par sangles

Nécessaire avec les poignées de poussée rabattables

 TABUP3 **TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (NYLON)**

 TABUP5 **TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT**

Non disponible avec la bande de dossier ultrasuède

 TAUPC3-BL **BANDE ARRIÈRE DE DOSSIER SUEDINE**

Disponible uniquement avec la toile de dossier ajustable par velcro et la toile Nylon

TYPE DE DOSSIER

 TASB1 ☆ **DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Nécessaire pour le châssis Heavy Duty

 TASB2 **DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Complet avec barre de renforcement arrondie

Le dos en titane est assorti à la finition du cadre

Non disponible avec poignées de poussée boulonnées à la barre de renforcement

BARRE DE DOSSIER RIGIDE - TISHAFT™

 TASB3 ☆ **Aluminium**

POIGNÉES DE POUSSÉE

 Sans poignées de poussée

Comprend une barre de renforcement du dossier de 10cm de profondeur. Non disponible avec Ti back.

 TASB6 ☆ **POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER**

 TASB7 **POIGNÉES RABATTABLES**

(toile dossier réglable en tension par sangles obligatoire)

 TASB8 **POIGNÉES SUR TUBES FIXES**

Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back

 TASB9 **POIGNÉES SUR TUBES, RÉGLABLES EN HAUTEUR**


Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back



HAUTEUR DE DOSSIER

Hauteur (F) Dossier rabattable Z2SB1 et Z2SB2

POIGNÉES DE POUSSÉE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	Hauteur montée (de 0,5" en 0,5")
SANS poignées	21,6 - 29,2	30,5 - 41,9	40,6 - 52,1	Montée à ____ cm
Poignées (Z2SB8)	(8,5" - 11,5")	(12" - 16,5")	(16" - 20,5")	
Poignée intégrée (Z2SB6)	26,7 - 31,8 (10,5" - 12,5")	34,3 - 41,9 (13,5" - 16,5")	44,5 - 52,1 (17,5" - 20,5")	Montée à ____ cm
Poignée rabattable (Z2SB7)	33 - 38,1 (13" - 15")	36,8 - 47 (14,5" - 18,5")	47 - 53,3 (18,5" - 21")	Montée à ____ cm



DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS

 TASB11 **BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE**

Non disponible avec assise ergonomique

 TASB19 **BARRE DE RENFORCEMENT PROFONDE DU DOSSIER 10,2CM (4")**

Uniquement avec châssis Heavy Duty obligatoire


Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe

La barre de renforcement de 10,2cm (4") de profondeur n'est PAS de type arrondi

ANGLE DU DOSSIER

Angle entre le sol et le tube avant du dossier.

- TASBA1 **ANGLE DE DOSSIER (Modèles rabattables Z2SB1 et Z2SB2)**
 80° 83° 86° 89° 92° 95° 98° 101°




CENTRE DE GRAVITE

Distance entre l'avant du tube de dossier et l'axe de la roue arrière.

Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus reculée.

- TACOG1 **CENTRE DE GRAVITE (H)**
 0 (0") 0,6 (0,25") 1,3 (0,5") 1,9 (0,75") 2,5 (1")
 3,2(1,25") 3,8 (1,5") 4,4 (1,75") 5,1 (2") 5,7 (2,25")
 6,4 (2,5") 7 (2,75") 7,6 (3") 8,3 (3,25") 8,9 (3,5")
 9,5 (3,75") 10,2 (4") 10,8 (4,25") 11,4 (4,5") 12,1 (4,75") 12,7 (5")



ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIERE (J)


- TARWS1 **DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIÈRE ET LE TUBE DE DOSSIER (J)**

Distance entre l'extérieur du tube arrière et le bord intérieur du pneu de la roue arrière

- 1,9cm (0,75") Non disponible avec le carrossage K 0° ou 2° - Pas compatible avec l'option "accoudoirs"
 2,5cm (1") Option "accoudoir" non disponible avec angle de carrossage supérieur à 4°
 3,2cm (1,25")

- TACBR12 **BAGUES DE CARROSSAGE RÉGLABLES (POUR L'ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIÈRE)**
 TACBR9 ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIÈRE

- TACBR11 **BAGUES DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM - ZERO PLAY - SANS REGLAGES**
 Non disponible avec un carrossage K supérieur à 6°.



REVETEMENT D'ASSISE

- TASUP0 **SANS TOILE D'ASSISE**
- TASUP1 **TOILE D'ASSISE VISSEE**
 Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.
- TASUP2 **TOILE D'ASSISE REGLABLE PAR SANGLES**
 Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm.
- TASUP8 **PLAQUE D'ASSISE EN ALUMINIUM**
 Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

CARROSSAGE DES ROUES ARRIERE

- TACBR1 **CARROSSAGE** 0° 2° 4° 6°
 Pas de carrossage disponible K supérieur à 0° avec motorisations.
- TACBR15 ☆ **TUBE DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM**
- TACBR3 **TUBE DE CARROSSAGE EN TITANE**
 Non disponible avec motorisation

ROUES AVANT

- TAFW24 **3"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR
- TAFW14 **4 "x0.75" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW3 **4"x0,75" ROUES LUMINEUSES LIGHT UP**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW26 **4 "x1.5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW27 **4"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR
- TAFW6 **5"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW28 **5"x1,5" ROUE PLASTIQUE LITESPEED SOFT**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW30 **5"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR
- TAFW9 **6"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW32 **6"x1,5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**
 Non disponible avec le châssis Heavy Duty
- TAFW33 **6"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR

FOURCHES DE ROUES AVANTTAFK1 ☆ **FOURCHE STANDARD TILITE****AXES DE FOURCHE**TRTFS1 ☆ **AXE DE FOURCHES STANDARD**
○ **AXES DE FOURCHES EN TITANE****ROUES ARRIERE PERFORMANTES**TARW14-20 **20" TILITE SHADOW**
TARW14-22 **22" TILITE SHADOW**
TARW14-24 **24" TILITE SHADOW**TARW14-25 **25" TILITE SHADOW**
Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)TARW14-26 **26" TILITE SHADOW**
Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)**ROUES ARRIERE STANDARDS****SPINERGY SPOX**Couleur des rayons Noir Rouge Bleu BlancTARW7-22 22"TARW7-24 24"TARW7-25 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*TARW7-26 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

*non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.

SPINERGY LXCouleur des rayons Noir Rouge Bleu Blanc Vert Orange Rose flamant VioletTARW8-22 22"TARW8-24 24"TARW8-25 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*TARW8-26 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

*non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.

AXE A DEMONTAGE RAPIDE DE ROUES ARRIERETAAXL1 ☆ **STANDARD EN ACIER INOXYDABLE**TAAXL3 ○ **AXE QUAD POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE**

SUR DEVIS

182 €

Non disponible avec les roues arrière Spinergy Spox ou LX 26" (590)

PNEUMATIQUES ROUES ARRIERETARTR1 ☆ **PNEUS CRANTÉ (20" - 22" - 24" - 26"),**TARTR2 ○ **PNEUS CRANTÉ AVEC INSERT ANTI CREVAISON (20" - 22" - 24" - 26")**

Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade

TARTR31 ○ **MBL SPEEDLITE**TARTR8 ○ **MARATHON PLUS EVOLUTION (24" - 25" - 26")**TARTR32 ○ **PRIMO C-763 KNOBBY (24")****MAINS COURANTES****Mains courantes STANDARDS**TARIM1 ☆ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT**TARIM21 ○ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (22" - 24" - 25" - 26")**

Non disponible avec les roues 20"

TARIM12 ○ **MAINS COURANTES TITANE FINITION SATIN (24" - 25" - 26")**

Non disponible avec les roues 20", 22" et les pneus 24" Knobby

Mains courantes OUT-FRONT®Z2RIM10 ○ **SURGE ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile large) (22" - 24" - 25" - 26")**Z2RIM11 ○ **SURGE LT ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile petit) (22" - 24" - 25" - 26")**Z2RIM20 ○ **Q-GRIP - TETRA HAUTE FRICTION, ANTI DERRAPANTE (22" - 24" - 25" - 26")**TARIM5 ○ **MAINS COURANTES REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT PLASTIQUE NOIR****LONGUEUR DES PATTES DE MAINS COURANTES**TARIM7 ☆ **PATTES LONGUES**TARIM8 ○ **PATTES COURTES**

Non disponible avec les mains courantes Natural-Fit®

FREINS

SANS FREINS

Freins OUT FRONT®

TAWLK7 FREINS A POUSSER OUT-FRONT

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

TAWLK8 FREINS A TIRER OUT-FRONT

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

TAWLK10 EXTENSION DE POIGNÉES DE FREINS

Freins supplémentaires

TAWLK11 FREINS EN COMPOSITE CISEAUX

TAWLK15 FREINS A POUSSER CRANTÉ

Non disponible avec des bandage



PROTEGE VETEMENTS

Standard (STD) mesures : 33,5 cm de long et 19,1 cm de haut.

Petit (SMALL) mesures : 28,4 cm de long et 16,5 cm de haut.

PROTEGE VETEMENTS ALUMINIUM NOIR

TASDG2-N PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - STD

TASDG2-S PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - SMALL

TASDG3-N PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - STD

TASDG3-S PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - SMALL

TASDG4-N PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - STD

TASDG4-S PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - SMALL

Non disponible avec assise ergonomique

TASDG6 GARDE BOUE ALU RIGIDE REGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR

Uniquement avec roue arrière en 24 et 25"

Uniquement avec hauteur arrière (D) entre 36,8 et 47 cm

PROTEGE VETEMENTS EN CARBONE

TASDG7-N PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - STD

TASDG7-S PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - SMALL

TASDG8-N PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - STD

TASDG8-S PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - SMALL

TASDG12 GARDE BOUE AMOVIBLE EN CARBONE



ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TUBULAIRES

SWING AWAY

Non disponible avec châssis Heavy Duty et/ou Poignées de poussée réglable en hauteur

TAARM1-9 Hauteur réglable de 16,5 à 24,1cm

TAARM1-11 Hauteur réglable de 24,1 à 31,8cm

ACCOUDOIRS AMOVIBLES AVEC PROTEGE VETEMENTS, HAUTEUR REGLABLE ET POIGNEE DE TRANSFERT

AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR

TAARM2-9-S Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM2-9-L Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM2-12-S Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

TAARM2-12-L Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm



SANGLE DE MOLLET**SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO**

TACLF2-S	<input type="radio"/> Taille S	(Pour largeur de repose pieds de 22,9 à 30,5 cm.)		
TACLF2-M	<input type="radio"/> Taille M	(Pour largeur de repose pieds de 27,9 à 38,1cm.)		
TACLF2-L	<input type="radio"/> Taille L	(Pour largeur de repose pieds de 35,6 à 43,2cm.)		
TACLF2-XL	<input type="radio"/> Taille XL	(Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 48,3cm.)		

ACCESSOIRES

TAGRD1	<input type="radio"/> FLASQUES TRANSPARENTES AVEC LOGO TILITE			
TATIP1	<input type="radio"/> ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE (PAIRE)			
TATIP2	<input type="radio"/> ANTI-BASCULE RELEVABLE <i>USER FRIENDLY</i> (PAIRE)			
TAUEST1-12	<input type="radio"/> TABLETTE AMOVIBLE 30,5 x 35,6 (cm) 12-14" - nécessite des accoudoirs		9904393	132 €
TAUEST1-13	<input type="radio"/> TABLETTE AMOVIBLE 33 x 38,1 (cm) 13-15" - nécessite des accoudoirs		9904393	132 €

NOTE