

Date \_\_\_\_\_

Nom de l'utilisateur \_\_\_\_\_

Responsable \_\_\_\_\_

Tampon de la société

VPH, achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion  
manuelle multi-configurables PERMOBIL **Code LPP**  
**9590598** - FRMC Prix public **TTC 3 303,53 €**  
Prix valables à partir de : 01/12/2025



<input checked="" type="checkbox"/>	standard
<input type="checkbox"/>	sur demande

**OPTIONS DE CHÂSSIS**

	S3 Short	S3 Short Low	S3 Short Abduction	S3 (standard)	S3 0°	S3 Long	S3 Large
<b>Largeur</b>	<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>						
27 cm			<input type="checkbox"/> 27 à 33*				
30 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 27 à 33*				
33 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 27 à 33*	<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	
36 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	
39 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*	<input type="checkbox"/> 35 à 42*		<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
42 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*			<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
45 cm	<input type="checkbox"/> 35 à 42*			<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*
50 cm				<input type="checkbox"/> 40 à 47*	<input type="checkbox"/> 35 à 42* <input type="checkbox"/> 42,5 à 49,5*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*	<input type="checkbox"/> 45 à 52*

\* Profondeur réglable par tension de toile de dossier

Voir page 4 pour spécificité des différents types de châssis

**Assise**

<input checked="" type="checkbox"/> Toile d'assise S3	<input type="checkbox"/> Plaque rigide Carbone Poids limite 45kg
---	---

**COULEUR DU CHÂSSIS**

<input checked="" type="checkbox"/> NOIR		<input type="checkbox"/> GRIS	
--	---	-------------------------------	--

**TYPE ET HAUTEUR DE DOSSIER**

Hauteur (cm)	Standard	Rétréci 3 cm	Rétréci 6 cm	Évasé 3 cm	Incurvé	Incurvé + Rétréci	Pour dossiers rigides
20	<input type="checkbox"/>						
25	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45	<input type="checkbox"/>						

Voir page 4 pour spécificité des différents type de dossier et compatibilité avec type de châssis et largeur d'assise choisi

**BARRE DE CARROSSAGE**

	<b>LARGEUR D'ASSISE</b>							
Carrossage	27	30	33	36	39	42	45	50
0°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0°+1,5 cm (accoudoirs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
8°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Double main courante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ROUES ARRIERE

☆ Standard 24"



Click on image for more and larger images

□ Standard 22"



Click on image for more and larger images

□ Roue arrière 24x2" MTB (tout terrain)



Click on image for more and larger images

□ Double main courante 22/24" (main courante aluminium et pneumatique intégrés)




Click on image for more and larger images

LPPR

9995600


PNEUMATIQUES

☆ Schwalbe Right Run




Click on image for more and larger images

□ Schwalbe Marathon Plus




Click on image for more and larger images

□ Schwalbe One



Click on image for more and larger images


□ PU (plein)



Click on image for more and larger images

MAINS COURANTES

☆ Aluminium




Click on image for more and larger images

☆ Patte Courte

□ Patte Longue (24")


□ Titane



Click on image for more and larger images

☆ Patte Courte


□ Paragrip



Click on image for more and larger images

☆ Patte Courte

□ Tetragrip



Click on image for more and larger images

☆ Patte Courte

ROUES ET FOURCHES AVANT

☆ 90 mm



□ 120 mm




□ 150 mm




REPOSE-PIEDS


Type	LARGEUR D'ASSISE							
	27	30	33	36	39	42	45	50
Titane en V				□	□	□	□	
Titane en V allongé renforcé				□	□	□	□	□
Aluminium en U (arche de talon)		□	□	□	□	□	□	
Pliable			□	□	□	□	□	□
Carbone	□	□	□	□	□	□		




Titane en V (standard/renforcé)



Alumunium en U



Pliable



Carbone

**FREINS**☆ **Freins S3**☐ **Patin de freins S3 pour roue Bandage****GARDE-BOUE ET PROTEGE VETEMENT**☆ **Garde-boue souple S3 ( ABS )**

Garde-boue avec partie inférieure rigide et partie supérieure souple qui se rabat sous la charge, par exemple lors des transferts. Il permet de poser les mains dessus pour se soulever.

☐ **Accoudoirs S3 avec protège vêtement**

Accoudoir réglable en hauteur et en profondeur, sans outil.

☐ **Tablette amovible**

Uniquement avec accoudoirs S3



LPPR  
9904393

**POIGNEES DE POUSSEE**☆ **Hauteur réglable S3**

Poignées de poussée réglables en hauteur et rabattables (non pliables)  
Montées sur l'arceau du dossier

Non compatibles avec les châssis pour dossiers fixes

☐ **Hauteur réglable S3 + 10cm**

Plus longues de 10cm que les standards  
Poids max. utilisateur 100 kg

☐ **Poignées de poussée pliables S3****OPTIONS**☐ **Anti-basculés**☐ **Protège-rayons avec logo**☐ **Protège-rayons sans logo**☐ **Tube de bascule**

Incompatible avec Anti-basculé

☐ **Protège-rayons avec thème**

SPLASH



CAR RIM



WILD ANIMALS



SMILEY



## REGLAGES

## Inclinaison du dossier



Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier 14-28 mm. Standard=20 mm

A =  mm


## Centre de gravité



Noter la mesure (A) pour l'équilibre souhaité. Standard=60 mm, pour essieu AR surélevé = 51 mm

A =  mm

## Distance du repose pieds



Noter la mesure (K) pour la distance du repose pieds.

K =  mm


## ANNEXE

Chassis		Dossier disponible	
<b>S3</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 40 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
<b>S3 short</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 35 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
<b>short abd</b>	Potences avec abduction, 6 cm plus large que l'assise, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 27cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 4°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 44 cm / arrière 43 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (largeur d'assise 27-33 cm).	Standard Incurvé w30	
<b>Short low</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 35 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 44,5 cm / arrière 40,5 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (largeur d'assise 33-39 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
<b>S3 long</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 45 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 47 cm / arrière 43 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Standard	
<b>S3 Large</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise 45 cm (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 7°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 49,5 cm / arrière 45,5 cm. Poids max utilisateur : 150 kg (largeur d'assise 39-50 cm).	Évasé 3 cm Rétréci 6 cm Incurvé + Rétréci Standard	Dossier Rigide Incurvé
<b>S3 0°</b>	Potences droites, angle de genoux 105°. Profondeur d'assise au choix (+7 cm en desserrant les sangles de dossier), angle d'assise 0°. Hauteur d'assise avec roues 24" : avant 45 cm / arrière 45 cm. Poids max utilisateur : 100 kg (L assise 33-42 cm) / 150 kg (L assise 45-50 cm).	Standard	

DOSSIERS




Évasé 3 cm - Disponible pour largeur de 33 à 42 cm




Rétréci 6 cm - Disponible pour largeur de 33 à 50cm



Incurvé + Rétréci - Disponible pour largeur de 33 à 45 cm



Rétréci 3 cm - Disponible pour largeur de 33 à 50 cm



Incurvé - Disponible pour largeur de 30 à 50 cm



Pour dossiers rigides - Disponible de 30 à 50