

Coussins

Matrice de comparaison



permobil



Comfort
Curve®



Comfort
Elements® avec gel



Comfort
Support série Pro7



ROHO®
MOSAIC®



Comfort
Ascent



ROHO®
AirLITE®



Comfort
M2 Zero-Elevation
M2 Anti-Thrust



Comfort
Embrace™ Zero-Elevation
Embrace™ Anti-Thrust

Largeurs	8 à 24 po (par échelon de 1 po)	16 à 24 po (par échelon de 1 po)	22 à 30 po (par échelon de 2 po)	16 à 20 po (par échelon de 1 po)	16 à 24 po (par échelon de 1 po)	13 à 20 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)
Profondeurs	8 à 20 po (par échelon de 1 po)	16 à 20 po (par échelon de 1 po)	18 et 20 po	16 à 18 po (par échelon de 1 po)	16 à 20 po (par échelon de 1 po)	13 à 20 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)
Dimensions de l'épaisseur du coussin	3 po Cuisse inférieure 2,25 po	2 ou 3 po	3,5 po	3 po	4 po Cuisse inférieure 3 po	2 à 3,75 po avec contour	Zero-Elevation : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 16 po, 4,25 po Anti-Thrust : ≤ 16 po x 14 po, 2,75 po ≥ 16 po x 16 po, 3,75 po	Zero-Elevation : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 16 po, 4 po Anti-Thrust : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 14 po, 3 po
Matériau du coussin	Mousse	Insertion QuadraGel®, en mousse	Mousse Insertion QuadraGel® en option	Circulation d'air	Mousse	Mousse, insertion pneumatique	Insertion QuadraGel®, en mousse	Mousse
Options de housses	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	Tissu Solace avec sangle Kwik	Extensible dans les deux sens Housse robuste	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	Résistant aux liquides, extensible dans les deux sens	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® avec GlideWear® STRETCH-AIR® avec GlideWear®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® avec GlideWear® STRETCH-AIR® avec GlideWear®
Capacité de charge/limite de poids	Largeur de 12 po et moins – 100 lb Largeur 14 po – 150 lb Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	750 lb	315 lb	Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	300 lb	Largeur de 14 po et moins – 200 lb Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	Largeur de 14 po et moins – 200 lb Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb
Garantie	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 12 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin
Suppléments	Doublure pour l'incontinence	Doublure pour l'incontinence	-	-	Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire	-	GlideWear™ ATI Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire Crans de croissance Coupe des rails Tuyau coloré	GlideWear™ ATI Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire Crans de croissance Coupe des rails Tuyau coloré



Comfort
Série Saddle 7



ROHO®
Compartiment
unique



ROHO®
Hybrid Elite SR®
à compartiment
unique



ROHO®
HYBRID ELITE®
à compartiment
double




Vicair
Vicair® Adjuster O2



Comfort
Embrace™ avec ATI



Comfort
M2 avec ATI



Vicair
Vicair® Active O2

Largeurs	22 à 30 po (par échelon de 2 po)	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	14 à 18 po (par échelon de 1 po) 20, 22 et 24 po	14 à 18 po (par échelon de 1 po) 20, 22 et 24 po	Standard : 14 à 21 po (par échelon de 1 po) Bas : 14 à -21 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	Standard : 14 à 24 po (par échelon de 1 po) Bas : 14 à 21 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles
Profondeurs	18 et 20 po	10 à 25 po (par échelon de 1 po) 5 – 14 cellules	14 à 18 po (par échelon de 1 po) 20 et 22 po	14 à 18 po (par échelon de 1 po) 20 et 22 po	14 à 18 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	10 à 24 po (par échelon de 1 po)	Standard : 14 à 24 po (par échelon de 1 po) Bas : 14 à 24 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles
Dimensions de l'épaisseur du coussin	4,5 po Cuisse inférieure 3,5 po Abducteur 5 po	Hauteur de cellule 4,25 po HIGH PROFILE® Hauteur de cellule MID PROFILE™ 3,25 po Hauteur de cellule 2,25 po LOW PROFILE®	4,25 po	4,25 po	Standard : 3,93 po/10 cm Bas : 2,36 po/6 cm	Zero-Elevation : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 16 po, 4 po Anti-Thrust : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 14 po, 3 po	Zero-Elevation : ≤ 16 po x 14 po, 3 po ≥ 16 po x 16 po, 4,25 po Anti-Thrust : ≤ 16 po x 14 po, 2,75 po ≥ 16 po x 16 po, 3,75 po	Standard : 3,5 po/9 cm Bas : 2,36 po/6 cm
Matériau du coussin	Mousse Insertion QuadraGel® en option	Circulation d'air	Mousse Insertion avec circulation d'air	Mousse Insertion avec circulation d'air	Sans circulation d'air	Mousse	Insertion QuadraGel®, en mousse	Sans circulation d'air
Options de housses	Tissu Solace avec sangle Kwik	Extensible dans les deux sens Housse robuste (non codée)	Extensible dans les deux sens Housse robuste (non codée)	Extensible dans les deux sens Housse robuste (non codée)	Réversible Échange d'air	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® avec GlideWear® STRETCH-AIR® avec GlideWear®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® avec GlideWear® STRETCH-AIR® avec GlideWear®	Housse Active
Capacité de charge/limite de poids	750 lb	Aucune limite de poids si la taille estadaptée à l'individu	500 lb	500 lb	550 lb	Largeur de 14 po et moins – 200 lb Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	Largeur de 14 po et moins – 200 lb Largeur 16 po – 250 lb Largeur 18 po – 300 lb Largeur 20 po – 350 lb Largeur de 22 po et plus – 400 lb	440 lb
Garantie	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	24 mois pour la housse Durée de vie des SmartCells™	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	24 mois pour la housse Durée de vie des SmartCells™
Suppléments	–	Smart Check Écran de confidentialité Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Smart Check Écran de confidentialité	Écran de confidentialité	SmartCells™ Vicair supplémentaires	GlideWear™ ATI Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire Crans de croissance Coupe des rails Tuyau coloré	GlideWear™ ATI Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire Crans de croissance Coupe des rails Tuyau coloré	SmartCells™ Vicair supplémentaires



Vicair
Vicair® Vector O2



ROHO®
Compartment double



ROHO®
QUADTRO SELECT®



ROHO®
CONTOUR SELECT®



ROHO®
ENHANCER®



ROHO®
Hybrid Select



Comfort
Inception personnalisé

Largeurs	14 à 24 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	14 à 18 po (par échelon de 1 po) et 20 po	10 à 28 po (par échelon de 1 po)
Profondeurs	14 à 24 po (par échelon de 1 po) Des tailles personnalisées sont disponibles	10 à 25 po (par échelon de 1 po) 5 – 14 cellules	10 à 25 po (par échelon de 1 po) 5 – 14 cellules	10 à 25 po (par échelon de 1 po) 5 – 14 cellules	10 à 25 po (par échelon de 1 po) 5 – 14 cellules	14 à 18 po (par échelon de 1 po) et 20 po	10 à 28 po (par échelon de 1 po)
Dimensions de l'épaisseur du coussin	Standard : 3,93 po Bas : 2,36 po	Hauteur de cellule 4,25 po HIGH PROFILE® Hauteur de cellule 2,25 po LOW PROFILE®	Hauteur de cellule 4,25 po HIGH PROFILE® Hauteur de cellule 3,25 po MID PROFILE™ Hauteur de cellule 2,25 po LOW PROFILE®	2,25 à 4,25 po en raison du contour	2,25 à 4,25 po en raison du contour	5 po Cuisse inférieure 2,5 po	Contactez le service à l'expérience client pour plus d'informations et de tailles.
Matériau du coussin	Sans circulation d'air	Circulation d'air	Commande à mémoire ISOFLO® Circulation d'air	Commande à mémoire ISOFLO® Circulation d'air	Circulation d'air	Mousse Commande à mémoire ISOFLO® Insertions avec circulation d'air	Mousse Insertion ROHO® (circulation d'air) Insertion QuadraGel® Insertion en gel Ischial
Options de housses	Réversible Échange d'air	Extensible dans les deux sens	Extensible dans les deux sens Robuste	Extensible dans les deux sens	Extensible dans les deux sens	Extensible dans les deux sens	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® avec GlideWear® STRETCH-AIR® avec GlideWear®
Capacité de charge/limite de poids	550 lb	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	500 lb	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu
Garantie	24 mois pour la housse Durée de vie des SmartCells™	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 36 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 36 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 24 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 36 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin
Suppléments	SmartCells™ Vicair supplémentaires	Écran de confidentialité Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Écran de confidentialité Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Écran de confidentialité Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Écran de confidentialité Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Écran de confidentialité	GlideWear™ ATI Doublure pour l'incontinence Housse supplémentaire Crans de croissance Coupe des rails Découpe du coccyx Longueurs de jambe différentes Tuyau coloré



ROHO®
Personnalisé



Comfort
TruShape



Vicair®
Vicair® Junior Vector



Vicair®
Vicair® O2 Xxtra

Largeurs	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	sur la base de mesures individuelles	10 à 14 po (par échelon de 1 po)	22 à 30 po (par échelon de 2 po) Personnalisable
Profondeurs	10 à 27 po (par échelon de 1 po) 5 – 15 cellules	sur la base de mesures individuelles	10 à 14 po (par échelon de 1 po)	18 à 30 po (par échelon de 2 po) Personnalisable
Dimensions de l'épaisseur du coussin	Hauteur de cellule 2,25 à 4,25 po Contactez le service de l'expérience client pour plus d'informations.	Contactez le service de l'expérience client pour plus d'informations et de tailles.	4 po/10 cm	4 po/10 cm
Matériau du coussin	Circulation d'air Commande à mémoire ISOFLO® Compartiments uniques et multiples	Mousse Insertion ROHO® (circulation d'air)	Sans circulation d'air	Sans circulation d'air
Options de housses	Extensible dans les deux sens Housse robuste	Néoprène Tissu d'espacement Respiration 4 po COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	Incotec Échange d'air	Incotec Échange d'air
Capacité de charge/limite de poids	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	Aucune limite de poids si la taille est adaptée à l'individu	220 lb/100 kg	1102 lb/500 kg
Garantie	6 mois pour la housse 36 mois pour le coussin	6 mois pour la housse 5 ans pour le coussin	24 mois pour la housse Durée de vie des SmartCells™	24 mois pour la housse Durée de vie des SmartCells™
Suppléments	Housse HD Plaquette d'assise plane solide Base Contour	Double renfort Points d'appui Recouvrement des points d'appui Trous d'aération Longueurs de jambe différentes Découpages Coupe des rails Crans de coin Housse supplémentaire	SmartCells™ Vicair supplémentaires	SmartCells™ Vicair supplémentaires





GlideWear™

La technologie GlideWear™ est conçue pour réduire le risque d'escarres grâce à l'utilisation de forces de réduction du cisaillement permettant de protéger la peau. Il est 100 % respirant pour le contrôle du microclimat et ne contient pas de latex. Disponible sur certains coussins Comfort.

Permobil est le distributeur américain des coussins Vicair® O2.
Vicair® est une marque déposée de Vicair BV.
GlideWear™ est une marque déposée de MIPS.



Insertion à technologique réglable

L'insertion à technologique ajustable (ATI-Adjustable Technology Insert) est une base en aluminium moulable, légère et à haute résistance qui permet un positionnement et un soutien personnalisés.

Avantages clés :

- Peut être remodelé pour répondre aux besoins de l'utilisateur au fil du temps
- Conçu pour être placé sous un coussin compatible, à l'intérieur de la housse du coussin.
- Comprend l'insertion métallique, l'outil de courbure et le manuel d'utilisation




Smart Check™

Premier système de surveillance électronique personnelle du coussin au monde, le dispositif Smart Check exclusif de Permobil peut vous aider à déterminer le niveau de gonflage approprié pour votre coussin ROHO® Sensor Ready.

Avantages clés :

- Mémorise votre niveau de gonflage
- Vérification du niveau de gonflage avec une touche
- Retour en temps réel
- Réinitialisation possible
- Détachable pour un rangement facile



Écran de confidentialité

L'écran de confidentialité ROHO® est parfait pour toute personne qui souhaite une couverture entre le bas du dossier et l'assise de son fauteuil roulant. Conçu pour se fixer directement aux colonnes arrière d'un fauteuil roulant, il est facile à fixer et à détacher pour le nettoyage.