

Date _____

Nom de l'utilisateur _____

Responsable _____

Numero EZ-Ti _____

Tampon de la société



Les incompatibilités ne sont plus un problème avec notre **configurateur en ligne!**



☆ Standard

VPH, achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs Code LPP 9517087 - **Montant LPPR 6276,00 € TTC**

MODELE

		LPPR	TTC €
TAFS1	☆ TILITE TRA (Titane, Ultimate TiFit Frame) Faible poids, forte résistance et réduction des vibrations Ajustable Poids limite 120kg		

OPTIONS DE CHASSIS

TAHDR1	○ CHASSIS HEAVY DUTY Limite de poids kg 158 kg, nécessaire pour dispositif de propulsion électrique Disponible UNIQUEMENT avec : Repose-pieds réglable en inclinaison (Z2FTR3) Toile de dossier rembourrée (avec sangles) (Z2BUP3) ou Toile de dossier en tissu respirant (Z2BUP5) Dossier aluminium rabattable réglable en hauteur (Z2SB1) Barre de dossier rigidifiante, profondeur par rapport au dossier : 10,2 cm (4") (Z2SB19) Roues Arrière : <i>TiLite Shadow</i> , <i>Spinergy LX</i> (LX = max 2° carrossage) Roue avant <i>LITESPEED ALUMINIUM</i> (3", 4", 5", 6") Fourche avant <i>Standard TiLite</i> (Z2FK1) NON disponible avec: Potence de repose pieds en V à l'avant Toile de dossier ajustable par velcro (Z2BUP2) Accoudoirs tube escamotable et relevable (Z2ARM1 & Z2ARM4)		
TARFR1	○ CHÂSSIS RENFORCÉ Nécessaire avec les dispositifs d'assistance électrique ou systèmes de propulsion supplémentaires. (Ex : Handbike)		

FINITIONS DU CHASSIS

TAFF1	☆ TITANE - finition satin				
TASCBT1	○ Patch de restauration pour châssis Titane finition satin				
TAFF3	○ Tatouages sur châssis Sur les tubes du châssis avant. Uniquement sur finition satin. Les tatouages seront ajustés en fonction de votre châssis				
TAFF44	○ TATOUAGE FLOWER GARDEN				
TAFF45	○ TATOUAGE NEED FOR SPEED				
TAFF43	○ TATOUAGE MOSAIC				
TAFF	Autre option de couleur				
TAFF8	☐ High Gloss Black	TAFF19	☐ Black Lava	TAFF57	☐ Indigo Purple
TAFF10	☐ Red Pepper	TAFF27	☐ Titanium Grey	TAFF58	☐ Black Galaxy
TAFF29	☐ Neon Pink	TAFF61	☐ Seafoam Green	TAFF59	☐ Pomegranite red
TAFF14	☐ Ocean Blue	TAFF62	☐ Blue Mist	TAFF60	☐ Silver Streak
TAFF15	☐ Tangerine	TAFF63	☐ Lavender Dusk	TAFF64	☐ Daffodil Yellow
TAFF30	☐ Acid Green	TAFF40	☐ Hyper blue		
TAFF17	☐ Midnight Blue	TAFF41	☐ Flame Orange		
TAFF18	☐ White pearl	TAFF42	☐ OD Green		

KIT DE COULEURS ANODISÉES

Le kit de couleur anodisée comprend : le support de fourche, la fourche et les capuchons de fourche.

TAANO1	☆ Noir		
TAANO12	○ Or		
TAANO15	○ Vert		
TAANO13	○ Violet		
TAANO14	○ Orange		
TAANO10	○ Bleu		
TAANO11	○ Rouge		

MESURES DU CHASSIS**LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)**

TARSW1 ☐ 30,5 (12") ☐ 33 (13") ☐ 35,6 (14") ☐ 38,1 (15")
☐ 40,6 (16") ☐ 43,2 (17") ☐ 45,7 (18") ☐ 48,3 (19")

TARSW2 ☐ 50,8 (20")

LARGEUR D'ASSISE AVANT (T)

TAFSW1 ☆ **PAS DE CINTRAGE AVANT**

TAFSW2 ☐ **CINTRAGE AVANT 2,5 cm (1")**

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

7,6 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)

TAFSW4 ☐ **CINTRAGE AVANT 5,1 cm (2")**

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

10,2 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)

PROFONDEUR D'ASSISE (B)

TASD1-12 ☐ 30,5 (12") ☐ 33 (13") ☐ 35,6 (14") ☐ 38,1 (15")
☐ 40,6 (16") ☐ 43,2 (17") ☐ 45,7 (18") ☐ 48,3 (19")

TASD2 ☐ 50,8 (20")

SIÈGE ERGONOMIQUE (U)

Distance entre l'avant du tube de dossier et le début de la courbe (vers le haut) du tube d'assise

Nécessite une étude de la configuration et sera traitée par notre service "Dessins et modèles illimités".

Ne permet pas l'option "assise réglable en tension par visserie"

Non disponible avec l'option "dossier verrouillé sur l'assise"

TAERG2-6 ☐ 15,2 (6") ☐ 17,8 (7") ☐ 20,3 (8")

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)

TAFSH1 ☐ 38,1 (15") ☐ 39,4 (15,5") ☐ 40,6 (16") ☐ 41,9 (16,5") ☐ 43,2 (17")
☐ 44,5 (17,5") ☐ 45,7 (18") ☐ 47 (18,5") ☐ 48,3 (19") ☐ 49,5 (19,5")
☐ 50,8 (20") ☐ 52,1 (20,5") ☐ 53,3 (21")

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (D)

TARSH1 ☐ 31,8 (12,5") ☐ 33 (13") ☐ 34,3 (13,5") ☐ 35,6 (14")
☐ 36,8 (14,5") ☐ 38,1 (15") ☐ 39,4 (15,5") ☐ 40,6 (16")
☐ 41,9 (16,5") ☐ 43,2 (17") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 45,7 (18")
☐ 47 (18,5") ☐ 48,3 (19") ☐ 49,5 (19,5") ☐ 50,8 (20")

Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière
20"	31,8 à 47
22"	35,6 à 48,3
24"	36,8 à 50,8
25"	36,8 à 50,8
26"	39,4 à 50,8

ANGLE DE POTENCE AVANT (L) OU LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Si vous sélectionnez **Longueur totale du cadre**, l'angle avant sera ajusté pour obtenir la longueur totale requise.

TAF1 ☐ **ANGLE DE POTENCE (L)**






(L) Angle entre le sol et la potence

☐ 70° ☐ 75° ☐ 80°
☐ 85° (Non disponible avec des roues avant de 6")
☐ 90° (Non disponible avec les roues avant de 5" et 6")

TAF2 ☐ **LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)**

Distance entre le tube de dossier avant et le tube de palette avant.

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS M= _____ cm



DISTANCE DE REPOSE-PIEDS (E)

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Repose-pieds standard

- | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 34,2 (13,5") | ☐ 35,6 (14") | ☐ 36,8 (14,5") | ☐ 38,1 (15") | ☐ 39,4 (15,5") |
| ☐ 40,6 (16") | ☐ 41,9 (16,5") | ☐ 43,2 (17") | ☐ 44,5 (17,5") | ☐ 45,7 (18") |
| ☐ 47 (18,5") | ☐ 48,3 (19") | | | |

**REPOSE-PIEDS**

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

TAFTR3 ☆ **REPOSE-PIEDS ALU REGLABLE EN INCLINAISON**



TAFTR1 ○ **REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS**



TAFTR2 ○ **REPOSE-PIEDS TUBE TITANE (OPEN LOOP)**



TAFTR12 ○ **REPOSE-PIEDS FLIP-BACK**

(Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 25,4 (10") ou 28 (11") ou un châssis Heavy Duty)
Nécessite un examen manuel de la conception et sera traité par notre service Designs Unlimited.



TAFTR4 ○ **REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ PLAQUE ALU RÈGLABLE EN INCLINAISON**


- | | |
|---|--------------------|
| ☐ 17,8 à 22,9cm (7" à 9") | Installé à ____ cm |
| ☐ 22,9 à 27,9cm (9" à 11") | Installé à ____ cm |
| ☐ 27,9 à 33cm (11" à 13") | Installé à ____ cm |

**TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS**

TRFE1 ☆ **CHASSIS AVANT STANDARD (I)**

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)		
	Sans cintrage potence (" I " sera 6,5cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 3,8cm (1,5") (" I " sera 10cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 8,9cm (3,5") (" I " sera 15cm plus étroit que largeur A)
30,5 - (12")	☐ 24,1 (9,5")	☐ 20,3 (8")	
33 - (13")	☐ 26,7 (10,5")	☐ 22,9 (9")	
35,6 - (14")	☐ 29,2 (11,5")	☐ 25,4 (10")	
38,1 - (15")	☐ 31,8 (12,5")	☐ 27,9 (11")	☐ 22,9 (9")
40,6 - (16")	☐ 34,3 (13,5")	☐ 30,5 (12")	☐ 25,4 (10")
43,2 - (17")	☐ 36,8 (14,5")	☐ 33 (13")	☐ 27,9 (11")
45,7 - (18")	☐ 39,4 (15,5")	☐ 35,6 (14")	☐ 30,5 (12")
48,3 - (19")	☐ 41,9 (16,5")	☐ 38,1 (15")	☐ 33 (13")
50,8 - (20")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 40,6 (16")	☐ 35,6 (14")



TRFE2-12 ○ **CHASSIS AVANT V-FRONT (V)**

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant

Non disponible avec assise ergonomique et châssis Heavy Duty



LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	CHASSIS AVANT (V)																			
	Largeur avant SANS CINTRAGE D'ASSISE							Largeur avant AVEC CINTRAGE 1" (2,5 cm)							Largeur avant AVEC CINTRAGE 2" (5,2 cm)					
	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")
30,5 - (12") 33 - (13")	☐							N/D							N/D					
35,6 - (14")	☐	☐						☐	☐						☐					
38,1 - (15")	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐					☐	☐				
40,6 - (16")	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐			
43,2 - (17")	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		
45,7 - (18")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
48,3 - (19")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50,8 - (20")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

REMBOURRAGE DU DOSSIERTABUP0 ☐ **SANS toile de dossier**TABUP2 ☆ **TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO**

Non disponible avec chassis Heavy Duty et poignées de poussée rabattables

Tension réglable par sangles


Nécessaire avec les poignées de poussée rabattables

TABUP3 ☐ **TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (NYLON)**TABUP5 ☐ **TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT**

Non disponible avec la bande de dossier ultrasuède

TAUPC3-BL ☐ **BANDE ARRIÈRE DE DOSSIER SUEDINE**

Disponible uniquement avec la toile de dossier ajustable par velcro et la toile Nylon

**TYPE DE DOSSIER**TASB1 ☆ **DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Nécessaire pour le châssis Heavy Duty

TASB2 ☐ **DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Complet avec barre de renforcement arrondie

Le dos en titane est assorti à la finition du cadre

Non disponible avec poignées de poussée boulonnées à la barre de renforcement

BARRE DE DOSSIER RIGIDE - TISHAFT™TASB3 ☆ **Aluminium****POIGNÉES DE POUSSÉE**☐ **Sans poignées de poussée**

Comprend une barre de renforcement du dossier de 10cm de profondeur. Non disponible avec Ti back.

TASB6 ☆ **POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER**TASB7 ☐ **POIGNÉES RABATTABLES**

(toile dossier réglable en tension par sangles obligatoire)

TASB8 ☐ **POIGNÉES SUR TUBES FIXES**

Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back


TASB9 ☐ **POIGNÉES SUR TUBES, RÉGLABLES EN HAUTEUR**

Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back

**HAUTEUR DE DOSSIER**

Hauteur (F) Dossier rabattable Z2SB1 et Z2SB2

POIGNÉES DE POUSSÉE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	Hauteur montée (de 0,5" en 0,5")
SANS poignées	21,6 - 29,2	30,5 - 41,9	40,6 - 52,1	Montée à ____ cm
Poignées (Z2SB8)	(8,5" - 11,5")	(12" - 16,5")	(16" - 20,5")	Montée à ____ cm
Poignée intégrée (Z2SB6)	26,7 - 31,8 (10,5" - 12,5")	34,3 - 41,9 (13,5" - 16,5")	44,5 - 52,1 (17,5" - 20,5")	Montée à ____ cm
Poignée rabattable (Z2SB7)	33 - 38,1 (13" - 15")	36,8 - 47 (14,5" - 18,5")	47 - 53,3 (18,5" - 21")	Montée à ____ cm

**DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS**TASB11 ☐ **BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE**

Non disponible avec assise ergonomique

TASB19 ☐ **BARRE DE RENFORCEMENT PROFONDE DU DOSSIER 10,2CM (4")**

Uniquement avec châssis Heavy Duty obligatoire

Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe

La barre de renforcement de 10,2cm (4") de profondeur n'est PAS de type arrondi

ANGLE DU DOSSIER*Angle entre le sol et le tube avant du dossier.*

TASBA1 ☐ **ANGLE DE DOSSIER (Modèles rabattables Z2SB1 et Z2SB2)**
☐ 80° ☐ 83° ☐ 86° ☐ 89° ☐ 92° ☐ 95° ☐ 98° ☐ 101°

**CENTRE DE GRAVITE***Distance entre l'avant du tube de dossier et l'axe de la roue arrière.**Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus reculée.*

TACOG1 **CENTRE DE GRAVITE (H)**
☐ 0 (0") ☐ 0,6 (0,25") ☐ 1,3 (0,5") ☐ 1,9 (0,75") ☐ 2,5 (1")
☐ 3,2 (1,25") ☐ 3,8 (1,5") ☐ 4,4 (1,75") ☐ 5,1 (2") ☐ 5,7 (2,25")
☐ 6,4 (2,5") ☐ 7 (2,75") ☐ 7,6 (3") ☐ 8,3 (3,25") ☐ 8,9 (3,5")
☐ 9,5 (3,75") ☐ 10,2 (4") ☐ 10,8 (4,25") ☐ 11,4 (4,5") ☐ 12,1 (4,75") ☐ 12,7 (5")

**ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIERE (J)**

TARWS1 **DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE ET LE TUBE DE DOSSIER (J)**

Distance entre l'extérieur du tube arrière et le bord intérieur du pneu de la roue arrière

- ☐ 1,9cm (0,75") Non disponible avec le carrossage K 0° ou 2° - Pas compatible avec l'option "accoudoirs"
☐ 2,5cm (1") Option "accoudoir" non disponible avec angle de carrossage supérieur à 4°
☐ 3,2cm (1,25")

TACBR12 ☐ **BAGUES DE CARROSSAGE RÉGLABLES (POUR L'ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIERE)**
 TACBR9 ☐ ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE

TACBR11 ☐ **BAGUES DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM - ZERO PLAY - SANS REGLAGES**
 Non disponible avec un carrossage K supérieur à 6°.

**RETEVEMENT D'ASSISE**

TASUP0 ☐ **SANS TOILE D'ASSISE**

TASUP1 ☐ **TOILE D'ASSISE VISSEE**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

TASUP2 ☐ **TOILE D'ASSISE REGLABLE PAR SANGLES**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm.

TASUP8 ☐ **PLAQUE D'ASSISE EN ALUMINIUM**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

CARROSSAGE DES ROUES ARRIERE

TACBR1 **CARROSSAGE** ☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°

Pas de carrossage disponible K supérieur à 0° avec motorisations.

TACBR15 ☆ **TUBE DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM**

TACBR3 ☐ **TUBE DE CARROSSAGE EN TITANE**

Non disponible avec motorisation

ROUES AVANT

TAFW24 ☐ **3"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** ☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR

TAFW14 ☐ **4 "x0.75" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW3 ☐ **4"x0,75" ROUES LUMINEUSES LIGHT UP**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW26 ☐ **4 "x1.5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW27 ☐ **4"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** ☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR

TAFW6 ☐ **5"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW28 ☐ **5"x1,5" ROUE PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW30 ☐ **5"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** ☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR

TAFW9 ☐ **6"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW32 ☐ **6"x1,5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

TAFW33 ☐ **6"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** ☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

FOURCHES DE ROUES AVANTTAFK1 ☆ **FOURCHE STANDARD TILITE****AXES DE FOURCHE**TRTFS1 ☆ **AXE DE FOURCHES STANDARD**
○ **AXES DE FOURCHES EN TITANE****ROUES ARRIERE PERFORMANTES**TARW14-20 ☐ **20" TILITE SHADOW**TARW14-22 ☐ **22" TILITE SHADOW**TARW14-24 ☐ **24" TILITE SHADOW**TARW14-25 ☐ **25" TILITE SHADOW**

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)

TARW14-26 ☐ **26" TILITE SHADOW**

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)

ROUES ARRIERE STANDARDS**SPINERGY SPOX**Couleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ BlancTARW7-22 ☐ 22"TARW7-24 ☐ 24"TARW7-25 ☐ 25"

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

TARW7-26 ☐ 26"

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

*non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.

SPINERGY LXCouleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Blanc ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rose flamant ☐ VioletTARW8-22 ☐ 22"TARW8-24 ☐ 24"TARW8-25 ☐ 25"

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

TARW8-26 ☐ 26"

Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*

*non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.

AXE A DEMONTAGE RAPIDE DE ROUES ARRIERETAAXL1 ☆ **STANDARD EN ACIER INOXYDABLE**TAAXL3 ○ **AXE QUAD POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE**

SUR DEVIS

182 €

Non disponible avec les roues arrière Spinergy Spox ou LX 26" (590)

PNEUMATIQUES ROUES ARRIERETARTR1 ☆ **PNEUS CRANTÉ (20" - 22" - 24" - 26"),**TARTR2 ○ **PNEUS CRANTÉ AVEC INSERT ANTI CREVAISON (20" - 22" - 24" - 26")**

Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade

TARTR31 ○ **MBL SPEEDLITE**TARTR8 ○ **MARATHON PLUS EVOLUTION (24" - 25" - 26")**TARTR32 ○ **PRIMO C-763 KNOBBY (24")****MAINS COURANTES****Mains courantes STANDARDS**TARIM1 ☆ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT**TARIM21 ○ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (22" - 24" - 25" - 26")**

Non disponible avec les roues 20"

TARIM12 ○ **MAINS COURANTES TITANE FINITION SATIN (24" - 25" - 26")**

Non disponible avec les roues 20", 22" et les pneus 24" Knobby

Mains courantes OUT-FRONT®Z2RIM10 ○ **SURGE ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile large) (22" - 24" - 25" - 26")**Z2RIM11 ○ **SURGE LT ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile petit) (22" - 24" - 25" - 26")**Z2RIM20 ○ **Q-GRIP - TETRA HAUTE FRICTION, ANTI DERRAPANTE (22" - 24" - 25" - 26")**TARIM5 ○ **MAINS COURANTES REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT PLASTIQUE NOIR****LONGUEUR DES PATTES DE MAINS COURANTES**TARIM7 ☆ **PATTES LONGUES**TARIM8 ○ **PATTES COURTES**

Non disponible avec les mains courantes Natural-Fit®

FREINS☐ SANS FREINS**Freins OUT FRONT®**TAWLK7 ☐ FREINS A POUSSER OUT-FRONT

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

TAWLK8 ☐ FREINS A TIRER OUT-FRONT

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

TAWLK10 ☐ EXTENSION DE POIGNÉES DE FREINS**Freins supplémentaires**TAWLK11 ☐ FREINS EN COMPOSITE CISEAUXTAWLK15 ☐ FREINS A POUSSER CRANTÉ

Non disponible avec des bandage

**PROTEGE VETEMENTS**

Standard (STD) mesures : 33,5 cm de long et 19,1 cm de haut.

Petit (SMALL) mesures : 28,4 cm de long et 16,5 cm de haut.

PROTEGE VETEMENTS ALUMINIUM NOIRTASDG2-N ☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - STDTASDG2-S ☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - SMALLTASDG3-N ☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - STDTASDG3-S ☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - SMALLTASDG4-N ☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - STDTASDG4-S ☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - SMALL

Non disponible avec assise ergonomique

TASDG6 ☐ GARDE BOUE ALU RIGIDE REGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR

Uniquement avec roue arrière en 24 et 25"

Uniquement avec hauteur arrière (D) entre 36,8 et 47 cm

PROTEGE VETEMENTS EN CARBONETASDG7-N ☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - STDTASDG7-S ☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - SMALLTASDG8-N ☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - STDTASDG8-S ☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - SMALLTASDG12 ☐ GARDE BOUE AMOVIBLE EN CARBONE**ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TUBULAIRES****SWING AWAY**

Non disponible avec châssis Heavy Duty et/ou Poignées de poussée réglable en hauteur

TAARM1-9 ☐ Hauteur réglable de 16,5 à 24,1cmTAARM1-11 ☐ Hauteur réglable de 24,1 à 31,8cm**ACCOUDOIRS AMOVIBLES AVEC PROTEGE VETEMENTS,
HAUTEUR REGLABLE ET POIGNEE DE TRANSFERT****AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**TAARM2-9-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cmTAARM2-9-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cmTAARM2-12-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cmTAARM2-12-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

SANGLE DE MOLLET

SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO				
TACLF2-S	☐ Taille S	(Pour largeur de repose pieds de 22,9 à 30,5 cm.)		
TACLF2-M	☐ Taille M	(Pour largeur de repose pieds de 27,9 à 38,1cm.)		
TACLF2-L	☐ Taille L	(Pour largeur de repose pieds de 35,6 à 43,2cm.)		
TACLF2-XL	☐ Taille XL	(Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 48,3cm.)		

ACCESSOIRES

TAGRD1	☐ FLASQUES TRANSPARENTES AVEC LOGO TILITE		
TATIP1	☐ ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE (PAIRE)		
TATIP2	☐ ANTI-BASCULE RELEVABLE <i>USER FRIENDLY</i> (PAIRE)		
TAUEST1-12	☐ TABLETTE AMOVIBLE 30,5 x 35,6 (cm) 12-14" - nécessite des accoudoirs	9904393	132 €
TAUEST1-13	☐ TABLETTE AMOVIBLE 33 x 38,1 (cm) 13-15" - nécessite des accoudoirs	9904393	132 €

NOTE